Общество с ограниченной ответственностью «Звук»

Вкладыши ушные к слуховым аппаратам карманного типа

Инструкция
по эксплуатации

БФКЮ.714675.001 ИЭ

1.НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Вкладыши ушные являются составной сменной частью слуховых аппаратов (с/а) карманного типа воздушной проводимости и служат для передачи усиленной звуковой информации от аппарата в слуховой канал пациента.

Вкладыш представляет собой прессованное из полимерной эластичной массы устройство круглого сечения грибообразной формы, имеющее полость для надевания на патрубок телефона карманного с/а.

2.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разнообразие размеров вкладышей обеспечивают герметизацию слухового прохода и исключают возникновение обратной акустической связи (ОАС) при работе с/а, поэтому необходимо применять вкладыши, наиболее подходящие по размерам, которые подбираются для каждого пациента индивидуально. Для предотвращения ОАС необходимо следить за тем, чтобы вкладыши плотно входили в наружный канал слухового прохода.

Не рекомендуется использовать вкладыши, вызывающие дискомфортное состояние канала уха. В случаях невозможности подбора нужного размера необходимо изготовление индивидуального вкладыша.

3.ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для правильной и долговечной эксплуатации вкладыша необходимо соблюдать гигиену слухового прохода. Пользуйтесь теплой мыльной водой для дезинфекции и очистки вкладыша, предварительно сняв его с аппарата, протрите тканевой салфеткой.

4.ХРАНЕНИЕ

Вкладыши должны храниться в помещении при температуре от 0^0 до 25^0С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

5.ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие вкладышей требованиям технических условий ТУ 9444-001-21254207-2005 при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 2 года с момента изготовления.

Гарантийный срок службы - 6 месяцев со дня продажи.

Предприятие-изготовитель:
ООО «Звук»
443115, г. Самара,
ул. Демократическая, 37, оф.2
тел/факс**: (846) 927-52-52**
тел/факс: **(846) 995-40-44**
E-mail: zvuk63@yandex.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Звук»

Звуководы круглые (овальные) к слуховым аппаратам заушного типа

Инструкция по эксплуатации

БФКЮ.949373.001 ИЭ

1.НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Звуководы являются составной сменной частью слуховых аппаратов (с/а) заушного типа воздушной проводимости и служат для передачи усиленной звуковой информации от аппарата в слуховой канал пациента.

Звуковод представляет собой прессованное из полимерной эластичной массы устройство круглого или овального поперечного сечения грибообразной формы, через которое проходит звукоподводная трубка, одеваемая на рожок заушного с/а.

2.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разнообразие размеров и форм рабочих частей звуководов обеспечивают герметизацию слухового прохода и исключают возникновение обратной акустической связи (ОАС) при работе с/а, поэтому необходимо применять звуководы, наиболее подходящие по форме (круглые или овальные) и размерам, которые подбираются для каждого пациента индивидуально. Для предотвращения ОАС необходимо следить за тем, чтобы звуководы плотно входили в наружный канал слухового прохода. Соединяя гибкую трубку звуководов с рожком с/а, определите оптимальную длину трубки, при которой не происходит ее излома и которая способствует надежному удержанию с/а за ухом. Лишнюю часть трубки звуковода обрезать.

Не рекомендуется использовать звуководы, вызывающие дискомфортное состояние канала уха. В случаях невозможности подбора нужного размера и формы необходимо изготовление индивидуального вкладыша.

3.ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для правильной и долговечной эксплуатации звуковода необходимо соблюдать гигиену слухового прохода. Пользуйтесь теплой мыльной водой для дезинфекции и очистки звуковода, предварительно сняв его с аппарата, протрите тканевой салфеткой, продуйте трубку звуковода во избежание остатка влаги.

4.ХРАНЕНИЕ

Звуководы должны храниться в помещении при температуре от 0^0 до 25^0С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

5.ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие звуководов круглых (овальных) требованиям технических условий ТУ 9444-001-21254207-2005 при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 2 года с момента изготовления.

Гарантийный срок службы - 6 месяцев со дня продажи.

Предприятие-изготовитель:
ООО «Звук»
443115, г. Самара,
ул. Демократическая, 37, оф.2
тел/факс**: (846) 927-52-52**
тел/факс: **(846) 995-40-44**
E-mail: zvuk63@yandex.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru