Инструкция

1. Названия изделия

Лента кинезиологическая SFM®
-Plaster /Kinesiology tape

Артикул №	Размеры	Цвет
4036534082058	2,5см x 5м	бежевый
4036534083055		синий
4036534084052		розовый
4036534085059		чёрный
4036534086056		жёлтый
4036534087053		зелёный
4036534088050		оранжевый
4036534089057		фиолетовый
4036534816059 4036534820056 4036534828052 4036534852057 4036534861059	5см x 5м	бежевый
4036534817056 4036534821053 4036534829059 4036534853054 4036534862056		чёрный
4036534818053 4036534822050 4036534830055 4036534854051 4036534863053		синий
4036534819050 4036534823057 4036534831052 4036534855058 4036534864050		розовый
4036534824054 4036534832059 4036534857052 4036534865057		жёлтый
4036534825051 4036534833056 4036534858059 4036534866054		зелёный
4036534826058 4036534827055 4036534834053 4036534859056 4036534867051		фиолетовый
4036534827055 4036534835050 4036534860052 4036534868058		оранжевый
4036534856055		синий для детей
4036534836057 4036534869055	10см x 5м	бежевый
4036534837054 4036534870051		чёрный
4036534838051 4036534871058		синий

SFM Hospital Products GmbH, 12487 Berlin, Segelfliegerdamm 67-89
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция

4036534839058 4036534872055		розовый
4036534840054 4036534873052		жёлтый
4036534841051 4036534874059		зелёный
4036534842058 4036534875056		фиолетовый
4036534843055 4036534876053		оранжевый
4036534844052	5см x 32м	бежевый
4036534845059		чёрный
4036534846056		синий
4036534847053		розовый
4036534848050		жёлтый
4036534849057		зелёный
4036534850053		фиолетовый
4036534851050		оранжевый

2. Производитель

SFM Hospital Products GmbH
Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Берлин, Германия

3. Используемые графические символы

	Производитель		Для одноразового использования
	Дата изготовления		Следуйте инструкциям по применению
	Можно использовать до		Внимание
	Производственный номер, партия		Без латекса
	Ограничение температуры (5 °C ... 30 °C)		Ограничение влажности (макс. 80%)
	Защищать от солнечного света		Хранить в сухом месте
	Маркировка как медицинского изделия		CE - Маркировка
	Элементы данных UDI - кодирование в человекочитаемой форме		Зеленая точка - Duales System Deutschland GmbH

4. Состав

Эластичная, воздухопроницаемая, не содержащая латекса клейкая лента

5. Материал

Хлопковая или синтетическая полимерная основа, нити эластана, акрил

6. Использование по назначению

Проверка срока годности. Откройте упаковку, отрежьте ленту по длине, закрепите ленту на коже. Соблюдайте соответствующие организационные предписания относительно регулярных действий по проверке и замене медицинских процедур.
ВНИМАНИЕ: Возможна опасность для здоровья из-за аллергических реакций или микробиологического заражения, которые могут потребовать медицинского вмешательства!
Клейкая лента предназначена для однократного использования. При повторном использовании адгезия клейкой ленты, необходимая для безопасного использования, не гарантируется.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция

6.1 Индикация

Кинезиологическая лента (или физиолента) - это эластичная текстильная разноцветная клейкая лента, которая используется в альтернативной медицине и в спорте. Она накладывается на кожу с помощью специальной техники ("тэйпинг") и, как предполагается, оказывает оздоровительное воздействие. Его эффективность научно не подтверждена.

6.2 Противопоказания

В редких случаях при использовании ленты может возникнуть раздражение кожи или аллергические реакции. Если возникло раздражение кожи (покраснение, зуд и т.д.), немедленно прекратите использование ленты и удалите ее с кожи. Если у вас чувствительная кожа или склонность к аллергии, рекомендуется сначала использовать тест-полоску. Имейте в виду, что могут возникнуть и реакции с опозданием (примерно через 24-48 часов)!

7. Инструкции по безопасности / предупреждения

Не используйте ленту, если истек срок ее годности. ВНИМАНИЕ: Если срок годности истек, прочность клейкой ленты, необходимая для безопасного использования, не гарантируется. Существует риск для здоровья из-за возможных микробиологических опасностей при использовании клейкой ленты.
Не используйте ленту на ранах, ожогах, раздраженной коже, слизистых оболочках, во рту, носу, глазах, в случае известной аллергической реакции на акрил или после длительной терапии кортизоном. **ВНИМАНИЕ! Опасность для здоровья и жизни из-за аллергических реакций!**
Не наносить на влажную или смазанную кожу.
Эти инструкции не могут заменить необходимых контактов и профессиональных консультаций врачей или физиотерапевтов.

8. Хранение / Транспорт

Хранение и транспортировка должны осуществляться надлежащим образом в картонных коробках при температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности до 80%.

9. Утилизация

После использования или по истечении срока годности кинезиологические ленты должны быть утилизированы надлежащим образом. Пожалуйста, уточните у местных властей правила утилизации одноразовых медицинских изделий.

10. Серьезные инциденты

Обо всех предполагаемых инцидентах, происшествиях или серьезных инцидентах необходимо безотлогательно сообщать производителю по электронной почте prrc@sfm-berlin.de и в компетентный орган.

Статус на: 21.02.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru