Инструкция

1. Название изделия **Иглы медицинские инъекционные, одноразовые, стерильные**

Артикул №	Спецификация	Цветная кодировка иглы
4036534301029	Инъекционная игла 26G 0,45 x 16 мм	коричневый
4036534302026	Инъекционная игла 25G 0,5 x 25 мм	оранжевый
4036534303023	Инъекционная игла 23G 0,6 x 25 мм	тёмно-синий
4036534304020	Инъекционная игла 22G 0,7 x 30 мм	черный
4036534305027	Инъекционная игла 21G 0,8 x 40 мм	тёмно-зелёный
4036534306024	Инъекционная игла 20G 0,9 x 40 мм	желтый
4036534307021	Инъекционная игла 19G 1,1 x 40 мм	кремовый
4036534308028	Инъекционная игла 18G 1,2 x 40 мм	розовый
4036534309025	Инъекционная игла 27G 0,4 x 13 мм	серый
4036534310021	Инъекционная игла 22G 0,7 x 40 мм	черный
4036534311028	Инъекционная игла 31G 0,25 x 5 мм	белый
4036534312025	Инъекционная игла 29G 0,33 x 12,7 мм	красный
4036534313022	Инъекционная игла 29G 0,33 x 8 мм	красный
4036534314029	Инъекционная игла 27G 0,4 x 8 мм	серый
4036534315026	Инъекционная игла 17G 1,47 x 40 мм	красно-фиолетовый
4036534316023	Инъекционная игла 30G 0,3 x 13 мм	желтый

2. Производитель **SFM Hospital Products GmbH,**
Segelfliegerdamm 67-89, 12487 Берлин, Германия

3. Используемые графические символы

	Производитель		Хрупкий / Обращаться осторожно
	Дата изготовления		Защищать от солнечных света
	Использовать до		Хранить в сухом месте
LOT	Производственный номер, партия		Без пирогена
STERILE EO	Стерилизация ЕО	LATEX	Латекс
	Не стерилизовать повторно		Зелёная точка - Duales System Deutschland GmbH
	Не используйте, если упаковка повреждена	CE 0124	CE - Маркеровка с номером нотифицированного органа
	Не для повторного использования		Национальный знак соответствия Украины
	Внимание		

4. Устройство
Иглы для подкожных инъекций - это полые иглы, которые обычно заточены на конце со скосом. Соединение вала иглы со штекером представляет собой комбинированное крепление Люэр/Лок- замок.

5. Материал
Иглы: полипропилен, нержавеющая сталь, силиконовое масло

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция

6. Использование по назначению

Перед применением проверьте упаковку иглы на целостность и срок годности. Если упаковка повреждена, уничтожьте иглу.
Тщательно выберите место инъекции и подготовьте его в асептических условиях. Откройте упаковку и извлеките иглу. Плотно поместите иглу на кончик шприца или катетера, нажав и повернув ее по часовой стрелке, и убедитесь, что она прочно посажена. После использования немедленно утилизируйте иглу в защищенном от прокола контейнере как медицинские отходы.

6.1 Индикация

Для введения жидкости в организм
Для выведения жидкости из организма
Выбор иглы зависит от

- Типа инъекции
- Организма пациента
- Консистенции раствора для инъекций.

6.2 Противопоказание

Не известны заболевания, состояния или ситуации, говорящие против его применения, но в каждом конкретном случае всегда приходится взвешивать вред и пользу. (относительное противопоказание)
При правильном использовании нет известных побочных эффектов.
Не используйте более одного раза, не перерабатывайте и не перестерилизуйте!
Не используйте, если стерильный барьер или продукт повреждены!
Не использовать после истечения срока годности!

7. Указания по технике безопасности / Предупреждения

Механическая сила, действующая на трубку иглы во время использования, может привести к ее поломке.
Внимание! Риск травмы, опасность для здоровья пациента и пользователя! Не используйте повторно, не перерабатывайте и не стерилизуйте медицинское устройство после использования! Риск микробиологической опасности, опасность для здоровья и жизни пациента! Не используйте после истечения срока годности! Риск заражения из-за микробиологической опасности, опасность для здоровья и жизни пациента! Избегайте повторного надевания защитного колпачка иглы! Риск травм и инфекций, риск для здоровья пациента и пользователя из-за физических и микробиологических опасностей!
Снимайте защитный колпачок иглы по прямой линии, механическое воздействие на трубку иглы может привести к тому, что медицинское устройство придет в негодность.

8. Хранение / Транспортировка

Хранение и транспортировка должны осуществляться надлежащим образом в картонных коробках. При этом должны быть защищены от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от летучих масел и агрессивных химикатов.

9. Утилизация

После однократного использования или по истечении срока годности утилизируйте в непрокалываемых контейнерах. Повторное использование принципиально исключено.
Узнайте у местных властей о правилах утилизации одноразовых медицинских изделий

Статус: 11.03.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru