ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОРВИ ПРОТЕКТ

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ОРВИ ПРОТЕКТ, раствор для орошения слизистой носа, спрей 30 мл.

СОСТАВ:

Активные вещества:
йота-каррагинан – 1,2 мг/мл,
карбоксиметил бета-глюкан (натриевая соль) - 0,022 мг/мл.

Вспомогательные вещества:
натрия хлорид, ЭДТА-натрий, калия дигидрофосфат, калия гидрофосфат, вода для инъекций.

ОПИСАНИЕ:

Прозрачный от бесцветного до слегка желтоватого цвета раствор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОРВИ ПРОТЕКТ рекомендован для профилактики и как дополнение к комплексной терапии вирусных и бактериальных инфекций дыхательных путей.

ОРВИ ПРОТЕКТ способствует:
— длительному физиологическому увлажнению слизистой оболочки носа;
— профилактике инфекций дыхательных путей: ОРЗ, ОРВИ, грипп;
— облегчению состояния при инфекциях дыхательных путей: ОРЗ, ОРВИ, грипп;
— облегчению состояния при заболеваниях, обусловленных сухой или раздраженной слизистой оболочкой носа, таких как: острый ринит, острый катаральный синусит, синдром Шегрена, коркообразование слизистой оболочки носа;
—облегчению состояния при частых и затяжных воспалительных заболеваниях носоглотки и придаточных пазух носа, таких как: синусит, полипоз носоглотки, хронический ринит с/без бактериальной или грибковой инфекцией.

Благодаря активным компонентам природного происхождения, таким как йота-каррагинан и натрия карбоксиметил бета-глюкан, ОРВИ ПРОТЕКТ не только удаляет со слизистой оболочки носа вирусы и избыточную слизь, но также образовывает тонкую пленку, которая защищает слизистую оболочку носа от внешнего агрессивного воздействия.

ОРВИ ПРОТЕКТ способствует комплексной защите против вирусов и бактерий, помогает уменьшению проявлений и продолжительности симптомов, не оказывает системного воздействия на организм.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ОРВИ ПРОТЕКТ рекомендован для профилактики и в качестве дополнения к основной терапии вирусных и бактериальных респираторных инфекции дыхательных путей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для детей с 3-х лет и взрослых.
Для ежедневного использования в качестве профилактики острых респираторных заболеваний или других вирусных инфекций дыхательных путей спрей используют 3 раза в день по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не используйте в случае повышенной чувствительности или несовместимости с какими-либо компонентами изделия медицинского назначения.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Предназначен исключительно для назального использования.
По гигиеническим причинам и во избежание передачи возбудителей, один флакон должен использоваться только одним человеком.
Использовать только при отсутствии повреждений слизистой оболочки.
Если после недели использования состояние не улучшится, следует обратиться к врачу.
Детям в возрасте до 3 лет и беременным женщинам возможно применение продукта после консультации врача.
Длительное применение продукта, как и всех продуктов для местного применения, может привести к локальному раздражению или повышению чувствительности; в таком случае следует прекратить использование препарата и проконсультироваться с врачом.
Не используйте продукт, если при первом открытии целостность баллончика была нарушена или он имеет внешние повреждения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ХРАНЕНИЯ:

2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

Без рецепта.

ASEPTICA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Aseptica»
Республика Узбекистан
Г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Чангалзор-Мавзук, 3
www.aseptica.uz

PROMO SOLUTION

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

ООО «ПромоСолюшн»
Республика Беларусь
г. Минск, ул. Могилевская, 39А, офис 210
Тел.: +375 29 158 83 05
e-mail: info@promosolution.by

21
PAP

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru