"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

АО "ЭКОлаб"

_____ Т.Ю.Гашенко

"01" 08 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов

КРОВЬ БАРАНЬЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ ДЛЯ РЕАКЦИИ СВЯЗЫВАНИЯ КОМПЛЕМЕНТА

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12209 от 01.08.2018 г.

Набор реагентов "Кровь баранья консервированная для реакции связывания комплемента (РСК)", далее по тексту – "набор", представляет собой смесь дефибринированной крови барана и консерванта, объединенных в соотношении 4:1 по объему; по внешнему виду - мутная жидкость ярко-красного цвета, разлитая в герметично укупоренные флаконы, не содержащая видимых глазом агломератов и посторонних включений, расслаивающаяся при стоянии на прозрачную желтовато-розовую надосадочную жидкость и рыхлый ярко-красный осадок.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ингредиент реакции связывания комплемента при диагностике инфекционных заболеваний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения набора – класс 1.

Меры предосторожности при работе с набором – соблюдение "Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР" (Москва, 1981 г.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кровь баранью консервированную центрифугировать при 2000 об/мин в течение 5 мин; надосадочную жидкость удалить, а к осадку эритроцитов добавить 0,9% раствор натрия хлористого до первоначального объема. Взвесь эритроцитов в растворе натрия хлорида вновь центрифугировать в том же режиме.

Отмывание эритроцитов провести 3 раза, при этом последняя порция надосадочной жидкости должна быть бесцветной.

3 мл полученного осадка отмытых эритроцитов суспендировать в 97 мл 0,9% натрия хлористого.

Полученную 3 % взвесь эритроцитов использовать при постановке РСК не позднее 24 ч после приготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ФОРМА ВЫПУСКА

По 10 мл во флаконах. По 5 флаконов вместе с инструкцией по применению в групповой упаковке.

По желанию потребителя базовая комплектация набора (число индивидуальных упаковок с реагентами и их объемы) может быть изменена.

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Срок годности набора – 45 суток.

Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 °С в течение всего срока годности. Замораживание не допускается.

Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается.

По вопросам, касающимся качества набора, следует обращаться по адресу 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1-1а, АО "ЭКОлаб"; тел. (49643) 3-23-11, факс (49643) 3-30-93 – отдел сбыта, (49643) 3-37-30 – ОБТК (код из Москвы 243) и в учреждение, уполномоченное Росздравнадзором на проведение государственного контроля качества указанной продукции.

Директор АО "ЭКОлаб" по научной работе С.Г.Марданлы

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru