ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Зонды желудочно-кишечные двухканальные силиконовые для форсированной аспирации с притоком воздуха (по Н.Н.Каншину)
по ТУ 9398-066-18037666-2009»
ЗЖКС №25 и ЗЖКС №33

1.НАЗНАЧЕНИЕ. Зонды предназначены для форсированной аспирации с притоком воздуха содержимого желудка и тонкой кишки.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Зонды изготавливаются из силиконовой резины в виде гладкой двухканальной трубки. Наружный диаметр зонда ЗЖКС №25 – 8,2 мм, зонда
ЗЖКС №33-11,2 мм. Длина 2500 мм.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Зонды перед применением должны быть подвергнуты дезинфекции кипячением, воздушным или химическим методами по МУ 287-113.

Зонды вводят в желудок через рот или трансназально (возможно использование гибкого металлического проводника).

Во время полостной операции (например, по поводу кишечной непроходимости или перитонита) зонды могут быть проведены в двенадцатиперстную и далее тонкую и далее толстую кишку. Проведение зондов осуществляют при одновременной аспирации с помощью хирургического отсоса, подсоединяемого к каналу через переходник, сохраняя открытыми отверстия для притока воздуха.

4.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование производится при температуре от минус 50 до плюс 40 ºС.

4.2.Хранение производится в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от плюс 5 до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха не более 98 %. Зонды должны храниться на стеллажах в упаковке производителя и защищены от прямого солнечного и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделия вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

5.СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация производится химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным методами по МУ 287-113.

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты зондов от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:
зонд – 1 шт;
инструкция по применению – 1 шт.
этикетка – 1 шт.

8.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие зондов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

8.2 Гарантийный срок годности зондов 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41а, тел/факс (495) 583 36 62.
Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а, +375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

«Зонд желудочно-кишечный одноканальный силиконовый для введения питательных растворов и смесей ЗЖКС №15 по ТУ 9398-066-18037666-2009»

1. НАЗНАЧЕНИЕ. **Зонд ЗЖКС №15** предназначен для декомпрессии желудочно-кишечного тракта (в том числе у детей и подростков) и для введения жидких и густых питательных смесей в желудок или начальные отделы тощей кишки при сохраненной моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Зонд изготавливается из силиконовой резины в виде одноканальной трубки наружным диаметром 5,00 мм и длиной 1600 мм, имеющей наконечник с гнездом для трубки-толкателя. **Трубка-толкатель (ТТП №7)** имеет сердечник с пластмассовой оболочкой и пружинный наконечник на внутреннем окончании толкателя. Внешнее окончание толкателя имеет передвигаемый держатель и ручку. Наружный диаметр толкателя 2,2 мм, длина 1600 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- зонд - 1 шт.
- трубка-толкатель ТТП №7 - 1 шт.
- инструкция по применению - 1экз.
- этикетка - 1 экз.

Фактическая комплектность указана на этикетке к потребительской упаковке зонда.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ. Зонд проводится в ЖКТ с помощью трубки-толкателя как на операции, так и внеоперационно с помощью эндоскопа. Перед проведением в просвет зонда вводится вазелиновое масло. Затем в просвет вводится трубка-толкатель, внутреннее окончание которой должно до упора войти в гнездо наконечника зонда, а наружное окончание трубки-толкателя с помощью передвигаемого держателя фиксируется внутри наружного окончания зонда (во избежание вывода трубки-толкателя из гнезда наконечника зонда последний должен быть слегка растянут на трубке-толкателе). Наружная поверхность зонда обрабатывается густым вазелином, после чего зонд проводится в просвет ЖКТ. После проведения зонда трубка-толкатель медленно извлекается прерывистыми короткими движениями (по 10-15 см длины трубки-толкателя). При этом зонд фиксируется рукой у места его выхода наружу. В случае образования складок зонда на трубке-толкателе зонд расправляется на трубке-толкателе, затем трубка-толкатель вновь извлекается. После этого зонд фиксируется на лице пациента.

5. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Внимание! При работе с зондом и трубкой-толкателем должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих предметов с острыми краями. После введения питательных смесей канал зонда необходимо промыть питьевой водой.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. Транспортирование должно производится при температуре не ниже минус 50 и не выше плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 25°С . Хранение должно осуществляться в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от плюс 5 до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха не более 98%. Зонд и трубка-толкатель должны быть защищены от ультрафиолетового излучения. Рекомендуется хранить трубку-толкатель в распрямленном состоянии.

7.СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ. Зонды после окончания использования должны утилизироваться после дезинфекции по МУ 287-113 в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

8. СРОК ГОДНОСТИ. Гарантийный срок годности зондов – 5 лет с даты изготовления изготовления. ***Не применять после истечения срока годности.***

9. СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ. Нестерильно.

10. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением зонд должен подвергаться стерилизации химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным (кроме трубки-толкателя ТТП №7) методами.

При выявлении нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента), связанного с использованием медицинского изделия просьба направлять сообщения производителю.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)
Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область,
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41А, пом. II/1, тел.+7(495) 583-36-62
Адрес производства: Россия, 141336, Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а,
+375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Зонд желудочно-кишечный двухканальный универсальный силиконовый для форсированной аспирации с притоком воздуха (по Н.Н.Каншину) ЗЖКСУ №25
по ТУ 9398-066-18037666-2009»

1.НАЗНАЧЕНИЕ. Зонд предназначен для форсированной аспирации с притоком воздуха содержимого желудка и тонкой кишки и для введения питательных растворов и смесей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Зонд ЗЖКСУ 25 изготавливается из силиконовой резины наружным диаметром 8,2 мм длиной 1600 мм в виде гладкой двухканальной трубки, имеющий большой и малый каналы и рентгеноконтрастный наконечник с гнездом для направителя (толкателя). Каналы зонда соединяются между собой отверстием в продольной перегородке. На поверхности внешнего окончания зонда имеется цветная уплотняющая кольцевая метка.Наружные окончания большого и малого канала оснащаются съемными разводными полиэтиленовыми трубками. Длина трубок 60 мм.

Трубка направитель ТНС №39 выполнена из силиконовой резины и служит для облегчения проведения зонда. Наружный диаметр трубки 13,5 мм, внутренний диаметр 9,5 мм,длина 1000 мм.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки зонда ЗЖКСУ-25 входит:
Зонд – 1 шт
Трубка-направитель ТНС №39
Инструкция по применению – 1 экз.

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед применением зонд должен быть подвергнут обработке по МУ 287-113.
Зонд через вводят в желудок через рот после чего по нему заводят трубку-направитель. Конец трубки-направителя (при пальпации через стенку желудка) проводят через превратник. Затем зонд проталкивают на всю его длину в тощую кишку.При необхдимости может использоваться стандартный напрвитель (толкатель), который вводится в большой канал зонда до упора в гнездо наконечника. Удерживая рукой зонд в тощей кишке, удаляют трубку-направитель. Наружный конец зонда переводят в трансназальное положение и подтягивают до достижения уровня ноздри цветной отметкой. Зонд крепят к крылу носа.
Для работы в режиме аспирации торцевое отверстие большого канала зонда оснащают большой съемной разводной трубкой, к которой с помощью переходника подсоединяют хирургический отсос. В процессе постоянной аспирации сохраняют открытым отверстие малого канала для притока атмосферного воздуха. Отсасывание производят одновременно как из тонкой кишки, так и из желудка.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

При необходимости проведения в дальнейшем длительного энтерального питания аспирацию отключают, малый канал зонда оснащают съемной разводной трубкой, через которую с помощью переходника вливают растворы или смеси. Для облегчения установки разводных трубок их концы смачивают жидкими средами.

5.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование производится при температуре от минус 50 до плюс 40 ºС.
5.2.Хранение производится в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от плюс 5 до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха не более 98 %. Зонды должны храниться на стеллажах в упаковке производителя и защищены от прямого солнечного и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделия вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

6.СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация производится химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным (кроме разводных трубок) методами
по МУ 287-113.

7.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты зондов от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.
После введения питательных смесей каналы зонда, по которым вводились питательные смеси, необходимо промыть питьевой водой.

8.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие зондов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

8.2 Гарантийный срок годности зондов 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41а, тел/факс (495) 583 36 62.

Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а,
+375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Зонд кишечный одноканальный полиэтиленовый для введения питательных растворов и смесей ЗКП №8» по ТУ 9398-066-18037666-2009»

1.НАЗНАЧЕНИЕ. Зонд предназначен для кормления больных с повреждением пищевода, нарушением глотания, желудочно-кишечными кровотечениями из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта в раннем послеоперационном периоде, в том числе для длительного питания, ослабленных и истощенных больных как в дооперационном периоде, так и после операции при сохранной моторно-эвакуаторной функции ЖКТ. форсированной аспирации с притоком воздуха содержимого желудка и тонкой кишки и для введения питательных растворов и смесей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Зонд изготавливается из полиэтилена в виде одноканальной трубки наружным диаметром 2,5 мм, длиной 3000 мм.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки зонда ЗКП №8 входит:
зонд – 1 шт
инструкция по применению – 1 экз.
этикетка – 1 экз..

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед применением зонд должен быть подвергнут обработке по МУ 287-113.

Зонд проводится в кишку при эндоскопическом исследовании.

После введения эндоскопа в тощую кишку зонд по каналу эндоскопа выводится в просвет кишки. При извлечении эндоскопа на расстояние, соответствующее длине выведенной части эндоскопа, проксимальный конец зонда проводится трансназально. По зонду осуществляется кормление больного с помощью шприца Жане или системы для капельного заведения жидкостей. Зонд может оставаться в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта длительное время не вызывая пролежней.

ВНИМАНИЕ! Для отсасывания содержимого желудочно-кишечного тракта зонд не пригоден.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование производится при температуре от минус 50 до плюс 40 ºС.

5.2.Хранение производится в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от плюс 5 до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха не более 98 %. Зонды должны храниться на стеллажах в упаковке производителя и защищены от прямого солнечного и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделия вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

6.СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация производится химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным методами по МУ 287-113.

7.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты зондов от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

После введения питательных смесей канал зонда необходимо промыть питьевой водой.

8.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие зондов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

8.2 Гарантийный срок годности зондов 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41а, тел/факс (495) 583 36 62.

Место производства: Россия, 141336,
МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а,
+375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Зонд кишечный двухканальный силиконовый для декомпрессии и энтерального питания **ЗКС №21** по ТУ 9398-066-18037666-2009»

1. НАЗНАЧЕНИЕ. **Зонд ЗКС №21** кишечный двухканальный силиконовый предназначен для аспирации кишечного содержимого при синдроме недостаточности функций кишечника, проведения тестовых исследований состояний переваривающей и всасывательной функций кишки и проведения длительного энтерального питания.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Зонд изготавливается из силиконовой резины в виде гладкой двухканальной трубки, имеющей аспирационный и перфузионный каналы. Аспирационный канал имеет боковые отверстия, перфузионный канал имеет одно боковое отверстие, выше которого (по направлению к внутреннему окончанию) просвет канала перекрыт пробкой с рентгеноконтрастной меткой. Внутреннее окончание зонда имеет рентгеноконтрастный наконечник с гнездом для направителя (толкателя) и гибкий рентгеноконтрастный стержень. Наружное окончание перфузионного канала имеет отверстие для установки разводной трубки. Зонд имеет наружный диаметр 6,85 мм и длиной 1550 мм. Наружные окончания аспирационного и перфузионного каналов зонда оснащаются съемными разводными полиэтиленовыми трубками. Длина трубок 60 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- зонд - 1 шт.
- съемная разводная трубка для аспирационного канала - 1шт.
- съемная разводная трубка для перфузионного канала - 1 шт.
- инструкция по применению - 1экз.
- этикетка - 1 экз.

Фактическая комплектность указана на этикетке к потребительской упаковке зонда.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ. После введения в аспирационный канал зонда вазелинового масла или глицерина, в этот канал вводят гибкий металлический пружинный направитель (поставляется отдельно), окончание которого должна быть до упора введена в гнездо наконечника зонда. Зонд с помощью направителя трансназально проводят в желудок. Далее при интраоперационном введении хирург проводит зонд через двенадцатиперстную кишку в начальный отдел тощей кишки так, чтобы внутренний конец зонда располагался на 40-50 см ниже связки Трейца. При внеоперационном введении зонд проводится через пилорус в двенадцатиперстную кишку с помощью эндоскопа и далее с помощью направителя под контролем эндоскопа внутренний конец зонда проводится на 40-50 см ниже связки Трейца. После установки зонда направитель извлекается, а наружные окончания аспирационного и перфузионного каналов оснащаются разводными трубками. Для облегчения установки трубок их концы смачиваются жидкими средствами. После установки зонд вначале используется в режиме аспирации (разряжение до 40 см вод. ст.) до полного удаления содержимого кишки. Аспирация проводится по аспирационному каналу. Затем перфузионный канал подключается к емкости, содержащей смесь питательных веществ, используемых при проведении тестового исследования. Одновременно по аспирационному каналу проводится аспирация содержимого просвета кишки. При установлении показаний к зондовому питанию по аспирационному каналу проводится энтеральное зондовое питание. Перфузионный канал в это время может использоваться для регистрации давления с целью предупреждения чрезмерного повышения давления в просвете кишки.

5. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Внимание! При работе с зондом должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. После введения питательных смесей каналы зонда, по которым вводились питательные смеси, необходимо промыть питьевой водой.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. Транспортирование должно производиться при температуре не ниже минус 50 и не выше плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 25°С . Хранение должно осуществляться в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от плюс 5 до плюс 35 ºС и относительной влажности воздуха не более 98%. Зонд и трубки должны быть защищены от прямого ультрафиолетового излучения.

7.СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ. Зонды после окончания использования должны утилизироваться после дезинфекции по МУ 287-113 в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

8. СРОК ГОДНОСТИ. Гарантийный срок годности зондов – 5 лет с даты изготовления изготовления. ***Не применять после истечения срока годности.***

9. СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ. Нестерильно.

10. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Зонд и разводные трубки перед применением должны подвергаться стерилизации химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным (кроме разводных трубок) методами.

При выявлении нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента), связанного с использованием медицинского изделия просьба направлять сообщения производителю.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)
Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область,
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41А, пом. II/1, тел. +7(495) 583-36-62
Адрес производства: Россия, 141336, Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а,
+375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Зонд пищеводно-желудочный спадающийся одноканальный силиконовый для кормления больных с повреждением пищевода и с нарушением глотания ЗПЖС №29 по ТУ 9398-066-18037666-2009»

1. Назначение: Зонд ЗПЖС №29 предназначен для кормления больных с повреждением пищевода и с нарушением функции глотания.

2. Основные технические характеристики: Зонд изготавливается из силиконовой спадающейся трубки с наружным диаметром 9,5 мм, длиной 1200 мм и толщиной стенки 0,5 мм, имеющей наконечник с гнездом для трубки-толкателя.

3. Способ применения: После введения в просвет зонда вазелинового масла или глицерина, в него вводят трубку-толкатель, конец которой должен быть заведен в гнездо наконечника до упора. Трансназально зонд проводят в желудок, после чего удаляют трубку-толкатель. По зонду осуществляют кормление больного с помощью шприца Жане. Зонд может оставаться в пищеводе длительное время (более 1 месяца), не вызывая пролежней.

4. Комплектность:

зонд ЗПЖС № 29 – 1 шт.
трубка-толкатель ТТП №7 (поставляется отдельно) – 1 шт.
инструкция по применению – 1 экз.
этикетка – 1 экз.

5. Транспортирование и хранение: Транспортирование зондов производится при температуре от минус 50 до плюс 40 ˚С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25 ˚С. Хранение зондов производится в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от плюс 5 до плюс 35 ˚С и относительной влажности воздуха не более 98 %. Изделия должны быть защищены от ультрафиолетового излучения.

6. Сведения об утилизации: Изделия после окончания использования должны утилизироваться после дезинфекции по МУ 287-113 в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б.

7. Срок годности: Гарантийный срок годности зондов – 5 лет с даты изготовления.

8. Сведения о стерильности: Нестерильно

9. Указание по применению: Перед применением зонд должен подвергаться стерилизации химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным (кроме трубки-толкателя ТТП №7) методами.

10. Меры предосторожности: Беречь изделие от прокалывающих и прорезывающих предметов с острыми краями.

При выявлении нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента), связанного с использованием медицинского изделия, просьба направлять сообщения производителю.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)
Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41А, пом. II/I, тел. +7(495) 583 36 62
Адрес производства: Россия, 141336, Московская область, Сергиево-Посадский р-он, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24.

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а,
+375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru