Республика Беларусь
ООО «Чистомед»
246024, г. Гомель, ул. Бабушкина 1, к.5
т/ф 8 (0232) 29-50-49
e-mail: chistomed@mail.ru

Пояс для калоприемников и уроприемников
ТУ BY 491320956.002-2019
Срок годности неограничен.
Изделие многоразового применения.

Инструкция по применению пояса для калоприемников и уроприемников

Введение

Пояс для калоприемников и уроприемников используется для дополнительной фиксации пластин и мешков двухкомпонентных калоприемников и уроприемников. Изготовлен на основе натурального гипоаллергенного, трикотажного полотна. В свободном состоянии имеет длину не менее 1000±100мм. Пояс очень гибкий, имеет пряжку для регулирования длины. Можно использовать со всеми типами пластин и мешков с ушками, позволяя увеличить время их ношения.

При загрязнении пояс можно стирать методом ручной стирки при температуре 40°С. Гладить запрещено.

Инструкция по применению

1. Установите необходимую длину пояса при помощи пряжки.
2. Вставьте крючок пояса в ушко пластины или мешка, затем оберните пояс вокруг туловища и закрепите другой конец пояса, вставив крючок в другое ушко пластины или мешка.

Не затягивайте пояс слишком сильно, так как это может травмировать кожу под пластиной.

Хранение

Пояса должны хранится в упаковке изготовителя в крытых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов при температуре от плюс 5 до плюс 40°С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru