ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Трубки эндотрахеально-трахеостомические Т-образные, силиконовые, одноразового применения ТЭТс» по ТУ 9398-018-18037666-00

1.НАЗНАЧЕНИЕ.Трубки предназначены для одноразового применения для формирования просветов трахеи при хронических стенозах, обеспечения вентиляции легких, санации трахеи и бронхов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Трубки выпускаются в двух исполнениях:

ТЭТсК – трубки с круглыми отводящими отрезками;

ТЭТсО – трубки с овальными отводящими отрезками.

3.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортирование должно проводиться при температуре от минус 50 до плюс 50 ºС и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до плюс 25 ºС.

3.2 Хранение должно проводится в отапливаемых помещениях на стеллажах в первичной упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре до 25 ºС.

Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40ºС и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре до плюс 25ºС в первичной упаковке на стеллажах, защищенными от прямых ультрафиолетовых лучей. Не допускается хранить вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими растворителями.

4.СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация проводится воздушным (без полиэтиленовой пробки) или (с пробкой) химическим (6% р-ром перекиси водорода) методами по МУ 287-113.

5.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с трубками не следует подвергать их кручениям, случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие трубок требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

6.2 Гарантийный срок годности трубок 3 года с даты изготовления.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41а, тел/факс (495) 583 36 62.

Место производства: Россия, 141336,МО, Сергиево-Посадский р-н,
пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Уполномоченный представитель и импортер
в Республике Беларусь на принятие претензий:
НПООО «Симбиотех», 220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 2а-2а,
+375 17 361-18-72

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru