СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра здравоохранения
Республики Беларусь

_____
«04» _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**
«__» _____ 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЧЕФИ»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**
«06» _____ 2024 г.

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**
«__» _____ 2024 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция распространяется на аптечки первой помощи (далее – аптечки), выпускаемые ООО «ЧЕФИ» по ТУ РБ 100374412.021-2024 и предназначенные для оказания первой (доврачебной) медицинской помощи и устанавливает порядок применения вложений, входящих в их состав.

Аптечки представляют собой наборы лекарственных средств, медицинских изделий, товаров хозяйственно-бытового назначения и парфюмерно-косметических средств в упаковке. В зависимости от комплектации выпускают следующие типы аптечек:

- АТ – аптечка первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильная);

- АУ – аптечка первой помощи универсальная;

- АН – аптечка для новорожденных;

- АД – аптечка первой помощи при отравлении дезинфицирующими средствами.

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ

2.1 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ТИПА АТ

2.1.1 Бинты медицинские стерильные применяются как перевязочный материал для закрытия раневой поверхности, наложения фиксирующих повязок при оказании первой помощи.

2.1.2 Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха используют при повреждении кровеносных сосудов. При повреждении артерии (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) жгут накладывают выше места повреждения. При повреждении вен (кровь темная, вытекает без пульсации) жгут накладывают ниже места повреждения. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа, время наложения жгута фиксируется (делается запись на жгуте, на коже пострадавшего или на записке, которую вкладывают под жгут).

2.1.3 Лейкопластырь бактерицидный 4см х 10см используется для наложения на мелкие ссадины и порезы. Снимают защитную пленку, на рану кладут марлевый тампон и закрывают пластырем.

2.1.4 Ножницы атравматические используют для резки бинта и одежды с целью открытия поврежденной поверхности и обеспечения доступа к ней.

2.1.5 Одеяло изотермическое используется для предупреждения переохлаждения или перегрева пострадавшего, защиты от прямых солнечных лучей, ветра и

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

осадков.

2.1.6 Пакет гипотермический охлаждающий применяют для снижения болевой реакции при различных видах повреждений, уменьшения отека. Пакет необходимо раздавить, положить на место травмы при ушибах, гематомах, при локальных ожогах положить к стерильной повязке.

2.1.7 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный используется для перевязки открытых ран, закрытия ожогов. Вскрывают упаковку, извлекают и расправляют пакет, накладывают на поврежденную поверхность и фиксируют бинтом.

2.1.8 Перекись водорода раствор 3% применяют как дезинфицирующее средство для промывания ран, для очистки поверхности кожи от крови.

2.1.9 Перчатки медицинские нестерильные используются для защиты кожи рук человека, оказывающего первую помощь пострадавшему, от прямого контакта с кровью и биологическими жидкостями.

2.1.10 Салфетка марлевая медицинская стерильная размером не менее 10 х 10 см используется для закрытия раневой поверхности, наложения повязок, очистки кожи от загрязнения.

2.1.11 Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах по 1 мл используются для стимуляции дыхания пострадавших, выведения из обморочного состояния. Вскрывают упаковку с салфеткой, подносят к носу пострадавшего и дают сделать 1-2 вдоха, при необходимости процедуру повторяют.

2.2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ТИПА АУ

2.2.1 Бинты медицинские стерильные применяются как перевязочный материал для закрытия раневой поверхности, наложения фиксирующих повязок при оказании первой помощи.

2.2.2 Глицерил тринитрат 0,5 мг или спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/доза - сосудорасширяющее средство, действующее преимущественно на коронарные артерии и сосуды мозга. Применяют для купирования приступов стенокардии. Для этого 1 таблетку помешают под язык до полного рассасывания или впрыскивают одну дозу аэрозоля.

2.2.3 Дротаверин 40 мг - спазмолитическое средство, снимает боль, вызванную спазмами гладкой мускулатуры. Используют внутрь по 1 -2 таблетки 3 раза в сутки.

2.2.4 Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха используют при повреждении кровеносных сосудов. При повреждении артерии (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) жгут накладывают выше места повреждения. При повреждении

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

вен (кровь темная, вытекает без пульсации) жгут накладывают ниже места повреждения. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа, время наложения жгута фиксируется (делается запись на жгуте, на коже пострадавшего или на записке, которую вкладывают под жгут).

2.2.5 Каптоприл таблетки 0,25 мг – гипотензивное средство, расширяет периферические сосуды, что снижает артериальное давление и облегчает работу сердца. Используется по 1-2 таблетки в день при гипертонии, сердечной недостаточности. При гипертоническом кризе дозировка может быть увеличена, но не более 150 мг в сутки.

2.2.6 Кеторолак таблетки 10 мг – используются в качестве противовоспалительного, обезболивающего при сильных и умеренных болях. По 1 таблетке 3-4 раза в день.

2.2.7 Лейкопластырь бактерицидный 4см х 10см используется для наложения на мелкие ссадины и порезы. Снимают защитную пленку, на рану кладут марлевый тампон и закрывают пластырем.

2.2.8 Лоратадин 10 мг или Дезлоратадин5 мг – антигистаминные средства, оказывают противоаллергическое, противозудное действие. Применяются по 1 таблетке 1 раз в сутки до еды (взрослым).

2.2.9 Маска медицинская нестерильная одноразовая – предназначена для создания защитного барьера с целью минимизации возможных рисков передачи возбудителей инфекционных заболеваний (вирусов, бактерий) между людьми.

2.2.10 Ножницы атравматические используют для резки бинта и одежды с целью открытия поврежденной поверхности и обеспечения доступа к ней.

2.2.11 Пакет гипотермический охлаждающий применяют для снижения болевой реакции при различных видах повреждений, уменьшения отека. Пакет необходимо раздавить, положить на место травмы при ушибах, гематомах, при локальных ожогах положить к стерильной повязке.

2.2.12 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный используется для перевязки открытых ран, закрытия ожогов. Вскрывают упаковку, извлекают и расправляют пакет, накладывают на поврежденную поверхность и фиксируют бинтом.

2.2.13 Парацетамол таблетки 500 мг - жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство для взрослых. Используется по 1 таблетке 3-4 раза в сутки.

2.2.14 Перекись водорода раствор 3% применяют как дезинфицирующее средство для промывания ран, для очистки поверхности кожи от крови.

2.1.15 Перчатки медицинские нестерильные используются для защиты кожи рук человека, оказывающего первую помощь пострадавшему, от прямого контакта с кровью и биологическими жидкостями.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.1.16 Салфетка антисептическая с этанолом используется для очистки и дезинфекции кожи пострадавшего, для обработки мест инъекции, удаления биологических загрязнений (крови, слюны и т.д.).

2.2.17 Салфетка марлевая медицинская стерильная размером не менее 10см х 10 см используется для закрытия раневой поверхности, наложения повязок, очистки кожи от загрязнения.

2.2.18 Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах по 1 мл используются для стимуляции дыхания пострадавших, выведения из обморочного состояния. Вскрывают упаковку с салфеткой, подносят к носу пострадавшего и дают сделать 1-2 вдоха, при необходимости процедуру повторяют.

2.2.19 Термометр электронный применяется для измерения температуры тела.

2.2.20 Измеритель артериального давления используется для измерения артериального давления.

2.2.21 Уголь активированный таблетки 250 мг - применяется при диарее, метеоризме, пищевых интоксикациях. Используется по 1 -3 таблетки 3-4 раза в день.

2.2.22 Фенотерол раствор для ингаляций 1 мг/мл /Сальбутомол аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза – бронхорасширяющее средство, используется для снятия спазма дыхательных путей при приступах бронхиальной астмы, обструкции, дыхательной недостаточности, связанной со спазмом мускулатуры.

2.3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ТИПА АН

2.3.1 Лейкопластырь бактерицидный при повреждении кожи накладывается на рану. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

2.3.2 Бриллиантовый зеленый спиртовой раствор 1 % – антисептическое средство, применяется наружно при мелких повреждения кожи.

2.3.3 Йода спиртовой раствор 5 % применяют как противомикробное, антисептическое средство для наружного применения.

2.3.4 Калия перманганат 5,0 - применяется как антисептическое средство (раствор слабо розового цвета используется для промывания ран и купания новорожденных).

2.3.5 Масло вазелиновое 25,0 (30,0) – наружно в детской практике.

2.3.6 Перекись водорода 3 % – применяют в качестве дезинфицирующего средства для промывания ран.

2.3.7 Присыпка детская – наружно в детской практике для профилактики опрелости кожи.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.3.8 Бинт медицинский стерильный применяют как перевязочное средство открытых ран.

2.3.9 Вата гигроскопическая стерильная 50,0 - в виде шариков, тампонов для обработки открытых ран.

2.3.10 Губка для тела – используют при купании ребенка.

2.3.11 Крем детский – применяется в детской практике для предупреждения опрелостей кожи.

2.3.12 Лейкопластырь бактерицидный – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевым тампоном и приклеить.

2.3.13 Марля медицинская 90 см х 2 м – применяется в детской практике в качестве подгузников.

2.3.14 Мыло детское – используют при купании ребенка.

2.3.15 Пипетка – для дозирования глазных, ушных капель.

2.3.16 Спринцовка с мягким наконечником № 1 – используют для проведения клизм.

2.3.17 Термометр медицинский максимальный – для измерения температуры тела.

2.3.18 Термометр стеклянный для воды – служит для измерения температуры воды при купании.

2.4 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ТИПА АД

2.4.1 Магния сульфат порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 20,0 оказывает успокаивающее, противосудорожное, снотворное, желчегонное, антиаритмическое и слабительное действие. Применяется на ночь или натощак по 10- 30 г в 0,5 стакана воды.

2.4.2 Маска медицинская нестерильная одноразовая предназначена для создания защитного барьера с целью минимизации возможных рисков передачи возбудителей инфекционных заболеваний (вирусов, бактерий) между людьми.

2.4.3 Натрия гидрокарбонат 10,0 применяют как нейтрализующее кислоту средство при химических ожогах.

2.4.4 Очки защитные позволяют защитить органы зрения от механического повреждения; вылетающих твердых частиц; образующейся пыли, брызг жидкостей.

2.4.5 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный используется для перевязки открытых ран, закрытия ожогов. Вскрывают упаковку, извлекают и расправляют пакет, накладывают на поврежденную поверхность и

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

фиксируют бинтом.

2.4.6 Перекись водорода раствор 3 % применяют в качестве дезинфицирующего средства для промывания ран.

2.4.7 Перчатки медицинские нестерильные используются для защиты кожи рук человека, оказывающего первую помощь пострадавшему, от прямого контакта с кровью и биологическими жидкостями.

2.4.8 Респиратор медицинский аэрозольный применяется для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, в том числе микробиологических.

2.4.9 Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах по 1 мл используются для стимуляции дыхания пострадавших, выведения из обморочного состояния. Вскрывают упаковку с салфеткой, подносят к носу пострадавшего и дают сделать 1-2 вдоха, при необходимости процедуру повторяют.

2.4.10 Сульфацетамид (сульфацил натрия) раствор (капли глазные) 200 мг/мл во флаконах 5 мл в комплекте с крышками-капельницами в упаковке оказывает антимикробное действие. Применяется наружно в виде глазных капель.

2.4.11 Уголь активированный таблетки 250 мг - применяется при диарее, метеоризме, пищевых интоксикациях. Используется по 1 -3 таблетки 3-4 раза в день.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru