ООО ЭргоПродакшн
199106 Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14, к. 39, лит. Н
ErgoProduction LLC
Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia

Инструкция по применению

Парафин для гистологической заливки ГИСТОМИКС

Назначение:

Парафин для гистологической заливки ГИСТОМИКС применяется в качестве среды для пропитывания исследуемого материала при гистологической проводке и для последующей заливки блоков.

Описание:

Гранулы круглой или неправильной формы. При расплавлении дает прозрачную жидкость со слабым желтоватым оттенком. В расплавленном виде смешивается в любых соотношениях с парафином. Растворяется в хлороформе, ксилолах, толуоле, бензоле, бензине и петролейном эфире. Полностью готовая к применению гомогенизированная среда. Не требует дополнительной фильтрации и гомогенизации. Не нуждается в добавлении каких-либо модифицирующих веществ (восков, масел и т.п.).

Состав: ГИСТОМИКС - многокомпонентный состав, изготовленный на основе очищенного парафина и ряда природных и синтетических добавок, безвредных для человека.

Способ применения:

Гранулы ГИСТОМИКС в необходимом количестве, расплавляют в термостате.

Пропитывание ткани, расплавленным ГИСТОМИКС, производят традиционным способом, или при помощи гистопроцессора.

Заливку ткани ведут, расплавленным ГИСТОМИКС, в формочках для заливки блоков.

Температура плавления: 52-54°С.

Примечания:

Несмотря на то, что ГИСТОМИКС легко смешивается с парафином и другими парафиновыми заливочными средами, для получения качественных результатов исследований рекомендуется на всех этапах гистологической проводки использовать одну и ту же заливочную среду.

При хранении ГИСТОМИКС может слёживаться, образуя плотные комки. Нарушение температурного режима хранения увеличивает вероятность излишнего уплотнения парафиновой среды при хранении и транспортировке.

При эксплуатации допускается образование темного мелкодисперсного осадка.

Категорически не рекомендуется нагревать ГИСТОМИКС выше 63°С, при перегреве осадок образуется более интенсивно и парафин теряет пластические свойства.

Рекомендуемая температура парафина при заливке 57-60°С.

При слишком резком охлаждении (например, температура охлаждающего столика менее -5°С), парафиновый блок может подвергаться термическому шоку, при этом блок может крошиться и растрескиваться.

ГИСТОМИКС является низкоплавкой средой, требовательной к температуре блока и помещения.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Условия хранения: Хранить в сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре не выше 25 °С, относительной влажности 40-80%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

По вопросам, касающимся качества реагента, следует обращаться:

- ООО "БиоВитрум", 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А., тел. +7 (812) 305-06-06, info@biovitrum.ru;

- Частное предприятие "Виена Медикал", 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, дом 54Б, каб. 67, тел.: +375 17 392-02-55, med@viena.by.

Изготовлено по ТУ 9369-003- 89079081-2012
РУ № ФСР 2012/14161 от 21 декабря 2012 года

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО ЭргоПродакшн
199106 Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14, к. 39, лит. Н
ErgoProduction LLC
Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia

Инструкция по применению

Парафин для гистологической заливки ГИСТОМИКС ЭКСТРА

Назначение:

Парафин для гистологической заливки ГИСТОМИКС ЭКСТРА применяется в качестве среды для пропитывания исследуемого материала при гистологической проводке и для последующей заливки блоков.

Описание:

Гранулы круглой или неправильной формы. При расплавлении дает прозрачную жидкость со слабым желтоватым оттенком. В расплавленном виде смешивается в любых соотношениях с парафином. Растворяется в хлороформе, ксилолах, толуоле, бензоле, бензине и петролейном эфире. Полностью готовая к применению гомогенизированная среда. Не требует дополнительной фильтрации и гомогенизации. Не нуждается в добавлении каких-либо модифицирующих веществ (восков, масел и т.п.).

Состав: ГИСТОМИКС ЭКСТРА - многокомпонентный состав, изготовленный на основе очищенного парафина и ряда природных и синтетических добавок, безвредных для человека.

Способ применения:

Гранулы ГИСТОМИКС ЭКСТРА в необходимом количестве,расплавляют в термостате.

Пропитывание ткани, расплавленным ГИСТОМИКС ЭКСТРА, производят традиционным способом, или при помощи гистопроцессора.

Заливку ткани ведут, расплавленным ГИСТОМИКС ЭКСТРА, в формочках для заливки блоков.

Температура плавления: 54-56°С.

Примечания:

Несмотря на то, что ГИСТОМИКС ЭКСТРА легко смешивается с парафином и другими парафиновыми заливочными средами, для получения качественных результатов исследований рекомендуется на всех этапах гистологической проводки использовать одну и ту же заливочную среду.

При хранении ГИСТОМИКС ЭКСТРА может слёживаться, образуя плотные комки. Нарушение температурного режима хранения увеличивает вероятность излишнего уплотнения парафиновой среды при хранении и транспортировке.

При эксплуатации допускается образование темного мелкодисперсного осадка. Категорически не рекомендуется нагревать ГИСТОМИКС ЭКСТРА выше 63°С, при перегреве осадок образуется более интенсивно и парафин теряет пластические свойства.

Рекомендуемая температура парафина при заливке 59-62°С.

При слишком резком охлаждении (например, температура охлаждающего столика менее -5°С), парафиновый блок может подвергаться термическому шоку, при этом блок может крошиться и растрескиваться.

ГИСТОМИКС ЭКСТРА является низкоплавкой средой, требовательной к температуре блока и помещения.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Условия хранения: Хранить в сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре не выше 25 °С, относительной влажности 40-80%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

По вопросам, касающимся качества реагента, следует обращаться:

- ООО "БиоВитрум", 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А., тел. +7 (812) 305-06-06, info@biovitrum.ru;

- Частное предприятие "Виена Медикал", 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, дом 54Б, каб. 67, тел.: +375 17 392-02-55, med@viena.by.

Изготовлено по ТУ 9369-003- 89079081-2012
РУ № ФСР 2012/14161 от 21 декабря 2012 года

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО ЭргоПродакшн
199106 Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14, к. 39, лит. Н
ErgoProduction LLC
Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia

Инструкция по применению

Парафин для гистологической заливки Мистер Вакс

Назначение:

Парафин для гистологической заливки Мистер Вакс применяется в качестве среды для пропитывания исследуемого материала при гистологической проводке и для последующей заливки блоков.

Описание:

Гранулы круглой или неправильной формы. При расплавлении дает прозрачную жидкость со слабым желтоватым оттенком. В расплавленном виде смешивается в любых соотношениях с парафином. Растворяется в хлороформе, ксилолах, толуоле, бензоле, бензине и петролейном эфире. Полностью готовая к применению гомогени- зированная среда. Не требует дополнительной фильтрации и гомогенизации. Не нуждается в добавлении каких-либо модифицирующих веществ (восков, масел и т.п.).

Состав: Мистер Вакс - многокомпонентный состав, изготовленный на основе очищенного парафина и ряда природных и синтетических добавок, безвредных для человека.

Способ применения:

Гранулы Мистер Вакс в необходимом количестве расплавляют в термостате.

Пропитывание ткани, расплавленным Мистер Вакс, производят традиционным способом, или при помощи гистопроцессора.

Заливку ткани ведут, расплавленным Мистер Вакс, в формочках для заливки блоков.

Температура плавления: 52-54°С.

Примечания:

Несмотря на то, что Мистер Вакс легко смешивается с парафином и другими парафиновыми заливочными средами, для получения качественных результатов исследований рекомендуется на всех этапах гистологической проводки использовать одну и ту же заливочную среду.

При хранении Мистер Вакс может слёживаться, образуя плотные комки. Нарушение температурного режима хранения увеличивает вероятность излишнего уплотнения парафиновой среды при хранении и транспортировке.

При эксплуатации допускается образование темного мелкодисперсного осадка. Рекомендуется профилактическая чистка диспенсера не реже 1 раза в месяц. Категорически не рекомендуется нагревать Мистер Вакс выше 63°С, при перегреве осадок образуется более интенсивно и парафин теряет пластические свойства.

Рекомендуемая температура парафина при заливке 57-60°С.

При слишком резком охлаждении (например, температура охлаждающего столика менее -5°С), парафиновый блок может подвергаться термическому шоку, при этом блок может крошиться и растрескиваться.

Мистер Вакс является низкоплавкой средой, требовательной к температуре блока и помещения.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Условия хранения: Хранить в сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре не выше 25 °С, относительной влажности 40-80%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

По вопросам, касающимся качества реагента, следует обращаться:

- ООО "БиоВитрум", 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А., тел. +7 (812) 305-06-06, info@biovitrum.ru;

- Частное предприятие "Виена Медикал", 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, дом 54Б, каб. 67, тел.: +375 17 392-02-55, med@viena.by.

Изготовлено по ТУ 9369-003- 89079081-2012
РУ № ФСР 2012/14161 от 21 декабря 2012 года

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО ЭргоПродакшн
199106 Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14, к. 39, лит. Н
ErgoProduction LLC
Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia

Инструкция по применению

Парафин для гистологической заливки Мистер Вакс ЭКСТРА

Назначение:

Парафин для гистологической заливки Мистер Вакс ЭКСТРА применяется в качестве среды для пропитывания исследуемого материала при гистологической проводке и для последующей заливки блоков.

Описание:

Гранулы круглой или неправильной формы. При расплавлении дает прозрачную жидкость со слабым желтоватым оттенком. В расплавленном виде смешивается в любых соотношениях с парафином. Растворяется в хлороформе, ксилолах, толуоле, бензоле, бензине и петролейном эфире. Полностью готовая к применению гомогенизированная среда. Не требует дополнительной фильтрации и гомогенизации. Не нуждается в добавлении каких-либо модифицирующих веществ (восков, масел и т.п.).

Состав: Мистер Вакс ЭКСТРА - многокомпонентный состав, изготовленный на основе очищенного парафина и ряда природных и синтетических добавок, безвредных для человека.

Способ применения:

Гранулы Мистер Вакс ЭКСТРА в необходимом количестве расплавляют в термостате.

Пропитывание ткани, расплавленным Мистер Вакс ЭКСТРА, производят традиционным способом, или при помощи гистопроцессора.

Заливку ткани ведут, расплавленным Мистер Вакс ЭКСТРА, в формочках для заливки блоков.

Температура плавления: 56-58°С.

Примечания:

Несмотря на то, что Мистер Вакс ЭКСТРА легко смешивается с парафином и другими парафиновыми заливочными средами, для получения качественных результатов исследований рекомендуется на всех этапах гистологической проводки использовать одну и ту же заливочную среду.

При хранении Мистер Вакс ЭКСТРА может слёживаться, образуя плотные комки. Нарушение температурного режима хранения увеличивает вероятность излишнего уплотнения парафиновой среды при хранении и транспортировке.

При эксплуатации допускается образование темного мелкодисперсного осадка. Рекомендуется профилактическая чистка диспенсера не реже 1 раза в месяц. Категорически не рекомендуется нагревать Мистер Вакс ЭКСТРА выше 63°С, при перегреве осадок образуется более интенсивно и парафин теряет пластические свойства.

Рекомендуемая температура парафина при заливке 60-62°С.

При слишком резком охлаждении (например, температура охлаждающего столика менее -5°С), парафиновый блок может подвергаться термическому шоку, при этом блок может крошиться и растрескиваться.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Условия хранения: Хранить в сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре не выше 25 °С, относительной влажности 40-80%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

Утилизация: В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

По вопросам, касающимся качества реагента, следует обращаться:

- ООО "БиоВитрум", 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А., тел. +7 (812) 305-06-06, info@biovitrum.ru;

- Частное предприятие "Виена Медикал", 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, дом 54Б, каб. 67, тел.: +375 17 392-02-55, med@viena.by.

Изготовлено по ТУ 9369-003- 89079081-2012
РУ № ФСР 2012/14161 от 21 декабря 2012 года

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 4
(четыре 2) лист(ов)
Исполнительный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
"11" апреля 2024 г.
Д. В. Усейнов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru