6200000007857O

**Крем для фиксации зубных протезов Корега Освежающий вкус (Corega Fresh).**

**Предупреждения и меры предосторожности.** У некоторых людей может быть аллергия или повышенная чувствительность к компонентам крема. Возможно появление таких побочных эффектов, как раздражение полости рта и других желудочно-кишечных симптомов (например, тошнота). При появлении необычных или неприятных ощущений, необходимо прекратить использование крема. Проглатывание небольшого количества крема, если он используется согласно рекомендациям, безвредно. Плохо приспособленные зубные протезы могут повредить слизистую оболочку полости рта. Регулярно посещайте врача-стоматолога для осмотра полости рта и коррекции самого протеза. Чтобы побег легко открывался, крышка и носик должны быть сухими. После использования закройте тубу крышкой. Хранить при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте. Не используйте крем, если целостность упаковки нарушена.

**СОСТАВ:** calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, aroma, CI 73360, CI 15850:1.

Используйте крем для фиксации зубных протезов ежедневно. Крем для фиксации зубных протезов Корега повышает качество использования зубного протеза. Он обеспечивает не только надёжную фиксацию в течение всего дня, но и увеличивает жевательную силу во время приёма пищи. Мы знаем, как важно иметь возможность есть любимые продукты, поэтому теперь вы можете есть всё, что вам нравится. Ощутите больше уверенности в каждом укусе вместе с кремом для фиксации зубных протезов Корега.

**Изготовитель:** Стафорд Миллер (Ирландия) Лтд., Клочерейн, Юэл Роуд, Дангарван, графство Уотерфорд, Ирландия / Stafford Miller (Ireland) Ltd., Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Ireland.

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий в РФ:** АО «ГлаксоСмитКлайн Хелскэр», 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, помещение III, комната 9, эт 6.

**Телефон бесплатной "Горячей линии":**
8 800 333 46 94

Товарный знак принадлежит или используется Группой Компаний ГлаксоСмитКлайн.

**Рекомендации по использованию:**
При первом применении используйте небольшое количество крема. Чрезмерное количество может просачиваться из-под протеза: если это произошло, в следующий раз используйте меньшее количество крема. Возможно, потребуется несколько попыток, чтобы подобрать оптимальное количество. Используйте крем 1 раз в день для надёжной фиксации. Если появляется необходимость использовать крем чаще - обратитесь за консультацией к стоматологу.

**Как зафиксировать зубной протез:**
1. Прополощите и выбудите протез.
2. Нанесите крем короткими полосками, как показано на рисунке, не слишком близко к краю протеза.
3. Прополощите рот перед фиксацией протеза.
4. Вставьте протез в ротовую полость, плотно прижмите и сомкните челюсти на несколько секунд для лучшей фиксации.

**Как извлечь зубной протез:**
1. Прополощите рот водой.
2. Медленно извлеките протез, осторожно разъединяя его.
3. При помощи тёплой воды и мягкой щётки удалите остатки крема с поверхности протеза и изо рта.
4. Используйте таблетки Корега для тщательного очищения протеза, затем ополосните протез водой.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **V1** 08 - APR - 2022 | champs | **Artwork Information Panel** | | | gsk |
| **D2A** ☐ | **Non Production** ☐ | **Production** X | **SGS No:** 6740877 | **CHAMPS No:** 0000011668 | |
| **Total Number of Colours including Varnish & Foils: 7** | | | **Manufacturing Site:** Dungarvan | **Site Component No:** 62000000078570 | |
| 1. Cyan | 2. Magenta | 3. Yellow | 4. Black | 5. PANTONE 7467 C | 6. PANTONE Reflex Blue C |
| 7. Varnish | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| **Total Special Finishes: 0** | | | **Approving Market:** Russian Federation-RUS | **Site Change Control No:** PK 201180742 | |
| | | | **Product Market Trade Name:** COREGA COREGA | **Component Type:** Carton | |
| | | | **Technical Drawing No:** OC.UC.011 | **Material Spec No:** OC.UC.SPEC.006 | |
| | | | **Print Process:** Offset - Lithography | **Pharma Code No:** 2123 | |
| | | | **Barcode No:** 4602233005065 | **Bar Width Reduction:** 30 Micron | |
| | | | **Formulation Code:** | **Body Text Size:** 5.0pt **Leading:** 5.5pt | |
| | | | **Micro Text:** N | **Horizontal Scale:** 80% **Smallest Text Size:** 4.0pt | |

AIP_CHAMPS_2019_Version 1

**DUNGARVAN**

**Site Additional Artwork Information Panel**

| | |
|---|---|
| **Varnish type:** WATERBASED | |
| **Reel unwind:** N/A | |

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru