ru

Химическая индикаторная полоска STERRAD™

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Химическая индикаторная полоска STERRAD™ (индикатор процесса согласно ISO 11140-1:2014 [тип 1]) предназначена для различения обработанных и необработанных упаковок и применяется с упакованными медицинскими изделиями, подлежащими стерилизации в системах стерилизации STERRAD™:

- STERRAD™ 100S
- STERRAD NX™ (с технологией ALLClear™ Technology или без нее)
- STERRAD™ 100NX (с технологией ALLClear™ Technology или без нее)

ОПИСАНИЕ:

Химическая индикаторная полоска STERRAD — это индикатор процесса, используемый с системами стерилизации STERRAD производства компании ASP. Химические индикаторные полоски STERRAD обеспечивают способ дополнительной проверки обработки в цикле стерилизации. Их следует учитывать в дополнение к биологическому индикатору, а не вместо него. Химические индикаторные полоски STERRAD не являются индикатором достижения стерильного состояния, а лишь демонстрируют факт воздействия на индикатор пероксида водорода VH202.

Химические индикаторные полоски STERRAD упаковывают в картонные коробки, по четыре коробки в упаковке. В каждой картонной коробке находится 250 полосок.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поместите химическую индикаторную полоску в центр каждого пакета, который подлежит обработке в стерилизаторе STERRAD.
2. В ходе цикла обработки в стерилизаторе STERRAD цвет индикаторной полоски под воздействием пероксида водорода меняется с красного на цвет полосы сравнения или на более светлый цвет.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте после истечения срока годности.
2. Химическая индикаторная полоска STERRAD не предназначена для использования при циклах стерилизации оксидом этилена или паром.
3. Неполное изменение цвета индикаторной полосы с красного на цвет контрольной полосы (или более светлый) может свидетельствовать о том, что поступление пероксида водорода, которое является необходимым компонентом стерилизационного цикла STERRAD, не состоялось.
4. Предназначено только для одноразового использования. Запрещается повторное использование, так как в этом случае химическая индикаторная полоска не будет выполнять свое назначение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Храните химические индикаторные полоски в сухом месте при комнатной температуре 15–30 °C (59–86 °F).
2. До и после обработки храните их вдали от источников света, систем стерилизации STERRAD, кассет STERRAD, пероксида водорода и материалов, которые могут содержать его следы. Храните полоски вдали от химических веществ, включая кислоты и основания, а также противомикробных средств, в том числе глутаральдегида, формальдегида и оксида этилена. Не допускайте прямого контакта с бумагой или картоном.
3. Утилизировать это изделие можно в соответствии с национальными, федеральными, государственными и местными нормативными актами или в соответствии с правилами и инструкциями вашего учреждения здравоохранения.

Пояснения символов можно найти по адресу eifu.asp.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru