Просим принять во внимание, что в упаковку вкладывается мультилингвальная инструкция.
Версия инструкции на русском языке приведена ниже.

ru

Маты для лотков STERRAD®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Маты для инструментов STERRAD® предназначены для сохранности хирургических инструментов при укладке в лотки для проведения паровой стерилизации, стерилизации этиленоксидом и в системах STERRAD®.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Маты рекомендуется обрабатывать, используя неабразивное моющее средство.
2. Для применения с лотками APTIMAX® одобрены только маты для инструментов STERRAD компании Advanced Sterilization Products. (Коды изделий см. ниже.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для достижения максимального эффекта проникновения/диффузии в момент стерилизации не следует ставить лотки APTIMAX один на другой. Кроме того, не следует перегружать лотки, общий вес содержимого каждого лотка не должен превышать 4,4 кг (9,7 фунта).
2. При появлении трещин или любых других повреждений использование матов STERRAD следует прекратить.
3. С целью предотвращения отмены циклов в системе STERRAD компания ASP не рекомендует превышать следующие размеры матов в одной загрузке:

Система STERRAD® 100S	2774 см²	(430 sq. in.)
Система STERRAD® 50	1387 см²	(215 sq. in.)
Система STERRAD® 200	5548 см²	(860 sq. in.)
Система STERRAD® NX®	1387 см²	(215 sq. in.)
Система STERRAD® 100NX®	2250 см²	(348 sq. in.)

4. В случае отмены цикла стерилизации системы STERRAD в связи с перегрузкой уменьшите количество загрузки и запустите процесс повторно.

Коды совместимых матов и лотков

99205	13832
99206	13833
99207	13834
99208	13835
99209	13829
99210	13830
99211	13831
99212	13836
99213	13837

__ _____ 20__ г. _____ А.С.Воропаева

Доверенный представитель в РБ на
основании доверенности б/н от 27.01.2023 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru