Trives

СТЕЛЬКИ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ПРИ ДИСКОМФОРТЕ
И УСТАЛОСТИ В НОГАХ



ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ



ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА СВОДОВ СТОПЫ



АМОРТИЗАЦИЯ И СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ И ПОЗВОНОЧНИК



ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ОБУВИ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Условные обозначения:


клеевой фиксатор



100% силикон


антибактериальное воздействие


натуральная кожа


для детей


для зимы


шерсть



On Steam (Он Стим)



с пропиткой алоэ вера



линейка «Про»



линейка «Мед»



линейка «Комфорт»

Инструкция по применению:

- стельки и полустельки вкладываются в закрытую обувь вплотную к заднику
- если стелька или полустелька имеет клеевой фиксатор, то необходимо предварительно удалить с него защитный слой бумаги, затем приложить стельку клейкой стороной в обувь и зафиксировать

Ортопедические стельки и полустельки рекомендуется использовать в одной паре обуви. Используйте изделия в обуви, рекомендованной врачом, либо в обуви, конструктивно подходящей для определенного вида изделий. Изделия, снабженные клеевыми фиксаторами, не рекомендуется извлекать из обуви во избежание порчи изделия.

Уход за изделиями:

- изделия из кожи протирать влажной салфеткой
- изделия из силикона мыть в теплом мыльном растворе, не допускать контакта с хлором, при хранении желательно обрабатывать тальком (присыпкой)
- сушить вдали от нагревательных приборов, при комнатной температуре
- хранить изделия в сухом и чистом месте
- не подвергать изделия высокой температуре, влажности и пыли, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей

Компания «Тривес» оставляет за собой право на изменение используемых материалов, деталей и цветов элементов в ортопедических стельках и полустельках, что не влечет за собой искажения их функциональных особенностей и ухудшения качества.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические для закрытой обуви

СТ-912

Описание:
- прочный пластиковый каркас обеспечивает поддержку продольного свода стопы
- основа – влаговпитывающий вспененный материал с добавлением угля, нейтрализующего запах
- метатарзальный пелот (валик Зейца) из мягкого упругого материала разгружает поперечный свод стопы
- пяточный амортизатор каплевидной формы из плотного геля снижает ударную нагрузку на нижние конечности
- покрытие – натуральная плотная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- эффективную поддержку сводов стопы
- уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник
- комфортные условия при ходьбе и улучшение биомеханики стопы

Показания к применению:
- статические нефиксированные деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-II степени)
- избыточный вес, беременность, варикозная болезнь и длительное пребывание на ногах
- метатарзалгии различной этиологии
- чувство усталости в ногах при ходьбе



Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

eVolution

СТ-919

Стельки ортопедические для обуви на высоком каблуке



Описание:

- инновационная конструкция стелек разработана для модельной обуви на каблуке 10-11 см
- зауженная форма носочной части стелек позволяет использовать их во всех типах модельной обуви
- прочный амортизирующий пластиковый каркас оптимально поддерживает своды стопы с учетом обуви на высоком каблуке
- выраженный валик Зейца и зона мягкой разгрузки плюснефаланговых суставов эффективно снижают нагрузку на передний отдел стопы
- покрытие: «микрофайзер» – влагоотводящий и воздухопроницаемый материал, обладающий противоскользящим эффектом

Обеспечивают:

- оптимальную стабилизацию стопы в обуви на высоком каблуке
- увеличение опорной площади стопы
- амортизацию ударной нагрузки на стопу
- коррекцию сводчатых структур стопы с учетом использования обуви на высоком каблуке

Показания к применению:

- профилактика и лечение статических деформаций и заболеваний стопы при использовании модельной обуви на высоком каблуке
- метатарзалгии различной этиологии
- создание комфортных и безопасных условий для ходьбы в модельной обуви на каблуке 10-11 см

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

evolution

Стельки ортопедические

CT-923

CT-924

Описание:

- прочный амортизирующий пластиковый каркас и метатарзальный валик оптимально поддерживают своды стопы
- CT-924: дополнительный амортизирующий слой из ЭВА-материала обеспечивает эффективную разгрузку плантарного отдела стопы
- тонкие, легкие стельки с мягкой пяточной частью подойдут для классической обуви, в том числе на каблуке до 5 см
- CT-924: снизу стельки покрыты противоскользящим материалом «Starwars» («Старворс»)
- покрытие: CT-923 – перфорированный материал «SoftSport» («Софт Спорт») – обеспечивает оптимальный микроклимат в обуви, CT-924 – «микрофайзер» – влагоотводящий и воздухопроницаемый материал, обладающий противоскользящим эффектом

Обеспечивают:

- поддержку сводов стопы
- разгрузку мышц, связок и сухожилий стопы
- коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата
- уменьшение ударной нагрузки на пятки, суставы нижних конечностей и позвоночник
- уменьшение усталости стопы и создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:

- статические нефиксированные деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-III степени)
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на нижних конечностях
- варикозное расширение вен, подагра, ревматоидный артрит, реактивные артриты, артрозы и др.
- повышенная нагрузка на нижние конечности при избыточном весе и беременности
- чувство усталости в ногах при ходьбе
- деформирующие артрозы суставов стопы, коленных и тазобедренных суставов (CT-923)
- метатарзалгии различной этиологии (CT-924)



Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

eVolution

СТ-925

Стельки ортопедические для закрытой обуви



Описание:

- тонкие, легкие стельки с мягкой пяточной частью для классической обуви, в том числе на каблуке до 5 см
- прочный амортизирующий пластиковый каркас и высокий метатарзальный валик оптимально поддерживают своды стопы
- дополнительный амортизирующий слой из ЭВА-материала обеспечивает эффективную разгрузку плантарного отдела стопы
- покрытие On Steam – материал, активно впитывающий и аккумулирующий влагу, обеспечивает сухую кожу стоп, обладает высокой прочностью и устойчивостью к гигиенической обработке

Обеспечивают:

- коррекцию нефиксированных деформаций стопы: уплощения продольных и поперечного сводов стопы
- поддержку и разгрузку суставов и мышечно-связочного аппарата стопы
- уменьшение ударной нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночника
- коррекцию умеренного вальгусного или варусного положения заднего отдела стопы
- создание комфортных условий для стопы при повышенной нагрузке

Показания к применению:

- статические нефиксированные деформации стопы (продольное, поперечное, комбинированное плоскостопие 1-3 степени)
- планталгии различной этиологии
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на нижних конечностях
- варикозное расширение вен, подагра, ревматоидный артрит, реактивные артриты, артрозы и др.
- повышенная нагрузка на нижние конечности при избыточном весе и беременности
- чувство усталости в ногах при ходьбе

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические амортизирующие

СТ-961

Описание:
- снабжены пяточным амортизатором
- двухкомпонентная пенополиуретановая основа: жесткая часть фиксирует стопу в физиологически правильном положении, мягкая часть разгружает пятку и передний отдел стопы
- покрытие – «микрофайзер» – влагоотводящий и воздухопроницаемый материал, обладающий противоскользящим эффектом

Обеспечивают:
- поддержку продольных и поперечного сводов стопы
- фиксацию пятки в правильном положении
- снижение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник
- разгрузку мышц голени и ахиллова сухожилия
- восстановление амортизационной и балансировочной функций стопы
- коррекцию статической недостаточности стоп
- разворот и фиксацию пяточной области при нефиксированных деформациях

Показания к применению:
- статические деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-III степени)
- варусная или вальгусная установка стопы
- посттравматическая реабилитация пяточной области, суставов нижних конечностей, мышц голени, ахиллова сухожилия
- повышенная нагрузка на нижние конечности при занятиях спортом, беременности и избыточном весе
- заболевания нижних конечностей: варикозное расширение вен, ревматоидный артрит, подагра, реактивные артриты, пяточная шпора, артрозы суставов нижних конечностей и др.



Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

eVolution

СТ-963

СТ-974

Стельки ортопедические амортизирующие



Описание:

- для закрытой и спортивной обуви
- имеют пяточные бортики для установки пятки в нейтральную позицию
- основа стелек изготовлена из полиуретановой пены с внутренним пластиковым каркасом для уменьшения нагрузки на суставы ног и позвоночник
- СТ-974: в носочной части стельки снабжены массажными элементами, стимулирующими мышцы стопы
- покрытие – «микрофайзер» – влагоотводящий и воздухопроницаемый материал, обладающий противоскользящим эффектом

Обеспечивают:

- поддержку сводов стопы в анатомически правильном положении
- разгрузку мышц голени и ахиллова сухожилия
- физиологически правильное расположение пятки
- снижение ударной нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник
- улучшение биомеханики стопы и повышение комфортности обуви

Показания к применению:

- статические деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-III степени)
- варусная или вальгусная установка стопы
- травмы и заболевания мышц голени и ахиллова сухожилия
- в комплексном лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний нижних конечностей
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на нижних конечностях
- повышенная нагрузка на нижние конечности при занятиях спортом, беременности и избыточном весе

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические разгружающие

СТ-975

Описание:
- разгружающие амортизирующие стельки из двухкомпонентного пенополиуретана с цветовой индикацией
- жесткая основа стельки фиксирует пяточный отдел, формирует выкладку сводов стопы
- мягкая часть разгружает область плюснефаланговых суставов, пятку, плантарную фасцию и первый палец стопы
- пяточные бортики
- продленная разгрузочная камера под внутренний продольный свод
- выраженная разгрузка болезненных зон
- покрытие из износостойкого и влаговпитывающего материала повышенной прочности



Обеспечивают:
- разгрузку болезненных участков подошвенной поверхности стоп и зон повышенного давления
- правильную ориентацию пяточной области при вальгусной и варусной установке стопы
- поддержку и коррекцию сводов стопы в анатомически правильном положении
- разгрузку пяточного бугра, плантарной фасции, области плюснефаланговых суставов и первого пальца стопы
- снижение ударной нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник
- разгрузку мышц голени и ахиллова сухожилия

Показания к применению:
- статические деформации стопы с болевым синдромом
- плантарный фасциит
- мозоли, натоптыши, омозолелости на подошвенной поверхности стопы
- метатарзалгии, неврома Мортона
- остеохондропатии стопы с болевым синдромом
- реабилитация после травм и операций на нижних конечностях и позвоночнике
- в комплексном лечении дорсопатий и артропатий суставов нижних конечностей
- вальгусные и варусные установки стопы умеренной выраженности

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

eVolution

СТ-981

Стельки ортопедические детские



Описание:

- основа стельки изготовлена из пробкового материала с возможностью индивидуальной коррекции, удлинённая по наружному краю
- подходят для использования в закрытой обуви
- при необходимости стельки и основа из пробкового материала корректируются врачом
- верхнее покрытие – амортизирующий слой из ЭВА-материала

Обеспечивают:

- правильное формирование и развитие сводов и мышечно-связочного аппарата стопы
- физиологически правильное положение стопы при ходьбе
- нормализацию мышечного тонуса стопы

Показания к применению:

- вальгусные и плоско-вальгусные нефиксированные установки стопы
- период реабилитации после травм и оперативных вмешательств на стопе
- в комплексном лечении нарушений осанки и Х – или О – образной деформации нижних конечностей
- функциональные нарушения походки

Размер	20/21	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические детские

CT-982

Описание:

- детские корригирующие стельки на упругом амортизирующем пластиковом каркасе, разная жесткость каркаса позволяет зафиксировать пятку и средний отдел стопы не вызывая дискомфорта при длительном использовании
- высокие бортики, глубокая чашеобразная пяточная часть, выкладка внутреннего и наружного продольных сводов
- двухкомпонентный межстелечный слой из ЭВА-материалов разной плотности обеспечивает выраженную разгрузку стопы
- комплектуются уголками из полимерного материала для увеличения жесткости стельки в среднем отделе
- верхний край высоких бортиков мягкий, не вызывает травматизацию и натирание кожи стопы при вальгусной или варусной деформациях заднего отдела
- покрытие – «микрофайзер» – влагоотводящий и воздухопроницаемый материал, обладающий противоскользящим эффектом





Обеспечивают:

- фиксацию и стабилизацию стопы в функционально выгодном положении
- коррекцию плоско-вальгусной или варусной деформации заднего и среднего отделов стопы
- поддержку продольных сводов стопы
- разгрузку стопы, суставов нижних конечностей и поясничного отдела позвоночника
- дополнительную устойчивость при ходьбе, улучшая балансировочную и опорную функции стопы

Показания к применению:

- лечение нефиксированной плоско-вальгусной установки стопы
- коррекция варусной деформации заднего и среднего отделов стопы
- период реабилитации после травм и оперативных вмешательств на стопе
- в комплексном лечении нарушений осанки и Х – или О – образной деформации нижних конечностей

Размер	22	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	32	33	34	35	36	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-401 PRO

Стельки ортопедические Hallux Rigidus



Описание:
- стельки на каркасе специальной формы при фиксированной деформации 1-го пальца стопы
- тонкий эластичный каркас с опорной площадкой для 1-го пальца стопы
- каркас без пяточной части обеспечивает стабильное положение стельки в обуви на небольшом каблуке
- метатарзальный пелот из мягкого упругого материала
- дополнительный межстелечный слой из тонкого эластичного материала
- покрытие On Steam – материал, активно впитывающий и аккумулирующий влагу, обеспечивает сухую кожу стоп, обладает высокой прочностью и устойчивостью к гигиенической обработке

Обеспечивают:
- ограничение переката и подвижности 1-го плюснефалангового сустава во время ходьбы
- уменьшение нагрузки на суставы 1-го пальца и перенос массы тела на соседние участки стопы
- снижение болевого синдрома и восстановление функции передвижения и опороспособности конечности
- поддержку продольного и поперечного сводов стопы

Показания к применению:
- фиксированная вальгусная деформация 1-го пальца стопы (Hallux Rigidus, Hallux Limitus, лат., син.)
- артриты 1-го плюснефалангового сустава, в т.ч. ревматоидный, асептический и подагрический
- реабилитация после травмы 1-го плюснефалангового сустава
- реабилитация после оперативного лечения вальгусной деформации 1-го пальца

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические Metatarsalgia

PRO **CT-402**

Описание:
- стельки на каркасе специальной формы при болевом синдроме в области переднего отдела стопы (Metatarsalgia – лат.)
- тонкий эластичный каркас с опорной площадкой для 1-го и 5-го пальцев стопы
- каркас без пяточной части обеспечивает стабильное положение стельки в обуви на небольшом каблуке
- метатарзальный пелот из мягкого упругого материала
- дополнительный межстелечный слой из тонкого эластичного материала
- покрытие On Steam – материал, активно впитывающий и аккумулирующий влагу, обеспечивает сухую кожу стоп, обладает высокой прочностью и устойчивостью к гигиенической обработке

On Steam



Обеспечивают:
- ограничение переката и подвижности 1-го и 5-го плюснефаланговых суставов во время ходьбы при сохранении подвижности в ногтевых фалангах
- снижение давления на основания 2-го, 3-го и 4-го пальцев стопы
- снижение давления на мягкие ткани стопы, нервные окончания и мелкие сосуды в переднем отделе стопы и снижение болевого синдрома
- поддержка продольного и поперечного сводов стопы

Показания к применению:
- поперечное и комбинированное плоскостопия с сильным болевым синдромом в переднем отделе стопы
- сильный болевой синдром (Metatarsalgia – лат.) невыясненной этиологии
- неврома Мортона

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-101 MED

Стельки ортопедические для закрытой обуви



Описание:
- прочный пластиковый каркас
- валик Зейца в максимально выгодном положении
- пяточный амортизатор изготовлен из мягкой пены
- тонкие облегченные стельки подойдут для классической закрытой обуви
- имеют клеевой фиксатор в области пятки
- покрытие – флис – износостойкий и гигиеничный материал

Обеспечивают:
- эффективную поддержку сводов стопы
- уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник
- комфортные условия при ходьбе и улучшение биомеханики стопы

Показания к применению:
- статические нефиксированные деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-II степени)
- боли и чувство усталости в стопе, связанные с избыточным весом, беременностью, длительным пребыванием на ногах
- профилактика усталости ног при ходьбе

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические для закрытой обуви

MED CT-104.1

CT-104.2

Описание:

- тонкий, анатомический каркас предназначен для оптимальной поддержки продольных сводов стопы при каждодневных нагрузках
- уникальная конструкция стельки улучшает амортизационную и толчковую функции стопы, делая ходьбу максимально комфортной
- пяточный амортизатор каплевидной формы с увеличенной площадью контакта эффективно снижает ударную нагрузку на пятки, суставы нижних конечностей и позвоночник
- метатарзальный пелот снимает нагрузку с переднего отдела стопы
- межстелечный слой – вспененный материал с добавлением угля, нейтрализующего запах и уменьшающего влажность в обуви, обладает антибактериальным и противогрибковым действиями
- покрытие – натуральная кожа с перфорацией

Обеспечивают:

- эффективную поддержку сводов стопы
- разгрузку мышц, связок и сухожилий стопы
- уменьшение ударной нагрузки на пятки, суставы нижних конечностей и позвоночник
- уменьшение усталости стопы и создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:

- статические нефиксированные деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-II степени)
- плантарный фасциит
- метатарзалгии различной этиологии
- пяточная шпора
- артрозо-артриты суставов стоп
- избыточный вес, беременность, варикозная болезнь и длительное пребывание на ногах
- чувство усталости в ногах при ходьбе



Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-105.1 MED
СТ-105.2

Стельки ортопедические для закрытой обуви



СТ-105.1



СТ-105.2

Описание:
- стельки на упруго-эластичном каркасе для повседневной обуви
- дополнительный амортизирующий слой на основе латексной пены с добавлением древесного угля нейтрализует влажность и запахи в обуви и разгружает подошвенную поверхность стопы
- метатарзальный пелот из эластичного материала разгружает поперечный свод стопы
- упруго-эластичный пластиковый каркас обеспечивает поддержку продольного свода стопы
- пяточный амортизатор круглой формы с клеевым фиксатором разгружает пяточную часть стопы
- покрытие – натуральная прочная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- поддержку и разгрузку продольного и поперечного сводов и плантарной поверхности стопы
- разгрузку суставов стопы, коленного и тазобедренного суставов, позвоночника
- восстановление двигательной активности при статических деформациях стоп

Показания к применению:
- умеренно выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-II степени
- пяточная шпора, плантарный фасциит
- натоптыши, омозолелости и гиперкератозы переднего отдела стопы
- артрозы и артриты суставов стопы, в т.ч. ревматоидный и асептический артриты
- реабилитация после травм стопы без выраженных посттравматических изменений
- умеренно выраженная вальгусная деформация 1-го пальца стопы (Hallux Valgus)
- быстрая утомляемость при ходьбе
- увеличение комфортности повседневной обуви

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические для закрытой и спортивной обуви

MED **СТ-110**

СТ-111

aloe vera

Описание:

- выкладка сводов с учетом анатомических особенностей женской (СТ-110) и мужской (СТ-111) стопы
- оптимальны для повседневной обуви, занятий спортом и при повышенных нагрузках на нижние конечности
- валик Зейца расположен в максимально выгодном положении
- основа – латексная пена – эффективно поглощает ударную нагрузку на стопу
- противоскользящее нижнее покрытие препятствует смещению стельки в обуви
- покрытие – материал «алоэ вера» – обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами

Обеспечивают:

- физиологически правильное положение стопы во время ходьбы и при физических нагрузках
- оптимальную поддержку продольного и поперечного сводов стопы во время активного отдыха и при занятиях спортом
- уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник

Показания к применению:

- лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопий I-II степени
- профилактика заболеваний позвоночника и суставов нижних конечностей при физических нагрузках
- боли и чувство усталости в стопе, связанные с избыточным весом, беременностью, длительным пребыванием на ногах
- профилактика усталости ног при ходьбе



Размер							
	СТ-110	35	36	37	38	39	40
	СТ-111	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-131 MED

Стельки ортопедические



Описание:
- снабжены мягкими пелотами для поддержки продольного и поперечного свода стопы
- основа – мягкая пена с выкладкой продольного и поперечного сводов стопы
- покрытие – натуральная кожа

Обеспечивают:
- поддержку и разгрузку продольного и поперечного сводов стопы в классической закрытой обуви
- уменьшение ударной нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник
- создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:
- фиксированное продольно-поперечное плоскостопие
- деформации стоп, боли и чувство дискомфорта при ходьбе
- профилактика образования мозолей, натоптышей и уплощений сводов стопы

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические утепленные

MED СТ-133

Описание:
- утепленные ортопедические стельки для зимней обуви
- пластиковый каркас с мягкой пяточной частью для оптимальной поддержки сводов стопы в правильном положении
- дополнительный амортизирующий слой из ЭВА-материала
- покрытие – натуральный шерстяной мех на трикотажной основе

Обеспечивают:
- эффективную поддержку продольных и поперечного сводов стопы в анатомически правильном положении
- уменьшение ударной нагрузки на пятки, суставы нижних конечностей и позвоночник
- правильное распределение нагрузки на всю поверхность стопы при ходьбе и длительном статическом положении
- создание комфортных условий при ходьбе, особенно в прохладное и холодное время года
- выраженное согревающее действие на стопы, защиту стоп от переохлаждения

Показания к применению:
- профилактика и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия I-II степени
- избыточный вес, беременность и длительное пребывание на ногах, чувство усталости в ногах при ходьбе
- метатарзалгии различной этиологии



Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-142 MED

Стельки ортопедические



Описание:
- каркас повышенной прочности из амортизирующего ЭВА-полимера
- каркас имеет ребро жесткости оригинальной формы для формоустойчивости
- выкладка продольного свода и увеличенный метатарзальный пелот
- пяточные бортики
- дополнительный межстелечный слой из амортизирующего материала
- имеют небольшой вес
- покрытие – натуральная прочная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- поддержку продольного и поперечного сводов стопы
- разгрузку суставов и подошвенной поверхности стопы
- стабилизацию и снижение нагрузки на пяточную часть стопы
- амортизирующее воздействие на коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активацию мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Показания к применению:
- выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- плантарный фасциит, пяточная шпора, пяточный бурсит
- артрозы и артриты суставов стопы, в т.ч. ревматоидный и подагрический артриты
- вальгусная деформация 1-го пальца стопы - Hallux Valgus
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- нестабильность голеностопного сустава, умеренно выраженная варусная установка стопы
- в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставов и позвоночника

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические

MED СТ-143.1

СТ-143.3



СТ-143.1

Описание:

- тонкие стельки на эластичном каркасе
- специальная технология производства обеспечивает высокую формоустойчивость и повышенную прочность изделия в месте соединения пяточной и носочной частей
- амортизирующие свойства каркаса обеспечивают снижение осевой нагрузки на крупные суставы и позвоночник
- метатарзальный пелот из мягкого упругого материала
- СТ-143.1: тонкое нижнее покрытие
- не уменьшают внутренний объем в обуви
- имеют небольшой вес
- покрытие: СТ-143.1 – натуральная прочная кожа с перфорацией, обеспечивает высокие дышащие свойства, СТ-143.3 – тонкий материал на основе натуральной пробки – не скользит, подходит для чувствительных стоп, устраняет излишнюю потливость



СТ-143.1



СТ-143.3

Обеспечивают:

- поддержку продольного и поперечного сводов стопы
- разгрузку суставов и связочно-мышечного аппарата стопы
- снижение осевой нагрузки на суставы стопы, коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активацию мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Показания к применению:

- выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- артрозы и артриты суставов стопы, в т.ч. ревматоидный и подагрический артриты
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставов и позвоночника

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-144 MED

Стельки ортопедические



Описание:

- тонкие стельки на эластичном каркасе
- специальная технология производства обеспечивает высокую формоустойчивость и повышенную прочность изделия
- амортизирующие свойства каркаса
- метатарзальный пелот из мягкого упругого материала
- пяточный амортизатор овальной формы
- прочное и тонкое нижнее покрытие обеспечивает высокую износоустойчивость и воздухопроводность изделия за счет структуры в виде сот
- не уменьшают внутренний объем в обуви
- имеют небольшой вес
- покрытие On Steam – материал, активно впитывающий и аккумулирующий влагу, обеспечивает сухую кожу стоп, обладает высокой прочностью

Обеспечивают:

- поддержку продольного и поперечного сводов стопы
- разгрузку пяточной кости
- разгрузку суставов и связочно-мышечного аппарата стопы
- снижение осевой нагрузки на суставы стопы, коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активацию мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Показания к применению:

- выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- пяточная шпора
- артрозы и артриты суставов стопы, в т.ч. ревматоидный и подагрический артриты
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- в комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставов и позвоночника

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические силиконовые

MED **СТ-42** **СТ-50**

Описание:
- метатарзальный валик для поддержки поперечного свода стопы
- зоны низкой плотности в проекции пяточного бугра и плюснефаланговых суставов
- СТ-50: антибактериальное покрытие

Обеспечивают:
- амортизацию ударной нагрузки на всю поверхность стопы при ходьбе
- поддержку поперечного свода стопы
- снижение нагрузки на область плюснефаланговых суставов и пятку
- СТ-50: антибактериальное воздействие

Показания к применению:
- боли в подошвенной части стопы, связанные с артрозом суставов стоп, плоскостопием, пяточной шпорой и трофическими расстройствами (трещины, натоптыши)
- синдром диабетической стопы в начальных стадиях
- эндартериит, атеросклероз сосудов нижних конечностей





СТ-50

СТ-42





СТ-50

Размер	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CT-141.1 CT-141.2 CT-141.3 CT-141.5 COMFORT

Стельки ортопедические разгружающие

CT-141.3
CT-141.5

Описание:

- разгружающие стельки для повседневной обуви
- стельки изготовлены из мягкого ЭВА-полимера с высокими эластичными свойствами
- выкладка продольного свода и небольшой метатарзальный пелот
- пяточные бортики
- пяточный амортизатор ассиметричной формы (кроме CT-141.5)
- подошвенная часть каркаса имеет зоны разгрузки для 1-го и 5-го пальцев
- имеют небольшой вес
- покрытие: CT-141.1, CT-141.2 – «микролайнер» - воздухопроницаемый износостойкий материал, CT-141.3 - нетканый материал с высоким содержанием шерсти (более 80%) и выраженным согревающим эффектом, CT-141.5 - натуральный шерстяной мех.



CT-141.2



CT-141.1



CT-141.3



CT-141.5

Обеспечивают:

- поддержку продольного и поперечного сводов
- разгрузку подошвенной поверхности стопы при плантарном фасциите, пяточной части стопы при пяточной шпоре
- разгрузку суставов и связочно-мышечного аппарата стопы
- снижение осевой нагрузки на суставы стопы, коленный и тазобедренный суставы, позвоночник
- активацию мышечно-венозной помпы при сосудистой недостаточности нижних конечностей

Показания к применению:

- умеренно выраженное продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия
- плантарный фасциит, пяточная шпора, пяточный бурсит
- артрозы и артриты суставов стопы, в т.ч. ревматоидный и подагрический артриты
- реабилитация после повреждений костей и связочно-мышечного аппарата стопы
- болевой синдром в области коленного и тазобедренного суставов и позвоночника

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические мягкие

COMFORT **СТ-130**

Описание:
- для зимней и демисезонной обуви, в том числе на каблуке до 7 см
- мягкий пелот для бережной поддержки сводов стопы
- основа – латексная пена с добавлением древесного угля, нейтрализующего запах и уменьшающего влажность в обуви
- покрытие – натуральная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- поддержку и разгрузку переднего отдела стопы в обуви на каблуке до 7 см
- уменьшение ударной нагрузки на область плюснефаланговых суставов
- создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:
- продольно-поперечное плоскостопие
- деформации стоп, боли при ходьбе любой этиологии
- профилактика образования мозолей и натоптышей в переднем отделе стопы и увеличения распластанности переднего отдела стопы



Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-132 COMFORT Стельки ортопедические мягкие утепленные



Описание:
- для зимней и демисезонной обуви, в том числе на каблуке до 7 см
- мягкий пелот для бережной поддержки сводов стопы
- основа – латексная пена с добавлением древесного угля, нейтрализующего запах и уменьшающего влажность в обуви
- покрытие – шерстяной мех на трикотажной основе

Обеспечивают:
- поддержку и разгрузку переднего отдела стопы в обуви на каблуке до 7 см
- уменьшение ударной нагрузки на область плюснефаланговых суставов
- создание комфортных условий при ходьбе
- выраженное согревающее действие на стопы
- защиту стоп от переохлаждения

Показания к применению:
- продольно-поперечное плоскостопие
- деформации стоп, боли при ходьбе любой этиологии
- профилактика образования мозолей и натоптышей в переднем отделе стопы и увеличения распластанности переднего отдела стопы

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические

MED СТ-128

Описание:
- пластиковый амортизирующий каркас и метатарзальный валик оптимально поддерживают своды стопы
- противоскользящее нижнее покрытие препятствует смещению стельки в обуви
- покрытие – натуральная перфорированная кожа

Обеспечивают:
- эффективную поддержку сводов стопы
- разгрузку мышц, связок и сухожилий стопы
- коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата
- уменьшение ударной нагрузки на пятки, суставы нижних конечностей и позвоночник
- уменьшение усталости стопы и создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:
- статические нефиксированные деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-III степени)
- реабилитация после травм нижних конечностей
- варикозное расширение вен, подагра, ревматоидный артрит, реактивные артриты, артрозы и др.
- повышенная нагрузка на нижние конечности при избыточном весе и беременности
- деформирующие артрозы суставов стопы, коленных и тазобедренных суставов
- чувство усталости в ногах при ходьбе



Размер	35	36	37	38	39	40

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-20 MED
СТ-23

Стельки ортопедические силиконовые



СТ-20



СТ-23

Описание:
- ультратонкие ортопедические стельки из медицинского силикона
- имеют область дополнительной амортизации и повышенного комфорта в области пятки и внутреннего продольного свода стопы
- в переднем отделе снабжены антискользящими элементами
- СТ-20: тканевое покрытие с антибактериальным эффектом

Обеспечивают:
- амортизацию ударной нагрузки на стопы
- защиту чувствительной кожи стоп
- предотвращение боли при трещинах, омозолелостях и сухости кожи стоп

Показания к применению:
- чувствительная кожа стоп
- синдром диабетической стопы I-II степени
- ревматоидный артрит
- трофические изменения кожи стопы
- гиперкератоз стоп

Размер изделия	S	M	L	XL
Размер обуви	35-37	38-40	41-43	44-46

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические

MED СТ-120

Описание:
- прочный пластиковый каркас оптимально поддерживает своды стопы
- пяточный амортизатор круглой формы с увеличенной площадью контакта и зона разгрузки плюснефаланговых суставов
- амортизирующий слой из ЭВА–материала равномерно распределяет ударную нагрузку на стопу
- метатарзальный валик оказывает выраженную поддержку поперечного свода стопы
- покрытие On Steam – материал, активно впитывающий и аккумулирующий влагу, обеспечивает сухую кожу стоп, обладает высокой прочностью и устойчивостью к гигиенической обработке

Обеспечивают:
- поддержку сводов стопы в физиологически правильном положении
- разгрузку суставов и мышечно-связочного аппарата стопы
- коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата
- амортизацию ударной нагрузки на нижние конечности и позвоночник

Показания к применению:
- статические нефиксированные деформации стопы (продольное, поперечное и комбинированное плоскостопия I-III степени)
- плантарный фасциит
- метатарзалгии различной этиологии
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на нижних конечностях
- варикозное расширение вен, подагра, ревматоидный артрит, реактивные артриты, артрозы и др.
- повышенная нагрузка на нижние конечности при избыточном весе и беременности
- деформирующие артрозы суставов стопы, коленных и тазобедренных суставов
- чувство усталости в ногах при ходьбе

On Steam



Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-167 MED
СТ-169

Стельки ортопедические детские

aloe vera
СТ-167



СТ-167

Описание:
- разработаны совместно с ФГУ «СПб НЦПЭР им. Альбрехта ФМБА России»
- предназначены для закрытой обуви
- покрытие: СТ-167 – материал «алоэ вера» – обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами, СТ-169 – натуральная перфорированная кожа специальной выделки, не вызывает аллергии и раздражения

Обеспечивают:
- легкую коррекцию и поддержку продольных сводов стопы
- физиологически правильное положение стопы при ходьбе
- комфортные условия при ходьбе в закрытой обуви

Показания к применению:
- профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы
- дискомфорт и боли в ногах при ходьбе

СТ-169



СТ-169

Размер	22,5	23	24	25	25,5	26	27	28
	28,5	29	30	31	32	33	34	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические детские

MED СТ-168

Описание:
- разработаны совместно с ФГУ «СПб НЦПЭР им. Альбрехта ФМБА России»
- предназначены для закрытой обуви
- имеют дополнительный амортизирующий слой из ЭВА-материала
- покрытие – натуральная высококачественная овечья шерсть

Обеспечивают:
- легкую коррекцию и поддержку продольных сводов стопы
- физиологически правильное положение стопы при ходьбе
- комфортные условия при ходьбе в закрытой обуви
- амортизацию ударных нагрузок на стопу
- выраженное согревающее действие

Показания к применению:
- профилактика формирования вальгусной и плоско-вальгусной установки стопы
- дискомфорт и боли в ногах при ходьбе



Размер	22,5	23	24	25	25,5	26	27	28
	28,5	29	30	31	32	33	34	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-180 MED

Стельки ортопедические детские



Описание:
- разработаны совместно с ФГУ «СПб НЦПЭР им. Альбрехта ФМБА России»
- каркасная основа с поддержкой внутреннего и наружного продольных сводов стопы
- предназначены для использования в обуви с высоким жестким задником
- покрытие – термософт – мягкий, гипоаллергенный, влаговпитывающий и воздухопроницаемый материал

Обеспечивают:
- физиологически правильное развитие детской стопы
- поддержку продольных сводов стопы в анатомически правильном положении
- оптимизацию ударной нагрузки на стопу, суставы нижних конечностей и позвоночник
- коррекцию статических нефиксированных деформаций стоп у детей

Показания к применению:
- лечение статического плоскостопия у детей
- вальгусные и плоско-вальгусные нефиксированные деформации стоп
- при физических нагрузках для профилактики утомляемости опорно-двигательного аппарата

Размер	22,5	23	24	25	25,5	26	27	28	28,5
	29	30	31	32	33	34	35	36	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические детские

MED СТ-181

Описание:
- разработаны совместно с ФГУ «СПб НЦПЭР им. Альбрехта ФМБА России»
- упругая каркасная основа с высокими бортиками, продленными на 2/3 стельки
- покрытие – термософт – мягкий, гипоаллергенный, влаговпитывающий и воздухопроницаемый материал

Обеспечивают:
- единовременную коррекцию нефиксированных деформаций стопы
- поддержку продольных сводов стопы и установку пяточного отдела в анатомически правильном положении
- правильную биомеханику стопы при ходьбе
- надежную фиксацию стопы в физиологически правильном положении
- нормализацию тонуса мышц стопы
- оптимизацию ударной нагрузки на стопу, суставы нижних конечностей и позвоночник

Показания к применению:
- вальгусные и плоско-вальгусные нефиксированные деформации стопы, в том числе в сочетании с вальгусом или варусом заднего и среднего отделов стопы
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на стопе



Размер	22,5	23	24	25	25,5	26	27	28	28,5
	29	30	31	32	33	34	35	36	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-183.1 MED
СТ-183.2

Стельки ортопедические детские «от косолапия»



СТ-183.1



СТ-183.2

Описание:
- пластиковый каркас с удлиненным наружным краем
- покрытие On Steam – материал, активно впитывающий и аккумулирующий влагу, обеспечивает сухую кожу стоп, обладает высокой прочностью и устойчивостью к гигиенической обработке
- цвета покрытия: оранжевый (СТ-183.1), синий (СТ-183.2)

Обеспечивают:
- восстановление нормальной походки ребенка
- предотвращение смещения носочной части стопы вовнутрь при ходьбе за счет специальной формы каркаса
- коррекцию положения переднего отдела стопы во время ходьбы
- поддержку продольного свода стопы

Показания к применению:
- нарушения походки у детей, сопровождающиеся установкой стопы носками внутрь
- приведение переднего отдела стопы (отклонение носочной части стопы)
- плоскостопие
- плосковальгусная установка стоп

Размер	22,5	23	24	25	25,5	26	27	28
	28,5	29	30	31	32	33	34	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические детские

MED CT-184.1

CT-184.2

Описание:
- детские корригирующие стельки
- каркас из упругого ЭВА-полимера
- высокие эластичные бортики
- выкладка продольного свода и углубленная пятка
- нижняя поверхность стельки имеет выраженный «каблучок» в пяточной части
- рельефный рисунок нижней поверхности стелек обеспечивает движение воздуха и гарантирует оптимальный микроклимат
- имеют небольшой вес
- покрытие: CT-184.1 – «микролайнер» – воздухопроницаемый износостойкий материал, обеспечивающий комфорт и возможность гигиенической обработки, CT-184.2 – «канвас» – покрытие из текстильного материала повышенной прочности, улучшает воздухопроницаемость изделия



CT-184.1

Привыкать к стелькам необходимо в домашних условиях, начиная с 30-40 мин в первый день с увеличением интервалов на 1 час ежедневно.

Обеспечивают:
- коррекцию плоско-вальгусной деформации стоп у детей
- коррекцию продольного свода стопы
- стабилизацию пяточной кости за счет высоких бортиков изделия и углубленного профиля стельки в области пятки
- коррекцию положения стопы в области таранно-пяточно-ладьевидного и голеностопного суставов стопы

Показания к применению:
- нефиксированная плоско-вальгусная деформация стоп
- умеренно выраженная варусная установка пяточной части стопы
- в комплексном лечении Х – и О – образной деформаций коленных суставов и нарушении осанки у детей
- реабилитация после травм стопы и голеностопного сустава



CT-184.2

Размер	22	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	32	33	34	35	36	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-186.1 MED
СТ-186.2

Стельки ортопедические детские



СТ-186.1



СТ-186.2

Описание:
- детские корригирующие стельки
- каркас из жесткого термопласта
- высокие бортики и углубленная пятка
- тонкое нижнее покрытие
- покрытие «микролайнер» – воздухопроницаемый износостойкий материал, обеспечивающий комфорт и возможность гигиенической обработки

Привыкать к стелькам необходимо в домашних условиях, начиная с 30-40 мин в первый день с увеличением интервалов на 1 час ежедневно.

Обеспечивают:
- коррекцию выраженной плоско-вальгусной деформации стоп у детей
- коррекцию продольного свода стопы
- стабилизацию пяточной кости за счет высоких бортиков изделия и углубленного профиля стельки в области пятки
- коррекцию положения стопы в области таранно-пяточно-ладьевидного и голеностопного сустава стопы

Показания к применению:
- выраженная нефиксированная плоско-вальгусная деформация стоп
- умеренно выраженная варусная установка пяточной части стопы
- в комплексном лечении Х – и О – образной деформации коленных суставов и нарушении осанки у детей
- реабилитация после травмы стопы и голеностопного сустава

Размер	22	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	32	33	34	35	36	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Стельки ортопедические детские

COMFORT **СТ-185.1**

СТ-185.2

Описание:
- детские сводоформирующие стельки
- рекомендуются детям без выраженных анатомических признаков изменения стоп, в периоды быстрого роста и в группах риска развития плоскостопия
- мягкий эластичный каркас из ЭВА-полимера обладает активирующим воздействием на связки и мышцы стопы
- небольшая выкладка продольного свода не вызывает избыточного давления
- пяточный амортизатор
- имеют небольшой вес
- покрытие – «микролайнер» – воздухопроницаемый износостойкий материал

Обеспечивают:
- умеренную поддержку продольного свода стопы
- тренирующее воздействие на связочно-мышечный аппарат стопы
- поддержку пяточной кости в правильном физиологическом положении
- разгрузку костей и суставов стопы
- амортизационное воздействие на коленный и тазобедренный сустав и позвоночник

Показания к применению:
- формирование сводов стопы у детей, не имеющих выраженных анатомических изменений стоп
- периоды быстрого роста или развития ребенка
- профилактика остеохондропатий детского возраста (болезнь Шинца, Келлера I и II)
- профилактика плоскостопия в группах риска (ослабленные и часто болеющие дети; дефицит и избыток веса; синдром гипермобильности суставов и др.)



СТ-185.1



СТ-185.2

Размер	22	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	32	33	34	35	36	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-185.3 COMFORT
СТ-185.4

Стельки ортопедические детские



СТ-185.4

СТ-185.3



СТ-185.4

Описание:
- детские сводоформирующие стельки
- рекомендуются детям без выраженных анатомических признаков изменения стоп, в периоды быстрого роста и в группах риска развития плоскостопия
- мягкий эластичный каркас из ЭВА-полимера обладает активирующим воздействием на связки и мышцы стопы
- небольшая выкладка продольного свода не вызывает избыточного давления
- пяточный амортизатор
- имеют небольшой вес
- покрытие: СТ-185.3 – «канвас» – покрытие из текстильного материала повышенной прочности, улучшает воздухопроницаемость изделия, СТ-185.4 – нетканый материал с высоким содержанием шерсти (более 80%) и выраженным согревающим эффектом

Обеспечивают:
- умеренную поддержку продольного свода стопы
- тренирующее воздействие на связочно-мышечный аппарат стопы
- поддержку пяточной кости в правильном физиологическом положении
- разгрузку костей и суставов стопы
- амортизационное воздействие на коленный и тазобедренный сустав и позвоночник

Показания к применению:
- формирование сводов стопы у детей, не имеющих выраженных анатомических изменений стоп
- периоды быстрого роста или развития ребенка
- профилактика остеохондропатий детского возраста (болезнь Шинца, Келлера I и II)
- профилактика плоскостопия в группах риска (ослабленные и часто болеющие дети; дефицит и избыток веса; синдром гипермобильности суставов и др.)

Размер	22	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	32	33	34	35	36	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Полустельки ортопедические детские

MED СТ-261

Описание:
- плотная амортизирующая латексная основа, корригирующая вальгусное отклонение стопы
- предназначены для использования в обуви с высоким жестким задником
- имеют клеевой фиксатор
- покрытие – натуральная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- поддержку продольного свода стопы в анатомически правильном положении
- амортизацию ударной нагрузки на стопу и суставы нижних конечностей
- коррекцию вальгусного отклонения стопы

Показания к применению:
- профилактика и лечение продольного плоскостопия у детей
- вальгусные и плоско-вальгусные нефиксированные деформации стоп



Размер	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34	35/36

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-201 MED
СТ-204

Полустельки ортопедические



СТ-201



СТ-201



СТ-204

Описание:
- предназначены для закрытой обуви
- СТ-201: имеют пластиковый каркас и клеевой фиксатор в области пятки, снабжены пяточным амортизатором и пелотом для переднего отдела стопы
- СТ-204: имеют тонкий анатомический каркас и метатарзальный валик, пяточный амортизатор каплевидной формы с увеличенной площадью контакта
- покрытие – натуральная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- эффективную поддержку сводов стопы
- уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник
- уменьшение усталости стопы и создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:
- профилактика и лечение продольного, поперечного и комбинированного плоскостопий I-II степени
- боли и чувство усталости в стопе, связанные с избыточным весом, беременностью, длительным пребыванием на ногах
- профилактика усталости ног при ходьбе
- пяточная шпора (СТ-204)
- артрозо-артриты суставов стоп (СТ-204)

Размер	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Полустельки ортопедические для обуви на каблуке

COMFORT **СТ-230**

Описание:
- предназначены для модельной и открытой обуви на каблуке
- имеют клеевой фиксатор в области пятки
- Т-образный пелот под передний отдел стопы
- тонкое нижнее покрытие с гидрофобными и противоскользящими свойствами, предотвращает смещение полустелек в обуви
- покрытие – натуральная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- поддержку и разгрузку переднего отдела стопы в обуви на каблуке
- уменьшение ударной нагрузки на область плюснефаланговых суставов
- создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:
- поперечное плоскостопие I-II степени, в том числе с Hallux Valgus
- профилактика образования мозолей и натоптышей в переднем отделе стопы и увеличения распластанности переднего отдела стопы



Размер	35	36	37	38	39	40	41

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТ-231 COMFORT Полустельки ортопедические для обуви на высоком каблуке



Описание:
- предназначены для модельной и открытой обуви на каблуке выше 7 см
- снабжены мягким латексным пелотом для поддержки поперечного свода стопы
- имеют клеевой фиксатор в области пятки
- латексная основа уменьшает скольжение полустелек в обуви
- покрытие – натуральная кожа с перфорацией

Обеспечивают:
- поддержку и разгрузку переднего отдела стопы в обуви на каблуке выше 7 см
- уменьшение ударной нагрузки на область плюснефаланговых суставов
- создание комфортных условий при ходьбе

Показания к применению:
- профилактика уплощения переднего отдела стопы в открытой модельной обуви и в обуви на высоком каблуке
- профилактика образования мозолей и натоптышей в переднем отделе стопы

Размер	35	36	37	38	39	40

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Полустельки ортопедические силиконовые с тканевым покрытием, для модельной обуви

MED СТ-46



Описание:
- предназначены для модельной обуви, в том числе на высоком каблуке
- снабжены метатарзальным валиком для поддержки поперечного свода стопы
- антибактериальное покрытие

Обеспечивают:
- поддержку и разгрузку переднего отдела стопы
- комфортные условия при ходьбе в модельной обуви
- снижение ударной нагрузки на область плюснефаланговых суставов
- антибактериальное воздействие

Показания к применению:
- боли в подошвенной части стопы
- мозоли и натоптыши в переднем отделе стопы
- профилактика уплощения переднего отдела стопы в модельной обуви и в обуви на высоком каблуке



Размер изделия	S	M	L
Размер обуви	35-36	37-38	39-40

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования стопы
- открытые и кровоточащие раны

Детские стельки применять строго по назначению врача.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.
При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Утилизация: совместно с твердыми бытовыми отходами.

Стельки ортопедические женские (серийного производства)
по ТУ 9396-001-33094849-2008
РУ № ФСР 2008/03853 от 19.06.2017 г.
Стельки ортопедические мужские (серийного производства)
по ТУ 9396-001-33094849-2008
РУ № ФСР 2008/03856 от 19.06.2017 г.
Стельки ортопедические детские (серийного производства)
по ТУ 9396-001-33094849-2008
РУ № ФСР 2008/03855 от 19.06.2017 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок - 30 дней со дня продажи,
срок хранения 2 года с даты изготовления,
срок службы 6 месяцев.

Производитель – уполномоченная
организация по принятию претензий:
ООО «Тривес»,
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 23, лит. А, пом. 99-Н
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru