TOP

КОРЕГА ЭКСТРА СИЛА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ + КОМФОРТ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВКУС
КРЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Созданный для комфорта, крем Корега Максимальная Фиксация + Комфорт фиксирует зубной протез на весь день, предотвращая смещения, и создает мягкий амортизирующий слой для защиты ваших дёсен от давления зубного протеза. Тонкий носик-аппликатор позволяет точечно наносить крем Корега на зубной протез.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: При первом применении используйте небольшое количество крема. Чрезмерное количество крема может просачиваться из-под протеза; если это произошло, в следующий раз используйте меньшее количество крема. Возможно, потребуется несколько попыток, чтобы подобрать оптимальное количество. Используйте крем один раз в день для надежной фиксации и защиты от попадания частичек пищи под протез. Если появляется необходимость использовать крем чаще, обратитесь за консультацией к стоматологу.

КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ: 1. Промойте и высушите протез. **2.** Нанесите крем, как показано на рисунке, не очень близко к краю протеза. **Верхний протез:** Нанесите крем длинной полоской на протез. Нанесите 2 короткие полоски в середину протеза. **Нижний протез:** Нанесите крем длинной полоской. **Частичный протез:** Нанесите 2 короткие полоски. **3.** Прополощите рот перед фиксацией протеза. **4.** Вставьте протез в ротовую полость, плотно прижмите и сомкните челюсти для лучшей фиксации.



КАК ИЗВЛЕЧЬ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ:
1. Прополощите рот водой. **2.** Медленно извлеките протез, осторожно раскачивая его. **3.** При помощи теплой воды и зубной щетки с мягкой щетиной удалите остатки крема с поверхности протеза и изо рта. **4.** Используйте таблетки Корега для тщательной очистки протеза, затем ополосните протез водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °C. У некоторых людей может быть аллергия или повышенная чувствительность к компонентам крема. Возможно появление таких побочных эффектов как раздражение полости рта и других желудочно-кишечных

62000000070029

99.0
99.0
99.0
297.0

23.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0

DATA MATRIX CODE N° 1798

210.0

DUNGARVAN

Site Additional Artwork Information Panel

Varnish type: N/A	
Reel unwind: N/A	

V2 24 - SEP - 2021

champs

Artwork Information Panel

D2A		Non Production		Production	X

Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1

1. Black	2.	3.	4.	5.	6.
7.	8.	9.	10.	11.	12.

Total Special Finishes: 0

Studio Location: Tamworth, UK

SGS No: 6533901	**CHAMPS No:** 0000008858
Manufacturing Site: Dungarvan	**Site Component No:** 62000000070029
Approving Market: Russian Federation-RUS	**Site Change Control No:** 201064074
Product Market Trade Name: COREGA COMFORT	**Component Type:** Leaflet
Technical Drawing No: OC.LT.013	**Material Spec No:** OC.LCC.SPEC.008
Print Process: Offset - Lithography	**Pharma Code No:**
Barcode No:	**Bar Width Reduction:**
Formulation Code:	**Body Text Size:** 13.0pt **Leading:** 15.0pt
Micro Text: N	**Horizontal Scale:** 100% **Smallest Text Size:** 13.0pt

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru