CHIRANA T. Injecta
We supply values for life

CHIRANA T. Injecta, a.s.
Nám. Dr. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Slovenská republika / Slovak Republic

IČO: **36794619**
IČ DPH/VAT No: **SK2022402822**

CHIRASKIN

Инструкция по применению

Наименование изделия: Перчатки медицинские смотровые нитриловые нестерильные непудренные CHIRASKIN (размеры: S, M, L)
Назначение: для универсального применения в медицинской сфере, для защиты от инфекций и загрязнений. Также подходят для применения при контакте с пищевыми продуктами, применимы в быту. Не содержат латекс, неопудрены. Предназначены для одноразового использования.

Общее описание изделия:

- Нестерильные одноразовые неопудренные смотровые перчатки для индивидуальной защиты, изготовленные из синтетического нитрила; голубые; не содержащие латекса
- Классифицированы как медицинские изделия класса I
- Текстурированные кончики пальцев для превосходного осязания и сцепления
- Высокая эластичность, сопротивление разрыву и безопасность
- Превосходная посадка и комфорт
- Без риска аллергии к белкам латекса (аллергия типа I)
- Симметричные

Нитриловые нестерильные перчатки «CHIRASKIN» имеют маркировку CE в соответствии с Директивой MDR 2017/745, Приложение VIII, правило 1 о медицинских изделиях.

Характеристики изделия:
Материал: сополимер / акрилонитрилбутадиенметакриловая кислота
Не содержат латекса, ДЭГФ или продуктов животного или биологического происхождения
Дизайн изделия:

- цвет: голубой
- структура поверхности: текстурированные кончики пальцев
- манжета: с валиком
- полная длина и полная ширина (в соответствии со стандартом EN 455-2:2015):

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

размер	S	M	L
длина: мм (мин.)	≥ 240	≥ 240	≥ 240
ширина: мм	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10

- толщина материала перчаток (одной стенки, средние значения):

ладонь	кончики пальцев
0,10-0,12 мм	0,12-0,15 мм

Предупреждения

- Это изделие предназначено только для одноразового использования и не должно использоваться повторно.
- Проверьте срок годности и не используйте изделия после этой даты.
- Перед использованием необходимо контролировать на предмет повреждений
- Поврежденные перчатки не использовать
- Выпускаются перчатки разных размеров, поэтому убедитесь, что выбрали правильный размер для хорошей посадки.
  - ✓ Если перчатки слишком большие, трудно удерживать предметы, и микробам проще проникнуть внутрь ваших перчаток.
  - ✓ Если перчатки слишком маленькие, велика вероятность их порвать.

Условия хранения

Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°С до +40 °С.

Условия транспортировки

Транспортировка осуществляется в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°С до +40 °С, или в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от -20°С до +50 °С в течение 48 часов.

Срок годности

Срок хранения 5 лет от даты производства.

Не применять после истечения срока годности.

- ГГГГ-ММ, где

ГГГГ – последний год использования

ММ – последний полный месяц возможного использования (1-12)

Упаковка

Нитриловые нестерильные перчатки CHIRASKIN поставляются в коробках-диспенсерах по 100 штук; 10 коробок-диспенсеров упакованы в транспортную упаковку из картона.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производитель:
CHIRANA T. Injecta, a.s.
Площадь Доктора Швейцера 194
916 01 Стара Тура
Словацкая Республика
Тел.: +421/32/7709 991

	Не использовать повторно
	Не содержит латекса
	Нестерильно
	Безопасный контакт с пищевыми продуктами
MD	Медицинское изделие
	Не допускать воздействия солнечных лучей
UDI	Уникальный идентификатор изделия
	Ограничение температуры хранения
	Беречь от влаги
REF	Артикул
LOT	Код партии
	Дата изготовления
	Срок годности до
	Производитель
SIZE	Размер

Претензии потребителей на территории Республики Беларусь принимаются уполномоченным представителем: ООО «Медилюкс фарм», УНП 191478169, 220004, РБ, г.Минск, ул.Замковая, д. 28, ком. 10, тел. + 375 17 388 29 94

Директор ООО «Медилюкс Фарм»
Дубицкий Д.В.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru