rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения защиты персонала от инфицирования, а также для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.

Бахилы предназначены для использования в гигиенических целях в качестве чехлов, закрывающих обувь с целью защиты помещения от распространения грязи и переноса инфекции.
Рекомендованы для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Бахилы, имеющие механические повреждения, нарушающие целостность изделия, а также Бахилы с поврежденной резинкой.
Запрещается применять Бахилы при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается нахождение в Бахилах в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненные Бахилы.
Запрещается использовать Бахилы с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Бахилы из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Расправить Бахилы, надеть на обувь, начиная с носка, затем расправить по всей ширине, длине и при необходимости, по высоте.
Закрепить на пяточной части обуви, а при необходимости закрепить по высоте, на голени, с помощью средств фиксации.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бахилы выпускаются в стерильном и нестерильном исполнении.
По типу поверхности Бахилы могут быть текстурированные, гладкие или ламинированные.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Бахилы должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 25^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Бахилы должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Бахилы вблизи агрессивных химикатов. Бахилы могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Бахил медицинских требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Бахил – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Бахил – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Бахил после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Бахил медицинских, изготовленных по ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1

ШАПОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ тип «Шарлотта»
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения защиты персонала от инфицирования, а также для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.

Шапочка предназначена для защиты рабочей зоны от попадания волос, а также для защиты кожи головы и волос от воздействия окружающих негативных факторов.
Рекомендована для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Шапочку, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия, а также Шапочку с поврежденной резинкой.
Запрещается применять Шапочку при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается применять Шапочку в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненную Шапочку.
Запрещается использовать Шапочку с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Шапочку из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Раскрыть гофрированную полоску (гармошку) пальцами.
Надеть на голову, чтобы Шапочка закрывала полностью волосы.
Расправить Шапочку для удобства.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шапочка выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Шапочка сложена зиг – заг образна; резинка собрана в складки;
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Шапочки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0C до + 25^0C., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Шапочки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Шапочки вблизи агрессивных химикатов. Шапочки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Шапочек медицинских требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Шапочек – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Шапочек – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Шапочек после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Шапочек медицинских, изготовленных по ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1

ШАПОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ тип «Берет»
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения защиты персонала от инфицирования, а также для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.

Шапочка предназначена для защиты рабочей зоны от попадания волос, а также для защиты кожи головы и волос от воздействия окружающих негативных факторов.
Рекомендована для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Шапочку, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия, а также Шапочку с поврежденной резинкой.
Запрещается применять Шапочку при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается применять Шапочку в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненную Шапочку.
Запрещается использовать Шапочку с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Шапочку из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Надеть на голову, чтобы Шапочка закрывала полностью волосы.
Расправить Шапочку для удобства.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шапочка выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Шапочка имеет плоский круглый вид.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Шапочки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 25^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Шапочки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Шапочки вблизи агрессивных химикатов. Шапочки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Шапочек медицинских требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Шапочек – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Шапочек – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Шапочек после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Шапочек медицинских, изготовленных по ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1

НАРУКАВНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения защиты персонала от инфицирования, а также для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.

Нарукавники используются для дополнительной защиты рук (предплечья), одежды, от соприкосновения с физиологическими жидкостями, водой и другими нетоксичными загрязнениями. Рекомендованы для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Нарукавники, имеющие механические повреждения, нарушающие целостность изделия.
Запрещается применять Нарукавники при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается применять Нарукавники в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, Нарукавники, загрязненные физиологическими жидкостями или другими веществами.
Запрещается использовать Нарукавники с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендуется применять совместно с одноразовыми перчатками.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Нарукавники из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Надеть на руки поверх основной одежды или без нее.
Расправить Нарукавники и удобно разместить средства фиксации.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нарукавники выпускаются в стерильном и нестерильном исполнении.
Способ фиксации верхнего и нижнего края Нарукавников с помощью манжеты, тесьмы, резинки или завязок.
Нарукавники могут быть ламинированные.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Нарукавники должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0C до + 25^0C., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Нарукавники должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Нарукавники вблизи агрессивных химикатов. Нарукавники могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Нарукавников медицинских требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильных Нарукавников – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильных Нарукавников – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Нарукавников после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Нарукавников медицинских, изготовленных по ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1

ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения защиты персонала от инфицирования, а также для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.

Халат предназначен для обеспечения защиты персонала от инфицирования при выполнении манипуляций, а также для поддержания чистоты объектов и защиты одежды от загрязнений.
Рекомендован для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Халат, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия.
Запрещается применять Халат при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается находиться в Халате в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненный Халат.
Запрещается использовать Халат с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Халат из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Одеть Халат поверх основной одежды. Расправить по всей ширине.
Закрепить средства фиксации Халата.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Халат выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Способ фиксации Халата изнутри и/или спереди и/или на спине: на завязках, липучках, кнопках или на запах.
Халат может иметь отложной воротник.
Халат может быть ламинированный.
Халат может иметь дополнительный защитный слой во фронтальной области и на рукавах.
Край рукав Халата может иметь манжету, резинку или тесьму.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Халат должен храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 25^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Халат должен быть защищен от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Халат вблизи агрессивных химикатов. Халат может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Халата медицинского одноразового требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также условий эксплуатации.
Гарантийный срок годности стерильного Халата – 5 лет с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности нестерильного Халата – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Халата после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Халата медицинского одноразового, изготовленного по ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1

НАКИДКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Одежда применяется в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, в ветеринарных клиниках, косметологических и массажных кабинетах, промышленных предприятиях и прочих отраслях и сферах, для обеспечения защиты персонала от инфицирования, а также для обеспечения чистоты и соблюдения требований санитарно-гигиенических норм.

Накидка предназначена для поддержания чистоты объектов и защиты одежды от загрязнений.
Рекомендовано для одноразового применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Запрещается применять Накидку, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия.
Запрещается применять Накидку при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом.
Запрещается находиться в Накидке в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
Запрещается применять, в том числе повторно, загрязненную Накидку.
Запрещается использовать Накидку с истекшим сроком годности.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверить целостность упаковки (для стерильных).
Вскрыть упаковку. Извлечь Накидку из упаковки.
Проверить на наличие повреждений и других дефектов.
Одеть Накидку поверх основной одежды. Расправить по всей ширине.
Закрепить средства фиксации.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Накидка выпускается в стерильном и нестерильном исполнении.
Способ фиксации Накидки с помощью завязок (липучек или кнопок) в области горловины и/или на поясе.
Накидка может иметь капюшон, рукав или пройму.
Способ стерилизации в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Накидка должна храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 25^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Накидка должна быть защищена от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Накидки вблизи агрессивных химикатов. Накидки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Накидки медицинской одноразовой требованиям ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также условий эксплуатации

Гарантийный срок годности стерильных Накидок – 5 лет с даты стерилизации.

Гарантийный срок годности нестерильных Накидок – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Накидок после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Накидки медицинской одноразовой, изготовленной по ТУ BY 790762789.010–2022 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80

Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru