Инструкция по применению

Кресло-коляска с ручными тормозами для сопровождающего, складная, прогулочная

Модель: AT52316



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Введение
Благодарим вас за покупку нашего изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по применению. Не используйте изделие, пока не прочитаете данное руководство пользователя. Если вам не понятны предупреждения, предостережения и рекомендации, обратитесь к своему врачу или продавцу, чтобы избежать повреждения изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте все детали на наличие повреждений, комплектность коляски. Если вы заметили такие повреждения, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие. Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кресло-каталка предназначено для перевозки людей с ограниченными возможностями или тех, кому трудно передвигаться самостоятельно. Она служит опорой во время движения. Также рекомендуется для пожилых людей и тех, у кого сильно ограничена подвижность.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Физические или психические ограничения (например, нарушение зрения), которые мешают безопасному обращению.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ:
- легкая алюминиевая рама;
- поворотные подлокотники;
- регулируемая длина подножки;
- предохранительный замок, предотвращающий складывание рамы;
- стояночный тормоз.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Кресло-коляска, инструкция по применению

ВНИМАНИЕ: запрещается использовать изделие не по назначению

ВНИМАНИЕ: Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные небрежной очисткой и обслуживанием, а также в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: При неправильном использовании изделия возможен риск опрокидывания. Пожалуйста, будьте особенно осторожны при посадке/высадке и перемещении кресла-каталки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каждым использованием изделия убедитесь, что все компоненты находятся в правильном положении и в хорошем рабочем состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не наклоняйтесь над подлокотниками кресла, так как это может привести к потере равновесия и падению.

ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- Садясь в кресло-коляску или поднимаясь из него, убедитесь, что оба тормоза включены.
- Избегайте крутых и неровных поверхностей, так как это может привести к опрокидыванию каталки.
- Избегайте мягких поверхностей, так как колеса могут провалиться.
- Передвигайте кресло-коляску плавно в любых условиях.
- Всегда наблюдайте за окружающей обстановкой, чтобы определить опасные места, такие как мебель, двери, ямы, холмы, бордюры, выбоины и т.д.
- Всегда держите обе ноги на подставках для ног и следите за тем, чтобы одежда была правильно заправлена и не мешала колесам.
- На холмах всегда двигайтесь осторожно.
- Всегда держите обе руки на ручках для правильного управления инвалидной коляской (относится к сопровождающему).
- Всегда помните о необходимости сохранять равновесие.
- Держите кресло-коляску вдали от источников огня.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Ни в коем случае не превышайте максимальную нагрузку на изделие.
- Не вешайте тяжелые предметы на заднюю часть инвалидного кресла, так как это может повлиять на устойчивость изделия, особенно при подъеме на холм.
- Одновременно кресло-коляску может использовать только один человек.
- Не используйте кресло-коляску, если пациент находится без сознания.
- Не используйте другие средства передвижения для толкания инвалидного кресла.
- Не поднимайте передние колеса во время движения кресла-каталки, это может привести к падению и серьезным травмам.
- Не садитесь на кресло-коляску во время движения.
- Не ездите на коляске слишком быстро и не делайте резких поворотов.
- Не ездите на коляске по холмам (в любом направлении) с уклоном более 7 градусов.
- Не вставайте на подножки, когда садитесь или слезаете с изделия.
- Не поднимайтесь по лестнице с помощью кресла-коляски.
- Не пытайтесь поднимать кресло-коляску с подвижными (съемными) частями. Подъем за движущиеся части изделия может привести к травме пользователя и/или обслуживающего персонала или повреждению изделия.
- Не допускайте намокания изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры в сложенном виде (длинна, ширина, высота.): 51x36x75 см
Длина в разложенном виде: 96 см
Ширина разложенном виде: 51 см
Высота разложенном виде: 90 см
Ширина сиденья: 42 см
Глубина сиденья: 40 см
Высота от земли до сиденья: 48 см
Высота спинки: 37 см
Подножка: 4 ступени регулировки длины (с шагом 2,5 см)
Переднее колесо: 6 дюймов
Заднее колесо: 8 дюймов
Тип колес: цельно литые
Амортизатор: передний
Максимальная нагрузка: **100** кг
Вес изделия: **7.5** кг
Размер упаковки: 54*29*78 см
Рама: алюминий

РАСКЛАДЫВАНИЕ

1.Прежде чем раскладывать раму, освободите замок безопасности, нажав на красную кнопку (рис. 1).

2. Затем разложите раму, потянув сиденье и толкающую штангу наружу, пока рама не будет полностью разложена. Чтобы убедиться, что кресло-коляска правильно разложена, нажмите на сиденье (рис 2).

3. Разложите подножки и отрегулируйте их длину с помощью фиксатора длины (рис. 3).

4. Разложите подлокотники



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СКЛАДЫВАНИЕ

Для сборки изделия необходимо выполнить все описанные выше действия в обратном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Нажмите на черную рукоятку, чтобы затормозить.
2. Чтобы снять блокировку тормоза, нажмите на красную ручку.
3. Колеса разблокируются.

ОЧИСТКА

Чтобы продлить срок службы кресла-коляски, рекомендуется регулярно (желательно ежедневно) чистить его, особенно если оно используется в дождливую или снежную погоду. Мы не рекомендуем использовать изделие в дождь или снег.
Чистите изделие влажной тканью с мягким моющим средством.

ВНИМАНИЕ: Не используйте для чистки грубые предметы, сильные моющие средства или растворители.

ХРАНЕНИЕ

Все части кресла-коляски необходимо периодически проверять. Раму и неподвижные компоненты следует осматривать перед каждым использованием. Состояние колес следует проверять раз в неделю.
Храните изделие в сухом прохладном помещении, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После вывода устройства из эксплуатации его можно утилизировать как обычные бытовые отходы.

СОСТАВ:

Рама - алюминиевый сплав, подушка сиденья – оксфорд. подушка спинки - ткань оксфорд+пенопласт колесо – ПВХ, тормоз – пластик, замок тормоза-сталь, амортизатор-сталь, держатель подлокотника-пластик, крышка подлокотника – пенопласт, накладка ручки толкателя – пенопласт, винты-сталь, замок складывания-пластик+сталь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: 1 (один) год с даты покупки без потери медицинских качеств.

Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г. Минск, ул. Пономаренко, 35/А - 318
тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель - ANTAR Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,

тел.: 0 22 518 36 00.

CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:……

Серийный номер:

……

Дата продажи:……

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьляньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на инвалидную коляску с электроприводом сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения
изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость. Ремонт или замена дефектных изделий не продлевают гарантийный срок.

ВНИМАНИЕ:

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.

Antar Sp.J.
ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa
tel. +48 22 518 36 00
fax: +48 22 518 36 30
e-mail:antar@antar.net
www.antar.net

Импортер в РБ – ИООО
«АНМЕДПЛЮС»,
тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.
и разборчивая подпись продавца:

_____(
)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru