rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ТУ BY 790762789.003-2019 Изм.1

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
(для всех размеров)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лейкопластырь применяется в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.
Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, катетеров, зондов, канюль, трубок.
Лейкопластырь предназначен для одноразового использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не использовать Лейкопластырь по истечению срока годности.
Не использовать повторно.
Не использовать при нарушении целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения Лейкопластыря.
Не использовать для заклеивания мелких ран и царапин без марлевой салфетки.
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.
Хранить в местах недоступных для детей.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверить целостность упаковки.
Вскрыть упаковку.
Извлечь лейкопластырь из упаковки.
Отрезать от лейкопластыря полоску необходимого размера.
Наложить липкой стороной на повязку или другой предмет медицинского назначения.
Прижать края полоски к сухой, чистой, неповрежденной коже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лейкопластырь медицинский представляет собой ленту на тканевой основе, намотанную на пластмассовую или картонную (бумажную) гильзу или катушку, с нанесенным липким слоем на одну из поверхность ленты.
Лейкопластырь изготавливается в нестерильном виде.
Размеры Лейкопластыря:
Длина, см.: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1500; 2000; 2500; 5000.
Ширина, см.: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 7; 10.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Лейкопластырь должен храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 25^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Лейкопластырь должен быть защищен от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Запрещается хранить Лейкопластырь вблизи агрессивных химикатов. Лейкопластырь может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Лейкопластыря медицинского требованиям ТУ BY 790762789.003–2019 Изм.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также условий эксплуатации
Гарантийный срок годности Лейкопластыря – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Лейкопластыря после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Лейкопластыря медицинского, изготовленного по ТУ BY 790762789.003–2019 Изм.1, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru