ШТИФТЫ АБСОРБИРУЮЩИЕ БУМАЖНЫЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Данные медицинские изделия предназначены для использования только в стоматологии квалифицированными врачами-стоматологами или квалифицированными техниками (или ассистентами). Абсорбционные бумажные штифты используются для осушения полости корневого канала перед обтурацией. Бумажные штифты также могут использоваться для внесения силера перед обтурацией.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Неизвестны

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Бумажные абсорбирующие штифты продаются в стерильных индивидуальных упаковках-ячейках (на маркировке присутствует надпись STERILE-R). После вскрытия упаковки все штифты, находящиеся в ней, уже не считаются стерильными.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неизвестны

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

У пациентов с чувствительностью к бумаге может развиться аллергическая реакция к бумажным штифтам.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Перед применением нового изделия полностью прочтите инструкции производителя. Только чистые и сухие корневые каналы можно подвергать обтурации, пломбировать гуттаперчей и цементом. Убедитесь, что вы достаточно компетентны для использования изделия и методов перед клиническим использованием. Бумажные штифты могут быть использованы для предварительного измерения глубины корневого канала перед обтурацией и применением гуттаперчевых штифтов.

- После завершения формирования канала и дезинфекции, выберите бумажный штифт, размер которого больше размера файла, использованного для измерения рабочей длины.
- Вставьте бумажный штифт в сформированный корневой канал.
- Если бумажный штифт остаётся сухим, протолкните его до тех пор, пока он не наберёт влагу. Убедитесь, чтобы при этом не увеличилась рабочая длина.
- Повторите процедуру с использованием новых штифтов до тех пор, пока остатки материала и влага не перестанут появляться на бумажных штифтах.
- Бумажный штифт меняется на следующий, когда уже не способен абсорбировать влагу. Процедура повторяется до тех пор, пока корневой канал не становится сухим.
- Корневой канал должен быть очень тщательно осушён перед пломбировкой.

CE 0086

Производитель
DENTSPLY Tulsa Dental Specialties
608 Rolling Hills Drive,
Джонсон Сити, штат Теннесси 37604 - США
Телефон: 1-800-662-1202
Факс: 1-800-597-2779

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru