ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67Я
Тел/факс: (375176) 54-34-71

П А С П О Р Т

Ширмы рентгенозащитные: ширма рентгенозащитная малая ШРЗ-М СИТД.002.04 ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5»

СИТД.002.04 ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Общие сведения об изделии.

1.1 Ширма рентгенозащитная малая **ШРЗ-М, зав. №_____** , изготовлена « » _____202 г. согласно ТУ РБ 600091320.002-2003 изм. «5».

1.2 Ширма предназначена для защиты персонала от рассеянного рентгеновского излучения в стационарных рентгеновских кабинетах и передвижных рентгеновских установках при проведении рентгеноскопии и рентгенографии.

2 Основные технические данные и характеристики.

2.1 Основа изделия – свинец листовой марки С-1.

2.2 Свинцовый эквивалент материала – не менее **1.0** мм Pb, кратность ослабления рассеянного рентгеновского излучения ширмой, раз – не менее 100.

2.3 Габаритные размеры защитного полотна ширмы, мм – 1000х800.

2.4 Масса изделия, кг – не более 35.

2.5 Ширма устойчива к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88Е с добавлением 0,5 % моющего средства «Лотос» и санобработке 3% раствором хлорамина по ГОСТ 14193-78

2.6 Срок службы – 5 лет.

3 Требования безопасности.

3.1 Эксплуатация ширм должна проводиться в соответствии с указаниями СанПиН 2.6.1.8-38-2003.

3.2. Проверка защитных свойств ширмы рентгенозащитной проводится путем осуществления контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, в ходе технической паспортизации помещения, получении санитарного паспорта либо ведомственной службой радиационной безопасности или другой аккредитованной лабораторией не реже 1 раза в 2 года.

3.3 Не допускается применение ширм при механических повреждениях защитных панелей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.4. Не допускается подвергать изделия воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.
3.5 Климатические условия эксплуатации ширмы – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, хранения – по группе 1(Л) и транспортирования - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69

4 Комплектность.

4.1. В комплект поставки входит:

- ширма ШРЗ-М;
- паспорт СИТД.002.04 ПС.

5 Свидетельство о приемке.

5.1 Ширма рентгенозащитная малая **ШРЗ-М зав. №_____** соответствует техническим требованиям согласно ТУ РБ 600091320.002-2003 изм. «5» и признана годной к эксплуатации.
Дата выпуска « » _____202 г.

Ответственный за приемку

Ф.И.О.

Подпись _____

М.П.

6 Гарантийные обязательства.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при соблюдении потребителем в процессе эксплуатации условий воздействия температуры и влажности, соответствующих климатическому исполнению «УХЛ» категории размещения 4.2; в процессе транспортирования - по группе 5 (ОЖ4); условий хранения - по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
6.3 Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

7 Свидетельство об упаковке

7.1 Ширма рентгенозащитная малая **ШРЗ-М зав. №_____** упакована в соответствии с требованиями КД.
Дата упаковки «___ » _____202 __ г.

Упаковку произвел _____/_____/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ширма рентгенозащитная малая **ШРЗ-М зав. №_____**
дата изготовления « » _____202 г.

Введено в эксплуатацию и принято на гарантийное обслуживание предприятием

_____
(дата ввода, подпись и штамп организации)

Свидетельство о проверке рентгенозащитных свойств ширмы.

Дата проведения проверки	Наименование организации, проводившей проверку	Свинцовый эквивалент панели, мм Pb	Подпись, отметка о приемке

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67Я
Тел/факс: (375176) 54-34-71

П А С П О Р Т

Ширмы рентгенозащитные: ширма рентгенозащитная большая одинарная ШРЗ-Б1 СИТД.002.01 ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5»

СИТД.002.01 ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Общие сведения об изделии.

1.1 Ширма рентгенозащитная большая одинарная **ШРЗ-Б1** СИТД.002.01 **зав. №** _____ ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5» изготовлена « » _____ 202 г.

1.2 Ширма предназначена для защиты персонала от рассеянного рентгеновского излучения в стационарных рентгеновских кабинетах и передвижных рентгеновских установках при проведении рентгеноскопии и рентгенографии.

2 Основные технические данные и характеристики.

2.1 Основа изделия – свинец листовой марки С-1.

2.2 Свинцовый эквивалент материала – не менее 1.0 мм Pb, кратность ослабления рассеянного рентгеновского излучения ширмой, раз – не менее 100.

2.3 Смотровое окно изготовлено из стекла рентгенозащитного, свинцовый эквивалент которого не менее 1.0 мм Pb.

2.4 Габаритные размеры ширмы, мм – 1020х1840х600;

2.5 Количество смотровых окон, шт. – 1.

2.6 Масса изделия, кг – не более 82.

2.7 Ширма устойчива к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88Е с добавлением 0,5 % моющего средства «Лотос» и санобработке 3% раствором хлорамина по ГОСТ 14193-78

2.8 Срок службы – 5 лет.

3 Требования безопасности.

3.1 Эксплуатация ширм должна проводиться в соответствии с указаниями СанПиН 2.6.1.8-38-2003.

3.2. Проверка защитных свойств ширмы рентгенозащитной проводится путем осуществления контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета в ходе технической паспортизации помещения, при получении санитарного паспорта либо ведомственной службой радиационной безопасности или другой аккредитованной лабораторией не реже 1 раза в 2 года.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.3. Не допускается применение ширм при механических повреждениях защитных панелей.
3.4. Не допускается подвергать изделия воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.
3.5 Климатические условия эксплуатации ширмы – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, хранения – по группе 1(Л) и транспортирования - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

4 Комплектность.

4.1. В комплект поставки входит:
- ширма ШРЗ-Б1;
- паспорт СИТД.002.01 ПС;
- инструкция по эксплуатации.

5 Свидетельство о приемке.

5.1 Ширма рентгенозащитная большая одинарная **ШРЗ-Б1** СИТД.002.01 **зав. №_____** соответствует техническим требованиям согласно ТУ РБ 600091320.002-2003 изм. «5» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска « » _____ 202 г.
Ответственный за приемку _____ М.П.
Ф.И.О.
Подпись _____

6 Гарантийные обязательства.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при соблюдении потребителем в процессе эксплуатации условий воздействия температуры и влажности, соответствующих климатическому исполнению «УХЛ» категории размещения 4.2; в процессе транспортирования - по группе 5 (ОЖ4); условий хранения - по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
6.3 Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

7 Свидетельство об упаковке

7.1 Ширма рентгенозащитная большая одинарная упакована в соответствии с требованиями КД.
Дата упаковки «___ » _____202 __ г.

Упаковку произвел _____/_____/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ширма рентгенозащитная большая одинарная **ШРЗ-Б1** СИТД.002.01 ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5» **зав. №**
дата изготовления « » _____ 202 г.

Введено в эксплуатацию и принято на гарантийное обслуживание предприятием

_____
(дата ввода, подпись и штамп организации)

Свидетельство о проверке рентгенозащитных свойств ширмы.

Дата проведения проверки	Наименование организации, проводившей проверку	Свинцовый эквивалент панели, мм Pb	Подпись, отметка о приемке

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67Я
Тел/факс: (375176) 54-34-71

П А С П О Р Т

Ширмы рентгенозащитные: ширма рентгенозащитная большая ШРЗ-БЗ СИТД.002.13.00 ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5»

СИТД.002.13.00 ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Общие сведения об изделии.

1.1 Ширма рентгенозащитная большая тройная **ШРЗ-Б3, зав. №_____**, изготовлена « » _____202 г. согласно ТУ РБ 600091320.002-2003 изм. «5».

1.2 Ширма предназначена для защиты персонала от рассеянного рентгеновского излучения в стационарных рентгеновских кабинетах и передвижных рентгеновских установках при проведении рентгеноскопии и рентгенографии.

2 Основные технические данные и характеристики.

2.1 Основа изделия – свинец листовой марки С-1.
2.2 Свинцовый эквивалент материала – не менее 1,0 мм Pb, кратность ослабления рассеянного рентгеновского излучения ширмой, раз – 100.
2.3 Смотровое окно изготовлено из стекла рентгенозащитного, свинцовый эквивалент которого – не менее 1,0 мм Pb.
2.4 Габаритные размеры ширмы, мм – 1440x1955x825;
2.5 Количество смотровых окон, шт. – 1.
2.6 Угол раскрытия боковых панелей, град- 120.
2.7 Масса изделия, не более, кг - 160.
2.8 Ширма устойчива к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88Е с добавлением 0,5 % моющего средства «Лотос» и санобработке 3% раствором хлорамина по ГОСТ 14193 -78.
2.9 Срок службы – 5 лет.

3 Требования безопасности.

3.1 Эксплуатация ширм должна проводиться в соответствии с указаниями СанПиН 2.6.1.8-38-2003.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.2. Проверка защитных свойств ширмы рентгенозащитной проводится путем осуществления контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, в ходе технической паспортизации помещения, получении санитарного паспорта либо ведомственной службой радиационной безопасности или другой аккредитованной лабораторией не реже 1 раза в 2 года.

3.2. Проверка защитных свойств ширмы рентгенозащитной проводится путем осуществления контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, в ходе технической паспортизации помещения, получении санитарного паспорта либо ведомственной службой радиационной безопасности или другой аккредитованной лабораторией не реже 1 раза в 2 года.

3.3 Не допускается применение ширм при механических повреждениях защитных панелей.

3.4. Не допускается подвергать изделия воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.

3.5 Климатические условия эксплуатации ширмы – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, хранения – по группе 1(Л) и транспортирования - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69

4 Комплектность.

4.1. В комплект поставки входит:

- ширма ШРЗ-Б3;
- паспорт СИТД.002.13.00 ПС.

5 Свидетельство о приемке.

5.1 Ширма рентгенозащитная большая тройная **ШРЗ-Б3** **зав. №** _____ соответствует техническим требованиям согласно ТУ РБ 600091320.002-2003 изм. «5» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска « » _____202 г.

Ответственный за приемку Бельский С. В.
Ф.И.О.

Подпись _____

6 Гарантийные обязательства.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при соблюдении потребителем в процессе эксплуатации условий воздействия температуры и влажности, соответствующих климатическому исполнению «УХЛ» категории размещения 4.2; в процессе транспортирования - по группе 5 (ОЖ4); условий хранения - по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.

6.3 Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ширма рентгенозащитная большая тройная **ШРЗ-Б3 зав. №** _____ дата изготовления « » _____202 г.

Введено в эксплуатацию и принято на гарантийное обслуживание предприятием

_____
(дата ввода, подпись и штамп организации)

Свидетельство о проверке рентгенозащитных свойств ширмы.

Дата проведения проверки	Наименование организации, проводившей проверку	Свинцовый эквивалент панели, мм Pb	Подпись, отметка о приемке

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «ТИССА» 222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 67Я
Тел/факс: (375176) 54-34-71

П А С П О Р Т

Ширмы рентгенозащитные: ширма рентгенозащитная большая двойная ШРЗ-Б2 СИТД.002.02 ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5»

СИТД.002.02 ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Общие сведения об изделии.

1.1 Ширма рентгенозащитная большая двойная **ШРЗ-Б2** СИТД.002.02 **зав. №_____** ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5» изготовлена « ___» _____ 20___ г.

1.2 Ширма предназначена для защиты персонала от рассеянного рентгеновского излучения в стационарных рентгеновских кабинетах и передвижных рентгеновских установках при проведении рентгеноскопии и рентгенографии.

2 Основные технические данные и характеристики.

2.1 Основа изделия – свинец листовой марки С-1.

2.2 Свинцовый эквивалент материала – не менее 1.0 мм Pb, кратность ослабления рассеянного рентгеновского излучения ширмой, раз – не менее 100.

2.3 Смотровое окно изготовлено из стекла рентгенозащитного, свинцовый эквивалент которого не менее 1.0 мм Pb.

2.4 Габаритные размеры ширмы, мм – 1965х1200х720;

2.5 Количество смотровых окон, шт. – 1.

2.6 Масса изделия, кг – не более 120.

2.7 Ширма устойчива к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88Е с добавлением 0,5 % моющего средства «Лотос» и санобработке 3% раствором монохлорамина по ГОСТ 14193-95.

2.8 Срок службы – 5 лет.

3 Требования безопасности.

3.1 Эксплуатация ширм должна проводиться в соответствии с указаниями СанПиН 2.6.1.8-38-2003.

3.2. Проверка защитных свойств ширмы рентгенозащитной проводится путем осуществления контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета в ходе технической паспортизации помещения, при получении санитарного паспорта либо ведомственной службой радиационной безопасности или другой аккредитованной лабораторией не реже 1 раза в 2 года.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.3. Не допускается применение ширм при механических повреждениях защитных панелей.
3.4. Не допускается подвергать изделия воздействиям агрессивных сред, которые могут вызвать разрушение материала.
3.5 Климатические условия эксплуатации ширмы – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, хранения – по группе 1(Л) и транспортирования - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

4 Комплектность.

4.1. В комплект поставки входит:
- ширма ШРЗ-Б2;
- паспорт СИТД.002.02 ПС;
- инструкция по эксплуатации.

5 Свидетельство о приемке.

5.1 Ширма рентгенозащитная большая двойная **ШРЗ-Б2** СИТД.002.02 **зав. №_____** соответствует техническим требованиям согласно ТУ РБ 600091320.002-2003 изм. «5» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 20____ г.
Ответственный за приемку _____ М.П.
Ф.И.О.
Подпись _____

6 Гарантийные обязательства.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при соблюдении потребителем в процессе эксплуатации условий воздействия температуры и влажности, соответствующих климатическому исполнению «УХЛ» категории размещения 4.2; в процессе транспортирования - по группе 5 (ОЖ4); условий хранения - по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
6.3 Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

7 Свидетельство об упаковке

7.1 Ширма рентгенозащитная большая одинарная упакована в соответствии с требованиями КД.
Дата упаковки «___ » _____202 __ г.

Упаковку произвел _____/_____/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ширма рентгенозащитная большая двойная **ШРЗ-Б2** СИТД.002.02 ТУ BY 600091320.002-2003 изм. «5» **зав. №_____**
дата изготовления «___» _____ 20____ г.

Введено в эксплуатацию и принято на гарантийное обслуживание предприятием

_____
(дата ввода, подпись и штамп организации)

Свидетельство о проверке рентгенозащитных свойств ширмы.

Дата проведения проверки	Наименование организации, проводившей проверку	Свинцовый эквивалент панели, мм Pb	Подпись, отметка о приемке

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru