УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

_____ А.Л. Зенькович
«____» _____2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению раствора Хенкса
ТУ BY 100558032.106–2007 изм. «4»

НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор Хенкса является основой питательных сред для культивирования клеток человека и животных в условиях вне организма (in vitro), используется также в качестве растворителя сухих питательных сред. Может быть использован для решения научно-исследовательских задач в области вирусологии, клеточной биологии, иммунологии.

Пользователями данного раствора являются центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научные лаборатории и др.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор Хенкса – прозрачная жидкость красного цвета, без опалесценции и осадка, нетоксичная по отношению к клеточным культурам, pH 7,2±0,3. Раствор лишен посторонних контаминантов (бактерий, грибов). Раствор содержит феноловый красный.

Раствор Хенкса выпускается в бутылках емкостью 450 мл, содержащих 440±10 мл раствора в каждой бутылке. Бутылки закрыты резиновыми пробками и завальцованы алюминиевыми колпачками. К каждой партии бутылок прилагается инструкция по применению, утвержденная МЗ РБ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор Хенкса используется как основа питательных сред для культивирования вирусов и клеток человека и животных в условиях in vitro. Флакон готов к употреблению.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Раствор должен использоваться согласно инструкции по применению. Используют препарат в строго стерильных условиях. Раствор негорюч, невзрывоопасен.

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Срок годности раствора составляет 2 года с даты изготовления. Вскрытый флакон с раствором рекомендуется использовать не позднее 3 – 4 недель.

Хранят раствор при температуре 6 ± 2^0 С в темном месте. Не допускается замораживание.

Транспортирование раствора осуществляют при температуре 6 ± 2^0 С. Допустимо транспортирование раствора при температуре до 30^0 С в течение не более трех суток. Во время транспортирования и хранения бутылки с раствором должны находиться в вертикальном положении.

Рекламации направлять в адрес изготовителя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru