СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь

_____ **Б.Н. Андросюк**

«21» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г. Петров**

«12» _____ 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке применения пакета перевязочного медицинского индивидуального стерильного

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"

_____ **М.И. Злотникова**

«18» _____ 2022г.

РАЗРАБОТЧИК

Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **О.Н. Згурская**

«12» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»

_____ **И.Г. Косинский**

«_____» _____ 2022 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящая инструкция устанавливает порядок использования пакета перевязочного медицинского индивидуально стерильного (далее – пакет), выпускаемого ООО «ЧЕФИ» по ГОСТ 1179-93.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Пакет является изделием медицинского назначения, предназначенный для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах.

1.2. Пакет состоит из:

- повязки (ватно-марлевая неподвижная подушечка, ватно-марлевая подвижная подушечка, марлевый бинт);
- безопасной булавки;
- упаковки (внутренней оболочки и наружной прорезиненной оболочки);

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Разорвать прорезиненную оболочку пакета по надрезу кромки, извлечь бумажный сверток, вынуть булавку и развернуть бумагу. Затем одной рукой взять конец бинта, другой — его скатку и развести руки так, чтобы подушечки развернулись и расправились. Касаться руками подушечек можно только со стороны, отмеченной цветной ниткой. Обратная их сторона должна оставаться стерильной. При наложении повязки подушечки стерильной стороной накладывают на рану или ожог в два слоя (одна на другую) или рядом (в один слой), если рана (площадь ожога) велика. При сквозном ранении одно отверстие закрывают неподвижной подушечкой, другое — подвижной, перемещаемой по бинту. Подушечки прибинтовывают и конец бинта закрепляют булавкой.

2.2. При необходимости упаковка из прорезиненной ткани может быть использована для герметизации раневых каналов (например, при проникающем ранении грудной полости). В этом случае она накладывается на рану стерильной (внутренней) стороной.

2.3. Перевязочные пакеты с поврежденной наружной оболочкой для наложения асептической повязки непригодны.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

3.1 Пакет хранят в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнение, механическое повреждение и действие солнечных лучей.

4 СРОК ГОДНОСТИ

4.1 Гарантийный срок годности пакетов - 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

5 ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Использованные пакеты собирают вместе с медицинскими отходами. Класс опасности использованных пакетов устанавливают исходя из класса опасности отходов (биоматериала), с которыми контактировал пакет.

5.2. Использованные пакеты из мест сбора направляют к месту обеззараживания/обезвреживания и дальнейшей утилизации при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

5.3. Порядок обращения использованной ваты определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru