ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ [КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ]

Наименование изделия	**Маска небулайзерная ANGELTOUCH AS-11 (для взрослых/детей/новорожденных)**	
Модель	AS-11	
Маркировка CE	CE 2460	
Наименование изготовителя	«Ангипласт Прайвит Лимитед»	
Адрес изготовителя	Участок № 4803, крыло здания IV, Корпорация промышленного развития штата Гуджарат, Ватва, Ахмадабад 382 445 [Индия]	
Область применения	Маска небулайзерная используется для ингаляционной терапии путем доставки распыленного раствора лекарственного средства непосредственно в легкие пациента.	
Описание изделия	Изделие состоит из медицинской маски, эластомерного держателя, носового зажима, резервуара, трубки с входным коннектором с обеих сторон.	
Технические характеристики		◆В набор входят насадка для небулайзера, кислородная маска с носовым зажимом, эластомерный держатель и трубка. ◆Соединительная трубка с мелкими зубцами (STAR LUMEN).
		◆Изготовлена из специализированного прозрачного нетоксичного материала. ◆Резервуар. ◆Маска с алюминиевой рейкой для удобной фиксации на лице в области рта.

Компоненты и материалы	**Порядковый номер**	**Наименование компонента**	**Количество**	**Используемые материалы**
	1	Маска	1	Поливинилхлорид, не содержащий ДЭГФ [ПВХ]
	2	Эластомерный держатель	1	Без латекса
	3	Коннектор маски	1	Стирол бутадиен сополимер
	4	Носовой зажим	1	Алюминий
	5	Трубка	1	Поливинилхлорид, не содержащий ДЭГФ [ПВХ]
	6	Входной коннектор	2	Поливинилхлорид, не содержащий ДЭГФ [ПВХ]
	7	Насадка для небулайзера	1	Стирол бутадиен сополимер
	8	Резервуар	1	Стирол бутадиен сополимер
	9	Резервуар [крышка]	1	Стирол бутадиен сополимер
	10	Индивидуальная упаковка	1	Полиэтиленовый пакет
Инструкция по применению	1. Поместить необходимый раствор в резервуар для лекарственного средства. 2. Надеть крышку на резервуар, повернув ее по часовой стрелке. 3. С помощью подающей трубки подключить небулайзер к источнику газообразной примеси. 4. Подсоединить небулайзер к входному отверстию маски. 5. Установить скорость потока газа на 8 л/мин. Проверить состояние распыляемого аэрозоля. При необходимости слегка постучать по изделию, пока не начнется распыление. 6. Закрепить маску на лице пациента. Для надежной фиксации установить на маску металлическую рейку. 7. Для минимизации остаточной насыщенности небулайзера во время процедуры рекомендуется время от времени слегка постукивать по изделию.			
Применяемый стандарт	Аппараты респираторной поддержки – Трубки и коннекторы – EN 13544-2: 2002 + A1:2009 Наркозно-дыхательные аппараты – Небулайзерные системы и компоненты – ISO 27427:2013			
Использование изделия	Только для однократного применения			
Стерилизация	Проведена			
Метод стерилизации	Газовая стерилизация этиленоксидом			
Условия хранения	Беречь от влаги. Хранить в сухом прохладном месте.			
Подробное описание упаковки				
Индивидуальная упаковка [пакет]	Пакет из ПЭВД, 230 мм x 180 мм x 200 г			
Внутренняя коробка [Размеры и количество]	260 мм x 520 мм x 150 г – 10 шт.			
Упаковочная коробка [Размеры и количество]	595 мм x 375 мм x 325 мм – 100 шт.			