Кат № 04.01.01

ООО «МЕДЛАКОР С.-П.»
194100,г.С-Петербург,ул.А.Матросова,4,кор.2,Лит.П
Тел./факс (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: Medlakor@medlacor.ru

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
№ 9687-Пр/10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ «БМ-контроль-ССК»

Назначение

Набор «БМ-контроль-ССК» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой.

Набор предназначен только для диагностики in vitro.

Характеристика набора

«БМ-контроль-ССК» представляет собой стабилизированные растворы альбумина.

В паспорте набора указываются средние значения концентраций белка с контрольными пределами (X±2S).

Контрольные растворы готовы к применению.

Состав набора

Набор «БМ-контроль-ССК» содержит 8 флаконов по 10,0 мл растворов альбумина в двух концентрациях, по 4 флакона каждой концентрации.

Условия хранения и эксплуатации

Набор «БМ-контроль-ССК» хранится при температуре (2 – 8) °С в темном месте.

Срок годности 12 месяцев.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах контрольный раствор хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико - диагностической лаборатории.

Аналитические характеристики

Диапазон концентраций (0,2 - 0,4) г/л.
Коэффициент вариации не более 10 %.

Оборудование

Фотометр;
Кюветы с толщиной слоя 5 мм

Применение контрольных растворов

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Определение концентрации белка проводят в соответствии с инструкцией к набору реагентов или по методике, утверждённой конкретным медицинским учреждением.

Кат № 04.01.02.

ООО «МЕДЛАКОР С.-П.»
194100,г.С-Петербург,ул.А.Матросова,4,кор.2,Лит.П
Тел./факс (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: Medlakor@medlacor.ru

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
№ 9687-Пр/10

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ «БМ-контроль-ССК с калибратором»

Назначение

Набор «БМ-контроль-ССК с калибратором» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой.

Набор предназначен только для диагностики in vitro.

Характеристика набора

«БМ-контроль-ССК с калибратором» представляет собой стабилизированные растворы альбумина.

В паспорте набора указываются значения концентрации белка (альбумина) в растворах калибратора и средние значения концентраций белка (альбумина) в контрольных растворах с контрольными пределами (X±2S).

Контрольные растворы готовы к применению.

Состав набора

Набор «БМ-контроль-ССК с калибратором» содержит 8 флаконов по 10,0 мл растворов:

- 4 флакона калибратора с концентрациями 0,1; 0,2; 0,4 и 0,8 г/л;
- 4 флакона контрольных растворов в двух концентрациях, по 2 флакона каждой концентрации (уровень 1 и уровень 2).

Условия хранения и эксплуатации

Набор «БМ-контроль-ССК с калибратором» хранится при температуре (2 – 8) °С в темном месте.

Срок годности 12 месяцев.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах контрольный раствор хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико- диагностической лаборатории.

Аналитические характеристики

Диапазон концентраций	(0,1- 0,8) г/л.
Коэффициент вариации	не более 10 %.

Оборудование

Фотометр, кюветы с толщиной слоя 5 мм

Применение контрольных растворов

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Определение концентрации белка проводят в соответствии с инструкцией к набору реагентов или по методике, утверждённой конкретным медицинским учреждением.

Для построения калибровочного графика используют 4 раствора калибратора в разных концентрациях. Анализ каждого раствора повторяют в 5 параллельных пробах, для каждой концентрации рассчитывают среднее арифметическое оптической плотности. Используя полученные значения оптической плотности и паспортные значения концентрации калибратора, на логарифмической бумаге строят график. Началу координат соответствует концентрация белка 0,01 г/л.

Кат № 04.01.04

ООО «МЕДЛАКОР С.-П.»
194100,г.С-Петербург,ул.А.Матросова,4,кор.2,Лит.П
Тел./факс (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: Medlakor@medlacor.ru

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
№ 9687-Пр/10

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ
«БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH»

Назначение

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче:

белков – по их реакции с сульфосалициловой кислотой; с использованием диагностических тест- полосок;

глюкозы – ферментативным методом (глюкозооксидазным); качественным по реакции Бенедикта; с помощью диагностических тест – полосок;

pH – с помощью диагностических тест - полосок.

Набор предназначен только для диагностики in vitro.

Характеристика набора

«БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH» представляет собой стабилизированные растворы, содержащие альбумин и глюкозу.

Контрольный материал готов к применению.

Состав набора

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH» содержит 8 флаконов по 10,0мл контрольных растворов альбумина и глюкозы, по 4 флакона двух уровней концентраций.

В паспорте набора указываются средние значения концентрации белка и глюкозы с контрольными пределами (X±2S).

Условия хранения и эксплуатации

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH» хранится при температуре (2 – 8) °С в темном месте.

Срок годности 12 месяцев.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах контрольный раствор белков мочи хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико- диагностической лаборатории.

Аналитические характеристики

Диапазоны концентраций:

белок	(0,2 - 0,4) г/л;
глюкоза	(1,5 – 6,5) ммоль/л

Коэффициенты вариации:

белок	не более 10%;
глюкоза	не более 5%.

Оборудование

Фотометр, кюветы с толщиной слоя 5 мм

Биохимический анализатор

Применение контрольных растворов

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Определение концентраций компонентов проводят в соответствии с инструкциями к наборам реагентов или по методикам, утверждённым конкретным медицинским учреждением.

Кат № 04.01.05.

ООО «МЕДЛАКОР С.-П.»
194100,г.С-Петербург,ул.А.Матросова,4,кор.2,Лит.П
Тел./факс (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: Medlakor@medlacor.ru

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
№ 9687-Пр/10

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ «БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH с калибратором»

Назначение

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH с калибратором» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче :

белков – по их реакции с сульфосалициловой кислотой; с использованием диагностических тест- полосок;

глюкозы – ферментативным методом (глюкозооксидазным); качественным по реакции Бенедикта; с помощью диагностических тест – полосок;

pH – с помощью диагностических тест - полосок.

Набор предназначен только для диагностики in vitro.

Характеристика набора

«БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH с калибратором» представляет собой стабилизированные растворы, содержащие альбумин и глюкозу.

Контрольный материал готов к применению.

Состав набора

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH с калибратором» содержит 8 флаконов по 10,0 мл растворов:

- 4 флакона калибратора с концентрациями белка 0,1; 0,2; 0,4 и 0,8 г/л;
- 4 флакона контрольных растворов альбумина и глюкозы в двух концентрациях, по 2 флакона каждой концентрации (уровень 1 и уровень 2).

В паспорте набора указываются средние значения концентрации белка и глюкозы с контрольными пределами (X±2S).

Условия хранения и эксплуатации

Набор «БМ-контроль-ССК + глюкоза и pH с калибратором» хранится при температуре (2 – 8) °С в темном месте.

Срок годности 12 месяцев.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах контрольный раствор белков мочи хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико-диагностической лаборатории.

Аналитические характеристики

Диапазоны концентраций:

белок	(0,1 - 0,8) г/л;
глюкоза	(1,5 – 6,5) ммоль/л

Коэффициенты вариации:

белок	не более 10%;
глюкоза	не более 5%.

Оборудование

Фотометр, кюветы с толщиной слоя 5 мм

Биохимический анализатор

Применение контрольных растворов

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Определение концентраций компонентов проводят в соответствии с инструкциями к наборам реагентов или по методикам, утверждённым конкретным медицинским учреждением.

Для построения калибровочного графика используют 4 раствора калибратора в разных концентрациях. Анализ каждого раствора повторяют в 5 параллельных пробах, для каждой концентрации рассчитывают среднее арифметическое оптической плотности. Используя полученные значения оптической плотности и паспортные значения концентрации калибратора, на логарифмической бумаге строят график. Началу координат соответствует концентрация белка 0,01 г/л.

Кат № 04.01.03.

ООО «МЕДЛАКОР С.-П.»
194100,г.С-Петербург,ул.А.Матросова,4,кор.2,Лит.П
Тел./факс (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: Medlakor@medlacor.ru

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
№ 9687-Пр/10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ «БМ-контроль-ПГК»

Назначение

Набор «БМ-контроль-ПГК» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белка в моче колориметрическим методом с пирогаллоловым красным.

Набор предназначен только для диагностики in vitro.

Характеристика набора

Набор «БМ-контроль-ПГК» представляет собой стабилизированные растворы белка (70% альбумина и 30% глобулина).

В паспорте набора указываются средние значения концентраций белка с контрольными пределами (X±2S).

Контрольный материал готов к применению.

Состав

Набор «БМ-контроль-ПГК» содержит 4 флакона по 2,0 мл контрольных растворов белка в разных концентрациях.

Условия хранения и эксплуатации набора

Набор должен храниться при температуре (2 – 8) °С в течение всего срока хранения.

Срок годности набора - 1 год.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах материал хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико- диагностической лаборатории.

Аналитические характеристики

Диапазоны концентраций	(0,1 – 1,5) г/л
Коэффициенты вариации	не более 7%

Оборудование

Спектрофотометр, биохимический анализатор.

Применение контрольных растворов

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Определение концентрации белка проводят в соответствии с инструкциями к наборам реагентов.

Кат № 04.01.07.

ООО «МЕДЛАКОР С.-П.»
194100,г.С-Петербург,ул.А.Матросова,4,кор.2,Лит.П
Тел./факс (812) 295-87-55, 646-72-23
E-mail: Medlakor@medlacor.ru

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
№ 9687-Пр/10

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ БЕЛКОВ МОЧИ «БМ-контроль-ПГК + глюкоза и pH»

Назначение

Набор «БМ-контроль-ПГК + глюкоза и pH» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче:

белков – по их реакции с пирогаллоловым красным; с использованием диагностических тест-полосок

глюкозы – ферментативным методом (глюкозооксидазным); качественным по реакции Бенедикта; с помощью диагностических тест-полосок

pH – с помощью диагностических тест-полосок.

Характеристика

«БМ-контроль-ПГК + глюкоза и pH» представляет собой стабилизированные растворы белка (70% альбумина и 30% глобулина) и глюкозы.

В паспорте набора указываются средние значения концентраций компонентов с контрольными пределами (X±2S), а также качественные характеристики.

Контрольный материал готов к применению.

Состав

Набор «БМ-контроль-ПГК + глюкоза и pH» содержит 4 флакона по 2,0 мл контрольных растворов белка в разных концентрациях. Концентрация глюкозы одинакова во всех образцах.

Условия хранения и эксплуатации

Набор должен храниться при температуре (2 – 8) °С в течение всего срока хранения.

Срок годности набора - 1 год.

В распечатанных и закрытых пробкой флаконах материал хранится при температуре (2 – 8) °С не более 14 дней.

Меры предосторожности

При работе с набором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико - диагностической лаборатории.

Аналитические характеристики

Диапазоны концентраций:

белок	0,1 – 1,5 г/л
глюкоза	2,0 - 6,0 ммоль/л

Коэффициенты вариации:

белок	не более 7%
глюкоза	не более 5%.

Оборудование

Спектрофотометр, биохимический анализатор.

Проведение анализа

Перед использованием флаконы с контрольными растворами выдерживают при комнатной температуре в течение 15 мин, затем перемешивают вручную путем переворачивания флакона 5-6 раз.

Контрольные растворы применяют в тех же условиях и с теми же реагентами, что и анализируемые образцы мочи.

Определение концентрации компонентов проводят в соответствии с инструкциями к наборам реагентов.