**почтовый адрес:** 220113, г. Минск, ул. Мележа 5 к.3
**+375 17 399-60-80**
e-mail: info@medicalfort.by

**ООО «МЕДИКАЛФОРТ»**
220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2
р/с BY27AKBB30126322500015400000 в ЦБУ № 527 ОАО « АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X УНН 101419457 ОКПО 37493517

# Инструкция по применению

## «Тест для определения беременности»

## по ТУ BY 101419457.011-2020

Тест для определения беременности может быть применена для определения беременности в организациях здравоохранения (поликлиниках, лечебных центрах, больницах, профилакториях и т.д.) и в домашних условиях.

**Указания к применению:**

Аккуратно вскрыть упаковку и достать из него тест. Собрать в чистую емкость мочу (желательно первую утреннюю), держа полоску за один край вертикально опустить ее в емкость со свежесобранной мочой индикатором вниз до ограничительной линии на 20-30 секунд. Не погружать тест глубже ограничительной линии.

По истечении этого времени достать тест из жидкости и положить на сухую горизонтальную поверхность. Через 3-5 минут (не позднее 10 минут) оценить результат реакции визуально. В течении этого времени должна появиться контрольная полоска, а при наличии беременности и вторая тестовая полоска. Появление даже слабой второй полоски в течении 3-5 минут считается признаком раннего срока беременности.

Изменения результата по истечении 10 минут не принимать во внимание, даже если вторая полоска появится или исчезнет.

**Условия отпуска из аптек:**

Для приобретения в аптеке предъявлять рецепт не надо, однако, перед началом применения прочитать инструкцию.

**Условия хранения:**

Тесты хранят при температуре от плюс 4 °С до плюс 30 °С в крытых сухих помещениях в упаковке изготовителя. В недоступных для детей местах.

Не допускается хранить тесты под непосредственным воздействием солнечного света, вблизи отопительных приборов, беречь от влаги.

**Срок годности:**

Срок годности тестов – 5 лет с даты изготовления.

Директор
ООО «Медикалфорт» С.П. Богодяж

почтовый адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа 5 к.3
+375 17 399-60-80
e-mail: info@medicalfort.by

ООО «МЕДИКАЛФОРТ»
220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 9-2
р/с BY27AKBB30126322500015400000 в ЦБУ № 527 ОАО « АСБ Беларусбанк» код AKBBBY2X УНН 101419457 ОКПО 37493517

# Инструкция по применению

## «Тест в футляре для определения беременности»

## по ТУ BY 101419457.011-2020

Тест в футляре для экспресс-диагностики беременности может быть применен для определения беременности в организациях здравоохранения (поликлиниках, лечебных центрах, больницах, профилакториях и т.д.) и в домашних условиях.

**Указания к применению:**

Аккуратно вскрыть упаковку и достать из него тест. Снять защитный колпачок, чтобы открыть доступ к приемной части. Подставить приемную часть теста под струю мочи (желательно первую утреннюю) на 10 секунд, пока он полностью не станет влажным. Надеть защитный колпачок и положить тест на сухую горизонтальную поверхность. Через 3-5 минут (не позднее 10 минут) оценить результат реакции визуально. В течении этого времени должна появиться контрольная полоска, а при наличии беременности и вторая тестовая полоска. Появление даже слабой второй полоски в течении 3-5 минут считается признаком раннего срока беременности. Изменения результата по истечении 10 минут-не принимать во внимание, даже если вторая полоска появится или исчезнет.

**Условия отпуска из аптек:**

Для приобретения в аптеке предъявлять рецепт не надо, однако, перед началом применения прочитать инструкцию.

**Условия хранения:**

Тесты хранят при температуре от плюс 4 °С до плюс 30 °С в крытых сухих помещениях в упаковке изготовителя. В недоступных для детей местах.

Не допускается хранить тесты под непосредственным воздействием солнечного света, вблизи отопительных приборов, беречь от влаги.

**Срок годности:**

Срок годности тестов – 5 лет с даты изготовления.

Директор
ООО «Медикалфорт» С.П. Богодяж