Версия 11 2024 9

REF 300950 IVD CE

PATHFAST контейнер для отходов

Контейнер для отходов предназначен исключительно для использования с анализаторм PATHFAST

PATHFAST контейнер для отходов предназначенный исключительно для использования с иммуноферментным хемилюминесцентным анализатором PATHFAST
PATHFAST контейнер для отходов предназначен для использования лаборантом, медсестрой или врачом в больнице, включая отделение неотложной помощи, кабинет врача и клиническую лабораторию.

Меры предосторожности при обращении

При обращении с PATHFAST контейнер для отходов уделяйте особое внимание следующему.

Общее внимание

- Для защиты от инфекции во время всей работы надевайте маску и латексные перчатки.

1. Будьте осторожны при установке в анализатор PATHFAST

Используйте Контейнеры для отходов в соответствии с руководством пользователя PATHFAST.

2. Утилизация после использования

- Утилизировать как инфекционные отходы, аналогично утилизации образцов. Интервалы замены указаны в Руководстве пользователя PATHFAST.

3. Инструкции по хранению

- Хранить при +4 ... +40°C.

В случае инцидента или неисправности немедленно свяжитесь с производителем, местным уполномоченным представителем производителя или компетентным органом.

Обратитесь за технической помощью

- www.pathfast.eu/contact

Этот символ означает «Устройство для тестирования вблизи пациента».
(Символы для самотестирования и тестирования вблизи пациента в соответствии с Регламентом IVD 2017/746/EU. MedTech Europe. 13 декабря 2018 г.)

PHC Corporation
1460-6 Aza-Mitodai, Mito, Tako-machi, Katori-gun, Chiba, 289-2247 Japan

Производитель

EC REP

PHC Europe B.V.
Nijverheidsweg 120, 4879 AZ, Etten-Leur, Netherlands

Представитель
в ЕС

Версия 11 2024 9

REF 300936 IVD CE

PATHFAST наконечник

Наконечник предназначен исключительно для использования с анализаторм PATHFAST

PATHFAST TIP — это одноразовый наконечник, предназначенный исключительно для использования с иммуноферментным хемилюминесцентным анализатором PATHFAST и реагентами PATHFAST.
PATHFAST предназначен для использования лаборантом, медсестрой или врачом в больнице, включая отделение неотложной помощи, кабинет врача и клиническую лабораторию.
Каждый реагент PATHFAST имеет свое предназначение. Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по применению каждого реагента PATHFAST.
Меры предосторожности при обращении
При обращении с PATHFAST наконечником следует соблюдать осторожность, поскольку в этом приборе часть процедур анализа образца выполняется внутри наконечника. Используйте наконечники, уделяя особое внимание следующему.

Общее внимание

・Во избежание загрязнения картриджа с реагентом и для защиты от инфекции во время всей работы надевайте маску и латексные перчатки.

1. Будьте осторожны при открытии

- Перед использованием снимите термоусадочную пленку с коробки, содержащей 42 наконечника.
- При извлечении наконечников из коробки держите их за основание, чтобы не касаться кончика.
- Не сгибайте наконечники.
- Не используйте согнутые, деформированные, грязные или обесцвеченные наконечники.
- Не используйте наконечники после того, как Вы уронили их на пол и т. д.
- Закройте крышку сразу после извлечения необходимого количества наконечников из упаковочной коробки.
- При хранении убедитесь, что упаковочная коробка с наконечниками находится в положении вверх и в сухом состоянии.

2. Будьте осторожны при установке в анализатор PATHFAST

- НАКОНЕЧНИКИ предназначены только для использования в анализаторе PATHFAST и не предназначены для каких-либо других целей.
- Держите НАКОНЕЧНИКИ за основание и установите их в держатель НАКОНЕЧНИКОВ PATHFAST, не допуская, чтобы их кончики касались чего-либо.
- Убедитесь, что НАКОНЕЧНИКИ правильно установлены в устройстве PATHFAST.

3. Уход после анализа

- После завершения анализа выньте контейнер для отходов PATHFAST, содержащий использованные наконечники, и утилизируйте их как инфекционные отходы тем же способом, что и образцы. Не используйте их повторно.

4. Инструкции по хранению

- Хранить при +4 ... +40°C.

В случае инцидента или неисправности немедленно свяжитесь с производителем, местным уполномоченным представителем производителя или компетентным органом.

Обратитесь за технической помощью

- www.pathfast.eu/contact

Этот символ означает «Устройство для тестирования вблизи пациента».
(Символы для самотестирования и тестирования вблизи пациента в соответствии с Регламентом IVD 2017/746/EU. MedTech Europe. 13 декабря 2018 г.)

PHC Corporation
1460-6 Aza-Mitodai, Mito, Tako-machi, Katori-gun, Chiba, 289-2247 Japan

Производитель

EC REP

PHC Europe B.V.
Nijverheidsweg 120, 4879 AZ, Etten-Leur, Netherlands

Представитель
в ЕС