ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАО «Завод Белмединструменты»
Фильцы зуботехнические
ТУ BY 291234525.002-2015 изм.2

Назначение.

Предназначены для шлифования зубных протезов, изготовленных из металлов и пластмасс, с применением полировальных паст.

Состав: войлок

Размеры.

Конус: 55х25мм, 50х25мм; 40х20мм; 30х15мм;
Диск: 50х10мм.

Указания по применению.

Полировать необходимо с легким волнообразным прижимным усилием. Всегда полировать кругообразными движениями. Для получения зеркального глянца необходимо использовать все ступени многоступенчатых полировальных систем поочередно. Фильцы не подлежат дезинфекции и стерилизации, они являются одноразовыми нестерильными изделиями.

Гарантийный срок хранения – 5 лет от даты изготовления.

Фильцы хранят в закрытой таре изготовителя в сухих, крытых, проветриваемых помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:
225730, Республика Беларусь, Брестская обл., Пинский район, д.Пинковичи,
ул. Полевая, 31В