ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструменты медицинские гинекологические, ТУ BY 291235525.008-2015 изм.2 (далее - *инструменты*) предназначены для использования в гинекологической практике согласно таблице 1.

Таблица 1

Наименование инструментов	Применяются для
Зеркала	расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях, операциях и других манипуляциях
Ложки	забора выделений из половых органов с целью проведения ряда анализов
Щипцы	захватывания, удержания и оттягивания шейки и тела матки при операциях и других манипуляциях
Ножницы	отсечения у плода пуповины при его отделении от матери

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ.

1.1. Зеркала:

- зеркала влагалищные двухстворчатые по Куско (№ 1 МП арт.900-1, № 2 МП арт.900-2, № 3 МП арт.900-3);
- зеркала влагалищные по Симсу (№ 1 МП арт.900-4, № 2 МП арт.900-5, № 3 МП арт.900-6, № 4 МП арт.900-7, № 5 МП арт.900-8).

1.2. Ложки:

- ложка гинекологическая двухсторонняя по Фолькману МП арт.920-1;
- ложка гинекологическая двухсторонняя Л-54 ВП арт.920-2.

1.3. Щипцы однозубые для оттягивания тела матки 250 мм (пулевые) Щ-24 ТП арт.940-1.

1.4. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые 150 мм Н-11 ТП арт.960-1.

2. ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ.

Инструменты изготавливаются из нерж. стали.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- соответствующий инструмент,
- инструкция по применению.

4. МЕТОДИКА МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Зеркала влагалищные двухстворчатые по Куско:

1) Перед процедурой врач надевает перчатки, выбирает подходящий размер зеркала, может нагреть его до комфортной температуры и смазать теплой водой или смазкой на водной основе (кроме случаев взятия мазка для цитологии, когда смазка исключается).

2) Пальцами врач раздвигает половые губы пациентки и аккуратно вводит сжатое зеркало внутрь, ориентируя его параллельно половым губам.

3) После введения врач медленно поворачивает зеркало на 90 градусов и раздвигает его створки до нужного положения, чтобы обнажить шейку матки.

4) Раскрытое зеркало фиксируется с помощью фиксатора в одном положении, что позволяет врачу проводить осмотр и манипуляции.

5) Врач проводит осмотр, берет необходимые мазки с шейки матки или выполняет другие лечебные процедуры.

6) По окончании всех манипуляций врач сдвигает створки зеркала, фиксирует его и медленно извлекает из влагалища.

Зеркала влагалищные по Симсу:

1) Перед процедурой врач надевает перчатки, выбирает подходящий размер зеркала, может нагреть его до комфортной температуры и смазать теплой водой или смазкой на водной основе (кроме случаев взятия мазка для цитологии, когда смазка исключается).

2) Пальцами врач раздвигает половые губы пациентки и аккуратно вводит зеркало во влагалище, располагая его так, чтобы ложки оказались позади шейки матки.

3) Используя выгнутую ручку, врач разводит ложки инструмента, раскрывая стенки влагалища и обеспечивая визуализацию шейки матки.

4) Проводится осмотр слизистой оболочки шейки матки и стенок влагалища.

5) После завершения осмотра врач закрывает ложки, извлекает инструмент и проводит дезинфекцию.

Ложки:

1. Выберите рабочую часть ложки, соответствующую размеру канала или поверхности, с которой будет собираться материал (например, шейки матки или уретры).

2. Осторожно введите ложку в соответствующее отверстие (например, цервикальный канал или влагалище).

3. Соскребите или возьмите биологический материал с поверхности или из полости, используя рабочую часть ложки.

4. При необходимости одновременно соберите материал из разных областей, например, с поверхности шейки матки и из цервикального канала.

5. Аккуратно извлеките инструмент, не вызывая дискомфорта у пациентки.

6. Полученный материал поместите в соответствующий контейнер для дальнейшего лабораторного исследования.

Щипцы применяются врачом для захватывания, удержания и оттягивания шейки и тела матки при операциях и других манипуляциях.

Ножницы применяются врачом для отсечения у плода пуповины при его отделении от матери.

5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инструменты проходят дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию последовательно согласно Инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.08.2024 № 1065.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Инструменты предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности не более 80% при температуре +25ºС.

6.2. Инструменты транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50ºС и относительной влажности воздуха не более 100% при температуре +25ºС.

6.3. Условия хранения инструментов в упаковке изготовителя – в отапливаемых помещениях при температуре от +5ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 80% при 25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие инструментов требованиям, предусмотренным в ТУ BY 291235525.008-2015 изм.2, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Срок службы – 5 лет со дня изготовления.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня получения потребителем (даты продажи), но не более 24 мес. со дня изготовления.

7.4. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует инструменты при предъявлении паспорта (инструкции по применению).

8. УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока эксплуатации и при потере потребительских качеств инструментов, утилизация должна осуществляться согласно действующему законодательству Республики Беларусь в области обращения с отходами.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:
225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский район, д.Пинковичи, ул. Полевая, 31В