REF PF01D IVD

Каталожный номер

Для диагностики in-vitro

Европейское соответствие

PATHFAST™ Разбавитель образца 1

Дата выпуска: 01/06/2024 Редакция: Вер.2

Назначение

PATHFAST Разбавитель образца 1 — это продукт для диагностики in vitro, предназначенный для реагентов PATHFAST.
PATHFAST Разбавитель образца 1 используется для разбавления образцов, когда результаты анализа превышают допустимый диапазон для автоматического анализатора PATHFAST с использованием реагентов PATHFAST.
PATHFAST Разбавитель образца 1 предназначен для использования лаборантами в клинических лабораториях.

Состав поставляемого набора

PATHFAST Разбавитель образца 1	20 мл x 2 бутылки (жидкость, азид натрия < 0,1%)
Инструкция по применению	1 лист

PHC Corporation

1460-6 Аза-Митодай, Мито, Тако-мати, Катори-гун, Тиба, 289-2247 (Япония)

EC REP

Представитель в ЕС
PHC Europe B.V.

Нийверхайдсвег 120, 4879 AZ, Эттен-Лёр, Нидерланды

CH REP

Представитель в Швейцарии
Axon Lab AG
Тефернштрассе 15, 5405 Баден-Деттвил, Швейцария

Меры предосторожности

1. Азид может реагировать с медью и свинцом, используемыми в некоторых водопроводных системах, с образованием взрывоопасных солей. При утилизации материалов, содержащих азид, их следует смывать большим объемом воды.
2. Утилизируйте все измеренные реагенты и материалы в соответствии со стандартным методом утилизации; например, автоклавируйте при температуре 121 °C в течение 20 минут. Соблюдайте общие меры предосторожности и обращайтесь со всеми компонентами так, как будто они могут передавать инфекционные агенты.
3. Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей.
4. В случае любого серьезного инцидента, связанного с продуктом, сообщите об этом производителю и компетентным органам в районе, где находится пользователь и/или пациент.
5. Неправильное разбавление может повлиять на измеренное значение. Проверьте точность измерительного прибора.
6. Избегайте загрязнения.

Подготовка и порядок действий

Подробную информацию о разведении см. в инструкции по применению каждого реагента PATHFAST.
Подготовка реагента
Готов к использованию.

Хранение и срок годности

1. Хранить при температуре 2–8 °C.
2. Не допускать попадания воды при хранении.
3. Срок годности указан на каждом флаконе и упаковке.
4. После вскрытия реагент можно использовать до истечения срока годности.
5. Не используйте реагенты после истечения указанного срока годности.

Контактные данные технической поддержки

www.pathfast.eu/contact

Символы

Корпорация PHC использует символы и знаки, перечисленные в стандарте EN ISO 15223-1:2021 (Медицинские изделия. Символы, используемые с информацией, предоставляемой производителем. Часть 1: Общие требования).

* PATHFAST: Япония Зарегистрированный товарный знак No. 5982733
* PATHFAST: США Зарегистрированный товарный знак No. 3074207