ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Установку линз в оправы может выполнять только квалифицированное лицо, прошедшее обучение по данной специальности.

Органические линзы

Соблюдение следующих инструкций обеспечит вам длительный срок службы офтальмологических линз.
Органические офтальмологические линзы предназначены для установки в пластиковые или металлические ободковые, безободковые и полуободковые оправы и служат для коррекции зрения.
Данные линзы не предусмотрены для использования в экстремальных условиях и не предназначены для узко специфического использования (сварка, малярные работы, металлообработка и т.д.) Воздействие таких условий может быть потенциально опасным для пользователя.
Примечание: Проверить класс устанавливаемых линз, чтобы проинформировать пользователя о том, подходят ли они для управления автомобилем в дневное и (или) ночное время.
Внимание:

- Во избежание возможных дефектов, рекомендуется не оставлять линзы на рабочих поверхностях.
- Всегда кладите линзы в соответствующий пакетик.
- Используйте специальные жидкие средства для очистки поверхности линзы и соответствующую тканевую салфетку из микрофибры. Специальные салфетки из микрофибры и растворы для очистки линз предназначены для бережного ухода за линзами с упрочняющим, антибликовым, компьютерным, а также гидрофобным покрытием Если у вас нет специальной жидкости, используйте чистую воду.
- Нельзя использовать агрессивные растворители или спирт, если иное не указано.При высокой температуре линзы могут изменить свою форму, что приведет к ухудшению оптических характеристик. Также не одевайте очки в сауну и когда пользуетесь феном. Высокая температура (более 60^0C) может повлиять на свойства покрытия линз и привести к его повреждению (образованию микротрещин). Пластиковые линзы подвержены разрущению и деформациям при сильных ударах. Не кладите очки на твердые поверхности линзами вниз во избежание появления царапин и повреждений. При сильном загрязнении линз промойте их нейтральным моющим средством, разбавленным водой, но не используйте сильнодействующие щелочные или кислотные моющие средства, которые могут повредить покрытие линз и привести к его разрушению.

Не допускается хранение линз вблизи открытого огня, отопительных приборов, электроплит и других нагревательных систем.
Следует избегать попадания на поверхность линзы лака для волос и подобных аэрозолей.
Не допускается применение органических растворителей для очистки поверхности линзы.
Не использовать грязные и жесткие салфетки для протирания линз. Не допускается подвергать линзы сильным механическим воздействиям, вибрационным и ударным нагрузкам. Для очистки линз рекомендуется применять специально предназначенные для этих целей салфетки из микрофибры и чистящие растворы .
Представленная инструкция распространяется на заявленный для регистрации перечень линз офтальмологических GROSSOPTIC из органических материалов.

- SV, Prog, , BIFO;**: Org 1.50; Org 1.50UV420; Org 1.56; Org1.60; Org 1,60UV420; Org1.67; Org1.67UV420; Org 1.74; Drivewear 1.50 ; Trivex 1.53, TRN Trivex Grey 1.53, TRN Trivex Brown 1.53; : SunSh NG Brown 1.55, SunSh NG Grey 1.55 , SunSh NG Green 1.55 ; Xtractive Grey 1.50, TRN Xtractive Green 1.50, TRN Xtractive Brown 1.50, TRN Xtractive Grey 1.60, TRN Xtractive Green 1.60, TRN Xtractive Brown 1.60, TRN Xtractive Grey 1.67, TRN Xtractive Green 1.67, TRN Xtractive Brown 1.67, TRN Xtractive Grey 1.74, TRN Xtractive Green 1.74 , TRN Xtractive Brown 1.74; Polarized Brown 1.50 , Polarized Grey 1.50 , Polarized Green 1.50 , Polarized Brown 1.60, Polarized Grey 1.60, Polarized Green1.60 , Polarized Grey 1.67, Polarized Green 1.67, Polarized Brown 1.67, Polarized Grey 1.74, Polarized Green 1.74 Polarized Brown 1.74 ; TRN Brown 1.50 , .50, TRN Grey 1.50, TRN Green 1.50 , TRN Emerald 1.50 , TRN Amethyst 1.50, TRN Amber 1.50, TRN Ruby 1.50 , TRN Sapphire 1.50 , TRN Brown 1.60 , TRN Grey 1.60, TRN Green 1.60 , TRN Emerald 1.60 , TRN Amethyst 1.60, TRN Amber 1.60, TRN Ruby 1.60 , TRN Sapphire 1.60, TRN Brown 1.67, TRN Grey 1.67 , TRN Green 1.67, TRN Emerald 1.67 , TRN Amethyst 1.67, TRN Amber 1.67, TRN Ruby 1.67 , TRN Sapphire 1.67, TRN Brown 1.74 , TRN Grey 1.74 , TRN Green 1.74**; Бифокальные: BIFO: FT25, FT28,FF28,FF45;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

(Монофокальные: Sph, As: MyoFocus, Opensense, Sport, DRIVE ID, Reading Digital ; Прогрессивные: UltraLux, Office , Office Plus Near, Office Plus Room,Office Plus Book, Individual , Optima Plus, Optima, Indoor HD, Optima HD, Dynamic HD, Optima D. Digital X, Maxima; **Покрытия**: HC, , HMC, HSC, HBC, HACH, Mirror; Специальный дизайн: Tinting, Tinting Special, Tinting Hi Index, Urgent, ERP, Gradasol Hi Index, Gradasol, CTO, Decentracija, Hi Cylindar, Precalc, Prizma1, Prizma 2, Remote Edging Organic);

– **F SV :** (Монофокальные: Stock Spheric : ; Sph, **1.5 Transition S Brown 1.50 , 1.50 Transition S Gray 1.50, 1.50 Transition S Green 1.50**,; Покрытия: DRIVE,HardSatinCoat,HC,HC+UV400, UC, HMC,HMC+UV400, SATIN Coat,HSC+UV400, HBC+UV400 ; Специальный дизайн: Tinting, Tinting Special, Tinting Hi Index, Urgent, ERP, Gradasol Hi Index, Gradasol, CTO, Decentracija, Hi Cylindar, Precalc, Prizma1, Prizma 2, Remote Edging Organic);

С Уважением,
(d.o.o GROSSOPTIC)

Директор _____ Dejan Pesic

г. Белград 01.12.2025

ООО «GROSSOPTIC»
Ул. Савска 155, 11260 Умка Белград
Тел.: (+381 11) 3538 800, 3538 900 Факс: 3538 810, 3538 999
ИНН: 106939479 Номер компании: 20710110 № счета: 160-349024-22 БАНК ИНТЕСА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru