ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«Жгут кровоостанавливающий венозный»
ТУ РБ 800007404.015-2024

Наименование изделия медицинского назначения:
«Жгут кровоостанавливающий венозный»

Варианты исполнения изделия медицинского назначения:
Жгут кровоостанавливающий венозный с зажимным устройством

Назначение:
Жгут кровоостанавливающий венозный с зажимным устройством, регулирующим силу сжатия (в дальнейшем жгут) предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях тела человека при проведении манипуляций.

Инструкция по применению и меры предосторожности
Замедление тока венозной крови приводит к застаиванию крови в венах, которое делает их более заметными и облегчает их поиск.
Наденьте жгут примерно на ширину ладони (7,5 см) выше предполагаемого места, затянуть жгут и зафиксировать специальным механизмом. Жгут не должен причинять пациенту неудобство. Он должен быть достаточно затянут, чтобы ограничить ток венозной крови, но не препятствовать ему. Рекомендуется снижение систолического давления на 20-30 мм рт. ст. Продолжительно наложения жгута не должна превышать 1 минуты. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте жгут на руке больше, чем на одну минуту.
Если требуется больше времени, необходимо снять жгут, чтобы восстановить ток крови в полном объеме и вернуть коже нормальный цвет.
В случае, когда ток крови недостаточен для отбора, слегка затяните жгут на руке на время взятия крови.

Жгуты не являются стерильными изделиями. Как правило, их обрабатывают после каждого пациента путем двукратного протирания с интервалом в 10-15 минут салфеткой, смоченной в 3 % растворе перекиси водорода, а дезинфекция использованных жгутов проводится после окончания рабочей смены. При работе процедурная медсестра должна пользоваться несколькими жгутами, чтобы обеспечить возможность их обработки после каждого пациента.

Гарантии изготовителя:
❖ Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении Гарантийный срок хранения – 36 месяцев. Использование жгута по окончанию срока хранения – запрещено.

Внимание! Несоблюдение условий хранения может привести к изменению рабочих характеристик изделия медицинского назначения и сокращению срока его хранения. Производитель не несет ответственность за потерю качества изделия медицинского назначения, вызванную несоблюдением условий хранения и транспортирования, установленных для данного вида продукции.

Условия хранения:

ВЕРНО

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хранить в сухом месте, при температуре от не ниже -14°С и не выше +25°С и относительной влажности воздуха от 30% до 80% на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов.
После транспортирования при минусовой температуре, распаковать, выдержав в течение суток при комнатной температуре

Производитель (разработчик):
Общество с ограниченной ответственностью «Белпа-мед»
220012, Беларусь, г.Минск, ул.К.Чорного 31, пом 9, каб 6, E-mail: belpa-minsk@tut.by
Сайт www.belpa-med.com
Адрес производства:
222310, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский р-н, д.Носилово, ул.Новая, д.2, к.1
Телефон/факс.+375 176 72-66-04, 72-63-94

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Польза» (ООО «Польза»)
214036, Россия, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Смольянинова, д.15, оф.515
Телефон: +7 495 668-07-74
E-mail: polza_orto@mail.ru

Символы на маркировке потребительской упаковки


Ручная стирка


Отбеливание запрещено


Сушка на веревке или вешалке после стирки без отжима


Не гладить


Сухая чистка запрещена


Выбросить в урну



Знак вторичной переработки «Петля Мебиуса» (21 PAP – Прочий картон)



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru