FORANS Medical GmbH
Oberste-Wilms-Strasse 15b, 44309 Dortmund, Germany
Tel.: +49 (231) 61 819 231, e-mail: info@forans.de

Инструкция по применению пластыря медицинского торговой марки Medrull / Avanti Medical

(предоставляется по требованию)

Размеры: Всех форм и размеров

Показания к применению

Пластыри используются для барьерной защиты мелких ран, порезов, царапин и фиксации

Внимание

- Всегда накладывайте пластырь на чистую и сухую кожу без остатков моющих средств химических веществ и масел.
- Не использовать при нарушенной упаковке!!!
- Для одноразового использования.

Указания по применению

- Тщательно очистите и продезинфицируйте рану и прилегающий к ней участок кожи. Просушите кожу салфеткой — пластырь надежно фиксируется только на сухой поверхности.
- Приложите пластырь к поврежденному участку или используйте его для фиксации повязок и тампонов.
- Прижмите края пластыря к коже, разглаживая их от центра к краям для надежного закрепления.
- Меняйте пластырь по мере загрязнения или намокания, а также в зависимости от состояния раны.
- Изделие предназначено для одноразового использования.

Условия хранения

Хранить в сухом и чистом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материала

Срок годности: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке

FORANS Medical GmbH Oberste-Wilms-Str. 15b 44309 Dortmund, Germany

Директор А.Козлов

Имя / Должность / Подпись