

WENZHOU HIVISION EYEWEAR CO., LTD
No. 1 Building, No 55 Xin Yi Road, Economic & Technology Development Zone, Wenzhou

Оправы для очков корректирующих

Произведено: **“WENZHOU HIVISION EYEWEAR CO., LTD”**

No. 1 Building, No. 55 Xin Yi Road, Economic & Technology Development Zone, Wenzhou, China,

Тел.: 86 557 88663950; факс : 86 577 8866 3951

Оправа отвечает требованиям EN ISO 12870:2015 Офтальмологическая оптика-Оправы для очков (EN ISO 12870:20012) и Европейской Директивой о Медицинских Устройствах №93/42 ЕЕС

Инструкция по применению и эксплуатации

ОПРАВА ОЧКОВАЯ- устройство для фиксации линз в заданном положении. Оправа не является готовыми очками, а используется как составная часть при изготовлении очков.

Оправа не представляет опасности при правильном использовании.

Надевать и снимать оправу равномерно двумя руками.

Беречь оправу от падения и деформирования.

Ремонт оправы производить в специализированных мастерских.

Хранить вблизи нагревательных приборов **категорически запрещается!**

Температура хранения от: -20 до +35 С

Срок хранения пластмассовых оправ -10 лет

Срок хранения металлических оправ -10 лет

Срок эксплуатации оправы -18 месяцев

Законный представитель _____



Yuan Don (Юйань Дун)