

МЕШОК ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТИПА «АМБУ»

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция по применению

Описание:

Мешок дыхательный типа «Амбу» изготовлен из ПВХ. Вентиляционный мешок выпускается объемом от 100 до 3000 мл, резервный – от 500 до 3000 мл. Мешок оснащен клапаном ограничения давления, что делает невозможным нанесение баротравмы пациенту. Мешок может быть подключен к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки. Стерилизован оксидом этилена.

Комплектность (по согласованию с заказчиком):

- вентиляционный мешок;
- маска дыхательная;
- трубка полимерная;
- резервный мешок;
- клапан контроля давления (поддерживает давление 60 ± 10 , 40 ± 5 см водного столба) делает невозможным нанесение баротравмы пациенту.

Дополнительно мешок дыхательный типа «Амбу» может быть укомплектован:

- воздуховод;
- роторасширитель;
- футляр.

Назначение:

Мешок дыхательный типа «Амбу» предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. Может применяться в отделениях интенсивной терапии, приемных отделениях, отделениях реанимации и хирургии, службах скорой помощи, спасательных службах, входит в список обязательного оснащения автомобиля скорой помощи.

Инструкция по применению

- перед применением проверить целостность упаковки;
- извлечь мешок дыхательный типа «Амбу» из индивидуальной упаковки;
- проверить целостность изделия;
- собрать изделие, проверить функциональность (раздуть мешок, потянув клапан пациента и гнездо клапана всасывания в противоположном направлении. Проверить, чтобы клапан пациента работал должным образом. Когда мешок реанимационный сжат, клапан пациента откроется);
- положить пациента на спину;
- открыть рот, убедиться в отсутствии инородных тел в ротовой полости; при затрудненном доступе в полость рта (судороги, тризм жевательной мускулатуры и т.д.) использовать роторасширитель;
- при необходимости очистить дыхательные пути пациента от посторонних предметов;
- при отсутствии травмы шеи - подложить под шею валик;
- для открытия дыхательных путей – запрокинуть голову пациента, вывести нижнюю челюсть вверх таким образом, чтобы резцы обеих челюстей находились на одно уровне, приоткрыть рот (тройной приём Сафара). При травме шеи одеть воротник Шанца, избегать лишних движений в шейном отделе позвоночника;
- вставить воздуховод соответствующего размера в ротовую полость для предупреждения западения языка и закупорки дыхательных путей;
- взять дыхательную маску указательным и большим пальцами левой руки, затем приложить к лицу больного и плотно прижать, поддерживая нижнюю челюсть;

- начать вентиляцию легких, сдвинуть реанимационный мешок правой рукой, сделав тем самым полноценный вдох; выдох должен быть пассивным;
- проводить искусственную вентиляцию легких пациента, попеременно сжимая и отпуская реанимационный мешок с желаемой частотой (для взрослых: 12-16 раз, для детей: 14-20 раз; для новорожденных: 35-40 раз);
- соблюдать отношение времени «вдох-выдох» равное 1:2 или 1:1;
- осуществлять визуальный контроль эффективности вентиляции легких по ритмичному движению грудной клетки, проведению дыхательных шумов в легких в след за сокращением дыхательного мешка, цвету кожных покровов, губ;
- избегать чрезмерного раздувания легких для исключения баротравмы и заброса воздуха в желудок (опасность регургитации);
- при необходимости повышения концентрации кислорода во вдыхаемой смеси подсоедините мешок дыхательный типа «Амбу» к источнику кислорода через кислородную трубку; Для предотвращения подмешивания воздуха помещения во вдыхаемую смесь присоединить резервный мешок к впускному клапану;
- координировать усилия по искусственной вентиляции легких со спонтанным дыханием, чтобы позволить пациенту пассивно выдыхать;
- при обнаружении в маске рвотных масс или крови, необходимо удалить мешок дыхательный типа «Амбу» от пациента и очистить дыхательные пути. Очистить маску от оставшихся инородных масс путем быстрого сжатия реанимационного мешка. Для удаления оставшихся веществ в маске и клапане потрясти мешок;
- после применения обрабатывается и утилизируется изделие как медицинский отход в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

Меры предосторожности:

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке;
- мешок дыхательный типа «Амбу» должен использоваться квалифицированным медицинским персоналом;
- избегать использования в зараженных воздушных средах, таких как отравляющие или токсичные газы, дым и т.д., которые могут ухудшить состояние пациента;
- при использовании вместе с кислородом, необходимо работать с особой осторожностью, избегать дымящихся материалов, искр и открытого пламени из-за потенциальной угрозы воспламенения или взрыва газов;
- не использовать после окончания срока годности.

Противопоказания:

- диафрагмальная грыжа;
- подозрение на активную или пассивную регургитацию;
- невозможность проведения манипуляций на голове и шее;
- трахеопищеводный свищ;
- повреждение трахеи;
- травмы и переломы лицевого скелета;
- серьезные повреждения кожного покрова;
- полный желудок (относительное противопоказание).

Примечание:

- стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку;

- хранение в согнутом или сжатом состоянии может вызвать постоянное искривление мешка или нарушить его рабочие функции;
- при повторном использовании мешка дыхательного типа «Амбу» однократного применения можно вызвать перекрестное инфицирование пациентов;
- утилизация изделия в установленном порядке;
- защита от влаги при хранении;
- апиrogenно, нетоксично, не содержит фталатов.

Стерильность:

- нестерилизован или стерилизован оксидом этилена;
- изделия однократного применения не подлежат дезинфекции и стерилизации с целью повторного использования.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Хранить в отапливаемых вентилируемых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40°C и относительной влажностью не более 80 % при + 25°C.

Информация о производителе: ООО «Ассомедика», Республика Беларусь

Изготовитель гарантирует соответствие медицинских изделий техническим характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

Символы, применяемые на этикетке:

	номер партии		стерилизовано оксидом этилена (для стерильных изделий)
	изготовитель		не применять при повреждении упаковки
	дата изготовления		апиrogenно
	использовать до		диапазон влажности
	нестерильно (для нестерильных изделий)		температурный диапазон;
	не использовать повторно (для изделий однократного применения)		

МЕШОК ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТИПА «АМБУ» МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкция по применению

Описание:

Мешок дыхательный типа «Амбу» изготовлен из силикона. Вентиляционный мешок выпускается объемом от 100 до 3000 мл, резервный – от 500 до 3000 мл. Мешок оснащен клапаном ограничения давления, что делает невозможным нанесение баротравмы пациенту. Мешок может быть подключен к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки.

Комплектность (по согласованию с заказчиком):

- вентиляционный мешок;
- маска дыхательная;
- трубка полимерная;
- резервный мешок;
- клапан контроля давления (поддерживает давление 60 ± 10 , 40 ± 5 водного столба) делает невозможным нанесение баротравмы пациенту.

Дополнительно мешок дыхательный типа «Амбу» может быть укомплектован:

- воздуховод;
- роторасширитель;
- футляр.

Назначение:

Мешок дыхательный типа «Амбу» предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. Может применяться в отделениях интенсивной терапии, приемных отделениях, отделениях реанимации и хирургии, службах скорой помощи, спасательных службах, входит в список обязательного оснащения автомобиля скорой помощи.

Инструкция по применению:

- перед применением проверить целостность упаковки;
- извлечь мешок дыхательный типа «Амбу» из индивидуальной упаковки;
- проверить целостность изделия;
- собрать изделие, проверить функциональность (раздуть мешок, потянув клапан пациента и гнездо клапана всасывания в противоположном направлении. Проверить, чтобы клапан пациента работал должным образом. Когда мешок реанимационный сжат, клапан пациента откроется);
- положить пациента на спину;
- открыть рот, убедиться в отсутствии инородных тел в ротовой полости; при затрудненном доступе в полость рта (судороги, тризм жевательной мускулатуры и т.д.) использовать роторасширитель;
- при необходимости очистить дыхательные пути пациента от посторонних предметов;
- при отсутствии травмы шеи - подложить под шею валик;
- для открытия дыхательных путей – запрокинуть голову пациента, вывести нижнюю челюсть вверх таким образом, чтобы резцы обеих челюстей находились на одно уровне, приоткрыть рот (тройной приём Сафара). При травме шеи одеть воротник Шанца, избегать лишних движений в шейном отделе позвоночника;
- вставить воздуховод соответствующего размера в ротовую полость для предупреждения западения языка и закупорки дыхательных путей;
- взять дыхательную маску указательным и большим пальцами левой руки, затем приложить к лицу больного и плотно прижать, поддерживая нижнюю челюсть;

- начать вентиляцию легких, сдвинуть реанимационный мешок правой рукой, сделав тем самым полноценный вдох; выдох должен быть пассивным;
- проводить искусственную вентиляцию легких пациента, попеременно сжимая и отпуская реанимационный мешок с желаемой частотой (для взрослых: 12-16 раз, для детей: 14-20 раз; для новорожденных: 35-40 раз);
- соблюдать отношение времени «вдох-выдох» равное 1:2 или 1:1;
- осуществлять визуальный контроль эффективности вентиляции легких по ритмичному движению грудной клетки, проведению дыхательных шумов в легких в след за сокращением дыхательного мешка, цвету кожных покровов, губ;
- избегать чрезмерного раздувания легких для исключения баротравмы и заброса воздуха в желудок (опасность регургитации);
- при необходимости повышения концентрации кислорода во вдыхаемой смеси подсоедините мешок дыхательный типа «Амбу» к источнику кислорода через кислородную трубку; Для предотвращения подмешивания воздуха помещения во вдыхаемую смесь присоединить резервный мешок к впускному клапану;
- координировать усилия по искусственной вентиляции легких со спонтанным дыханием, чтобы позволить пациенту пассивно выдыхать;
- при обнаружении в маске рвотных масс или крови, необходимо удалить мешок дыхательный типа «Амбу» от пациента и очистить дыхательные пути. Очистить маску от оставшихся инородных масс путем быстрого сжатия реанимационного мешка. Для удаления оставшихся веществ в маске и клапане потрясти мешок;
- после применения обрабатывается и утилизируется изделие как медицинский отход в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

Меры предосторожности:

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке;
- мешок дыхательный типа «Амбу» должен использоваться квалифицированным медицинским персоналом;
- избегать использования в зараженных воздушных средах, таких как отравляющие или токсичные газы, дым и т.д., которые могут ухудшить состояние пациента;
- при использовании вместе с кислородом, необходимо работать с особой осторожностью, избегать дымящихся материалов, искр и открытого пламени из-за потенциальной угрозы воспламенения или взрыва газов;
- не использовать после окончания срока годности.

Противопоказания:

- диафрагмальная грыжа;
- подозрение на активную или пассивную регургитацию;
- невозможность проведения манипуляций на голове и шее;
- трахеопищеводный свищ;
- повреждение трахеи;
- травмы и переломы лицевого скелета;
- серьезные повреждения кожного покрова;
- полный желудок (относительное противопоказание).

Примечание:

- стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку;

- хранение в согнутом или сжатом состоянии может вызвать постоянное искривление мешка или нарушить его рабочие функции;
- мешок дыхательный типа «Амбу» многократного применения имеет разборную конфигурацию и имеет возможность полноценной дезинфекции;
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке;
- защита от влаги при хранении;
- апиrogenно, нетоксично, не содержит фталатов.

Стерильность:

- нестерилен или стерилизован оксидом этилена;
- изделие многократного применения может подвергаться повторной стерилизации заказчиком в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными учреждениями здравоохранения, до сохранения эксплуатационных свойств, но не более 20 циклов.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Хранить в отапливаемых вентилируемых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40°C и относительной влажностью не более 80 % при + 25°C.

Информация о производителе: ООО «Ассомедика», Республика Беларусь.

Изготовитель гарантирует соответствие медицинских изделий техническим характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

Символы, применяемые на этикетке:

	номер партии		стерилизовано оксидом этилена (для стерильных изделий)
	изготовитель		не применять при повреждении упаковки
	дата изготовления		апиrogenно
	использовать до		диапазон влажности
	нестерильно (для нестерильных изделий)		температурный диапазон;

МЕШОК ДЫХАТЕЛЬНЫЙ

Инструкция по применению

Описание:

Мешок дыхательный многократного применения изготовлен из силикона, однократного – из ПВХ, неопрена, латекса. Выпускаются объемом от 500 до 3000 мл.

Назначение:

Мешок дыхательный предназначен для искусственной вентиляции легких совместно с дыхательным контуром наркозно-дыхательного аппарата.

Инструкция по применению:

- перед применением проверить целостность упаковки;
- извлечь мешок дыхательный из индивидуальной упаковки;
- проверить целостность изделия;
- мешок подсоединить к соответствующему адаптеру и включить в общую систему дыхательного контура;
- после применения обрабатывается и утилизируется изделие как медицинский отход в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами.

Меры предосторожности:

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке;
- мешок дыхательный должен использоваться квалифицированным медицинским персоналом;
- при использовании кислорода, проводить профилактику воспламенения или взрыва (источники открытого пламени, масляные растворы);
- не использовать после окончания срока годности.

Примечания:

- стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку;
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке;
- защита от влаги при хранении;
- апиrogenно, нетоксично, не содержит фталатов.

Стерильность:

- нестерилизован или стерилизован оксидом этилена;
- изделия однократного применения не подлежат дезинфекции и стерилизации с целью повторного использования;
- изделие многократного применения может подвергаться повторной стерилизации заказчиком в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными учреждениями здравоохранения, до сохранения эксплуатационных свойств, но не более 20 циклов.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Хранить в отапливаемых вентилируемых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40°C и относительной влажностью не более 80 % при + 25°C.

Информация о производителе: ООО «Ассомедика», Республика Беларусь.

Изготовитель гарантирует соответствие медицинских изделий техническим характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

Символы, применяемые на этикетке:

	номер партии		стерилизовано оксидом этилена (для стерильных изделий)
	изготовитель		не использовать повторно (для изделий однократного применения)
	дата изготовления		не применять при повреждении упаковки
	использовать до		апирогенно
	нестерильно (для нестерильных изделий)		температурный диапазон;
	диапазон влажности		