

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Использование

- Перед использованием проверьте, нет ли каких-либо повреждений на упаковке.
- Не используйте продукт, если имеются какие-либо повреждения на упаковке.
- Вскройте индивидуальную упаковку и извлеките продукт.
- Надежно соедините продукт со шприцем или другим катетером.

Предупреждение

- Продукт предназначен только для одноразового применения.
- После использования утилизируют.
- Не использовать и не стерилизовать повторно.
- Не гарантируется стерильность продукта, если упаковка была вскрыта или повреждена.
- Запрещается использовать данный продукт, если обнаружено, что катюли была повреждена или изогнута или если на ней имеются какие-либо посторонние вещества.
- Данный продукт разрешено использовать только для общей практики.

Хранение

- Данный продукт хранят при комнатной температуре.
- Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
- Избегать воздействия высокой температуры.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре:
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

50 шт.

АМВ КАНЮЛЯ

Тупоконечная гибкая
с пенетрационной иглой

ЛИЦЕНЗИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ №: 4716
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ПРОДУКТА №: 13-1548

