

Защитное кольцо на пальцы стоп MEK GEL PROTECTOR (AT53930)

Мягкое, эластичное кольцо, изготовленное из гелевого материала, предназначено для защиты пальцев стоп. Предотвращает трение, потертости, травмы и образование мозолей, а также снимает давление при молоткообразных пальцах. Уменьшает болевые ощущения при натираниях и мозолях. Используется также для фиксации повязки на пальцах стопы.

Показания к применению: травмирование пальцев стопы об обувь, оомозелости пальцев стопы.

Способ применения: оденьте протектор фиксирующим кольцом на палец стопы в проблемной зоне.

Уход за изделием: помойте протектор в теплой воде с мылом, хорошо прополощите и высушите досуха. Посыпьте тальком и оденьте на мизинец.

Размер: 1, 2.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.



Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область,
г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068,
www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Плоская силиконовая межпальцевая перегородка MEK GEL SEPARATOR (AT53941)

Мягкая и удобная межпальцевая перегородка из литого формованного силикона для уменьшения давления между пальцами при искривленных, молотообразных пальцах. Предотвращает трение, потертости и образование мозолей. Рекомендуется также в период реабилитации после операции стопы. Снимает болезненные ощущения и обеспечивает комфортность во время ходьбы.

Показания к применению: молоткообразная деформация пальцев стопы, оmozолелости/натертости пальцев стопы.

Способ применения: поместите перегородку между пальцев стопы в области оmozолелости или натертости. Не используйте, когда кожа повреждена или раздражена.

Уход за изделием: помойте перегородку в тёплой воде с мылом. Сухое изделие присыпьте тальком.

Размер: 1, 2, 3.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.



Состав: литой формованный силикон.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область,
г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068,
www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Бурсопротектор 1 пальца стопы гелевый MEK HALLUX GEL (AT53932)

Эластичный и мягкий бурсопротектор, изготовленный из литого силикона, защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потёртостей, а также после операций на суставах. Снижает болевые ощущения в области большого пальца, облегчая ходьбу.

Показания к применению: болезненные ощущения, омозолелости в области 1-го плюснефалангового сустава, вызванные вальгусным отклонением 1 пальца стопы.

Способ применения: оденьте бурсопротектор на большой палец, прикрывая «косточку». Не используйте, если кожа пальцев воспалена или повреждена.

Уход за изделием: помойте протектор в теплой воде с мылом и высушите досуха. Посыпьте тальком и оденьте на большой палец.

Размер: универсальный.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.



Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Шинка, отводящая 1 палец стопы MEK HALLUX ORTOTIC (AT53934)

Корректирующий ночной бандаж позволяет отвести и удержать большой палец стопы в анатомически правильном положении. Бандаж предотвращает и лечит вальгусную деформацию большого пальца стопы в начальной и средней степени отклонения, уменьшает боль. Предотвращает развитие вальгусной деформации, нормализует тонус связок и мышц стопы и повышает эффективность реабилитации. Он помогает значительно уменьшить размер «косточки». Бандаж одевается на ночь — в нем нельзя ходить.

Показания к применению: коррекция вальгусной деформации большого пальца стопы.

Способ применения: бандаж оденьте на чистую стопу таким образом, чтобы большой и второй палец были разделены бандажом (мягкой накладкой к большому пальцу). Кожанный фиксатор должен находиться с внутренней части стопы. Эластичной липучкой комфортно зафиксировать бандаж на стопе.

Уход за изделием: при необходимости можно протереть изделие влажной салфеткой с добавлением мягкого мыла или пищевой соды, которая убирает запах. Сушка в естественных условиях, избегать нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При попадании влаги просушите изделие при комнатной температуре.

Размер: универсальный (отличается по стороне применения: ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ).

Противопоказания: повреждения кожных покровов стопы и пальцев стопы, синдром диабетической стопы.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Состав: пластик, кожа, мягкий вспененный материал, контактная лента.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область,

г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068,

www.antar.net тел.: 0 22 5183600.



Корректор пальцев стопы при молоткообразной деформации MEK HOLD PAD (AT53918)

Мягкий, двухслойный корректор применяется при молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы, которые возникли из-за наличия поперечного плоскостопия. Корректор снижает болевой синдром в суставах и уменьшает боль в переднем отделе стопы принося тем самым облегчение. Обеспечивает профилактику развития натоптышей в верхней части пальцев стопы. Благодаря тому, что корректор устанавливает пальцы стопы в правильном положении и распределяет давление, повышается комфортность пребывания в любой обуви. Рекомендуются для любого типа обуви.

Показания к применению: коррекция молоткообразной деформации 2, 3 пальцев стопы.

Способ применения: поместите корректор в обуви специальной лентой вверх. Пальцы проденьте в образованные лентой два кольца, отрегулируйте натяжение ленты. Регулировка может включать 1, 2 или 3 пальца. Чтобы охватить 3 пальца следует сделать одно большое кольцо, если мы хотим отделить пальцы друг от друга, сделайте 2 кольца.

Уход за изделием: при необходимости можно протереть изделие влажной салфеткой с добавлением мягкого мыла или пищевой соды, которая убирает запах. Сушка в естественных условиях, избегать нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При попадании влаги достаньте изделие и просушите при комнатной температуре.

Размер: универсальный.

Противопоказания: повреждения кожных покровов стопы и пальцев стопы, синдром диабетической стопы.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.



Состав: верхний слой и нижний – вспененный EVA материал покрытый хлопчатобумажной тканью; лента из смешанной ткани.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область,

г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068,

www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Гелевая подкладка под пальцы стоп MEK RING GEL (AT53942)

Корректирующая подкладка с кольцом из геля предназначена для снижения давления, трения и болезненных ощущений, последствий поперечного плоскостопия и деформации пальцев стопы. Применяется для правильного положения искривленных, молоткообразных пальцев. Рекомендуется к ежедневному использованию при ортопедических и медицинских показаниях. Предназначена для закрытой обуви.

Показания к применению: молоткообразная деформация пальцев стопы, оомозелелости/натертости пальцев стопы.

Способ применения: наденьте подкладку на палец стопы так, чтобы подкладка находилась под пальцами стопы.

Уход за изделием: помойте изделие в тёплой воде с мылом. Сухое изделие присыпьте тальком.

Размер: 1, 2.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.



Состав: литой гелевый формованный материал.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область,
г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068,
www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Гелевые стяжки стопы с межпальцевым разделителем MEK BAND CORECTOR (AT53927)

Эластичный, тонкий бандаж с межпальцевым корректором переднего отдела стопы. Рекомендован для защиты сустава первого пальца стопы при вальгусной деформации от чрезмерного давления, воспаления кожи при трении. Благодаря встроенному корректору разделяет искривленные, молоткообразные пальцы стопы, восстанавливает их правильное положение. Предназначен как в профилактике, так и в реабилитационных периодах.

Показания к применению: коррекция вальгусной деформации большого пальца стопы, коррекция молоткообразной деформации пальцев стоп, защита 1-го плюснефалангового сустава стопы.

Способ применения: бандаж наденьте на стопу, гелевым корректором между большим и средним пальцем. Не использовать при открытых повреждениях кожи.

Уход за изделием: помойте бандаж в тёплой воде с мылом. Сухой бандаж наденьте на стопу.

Размер: универсальный.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.



Гелевая межпальцевая перегородка с двумя фиксирующими кольцами MEK DUO CORECTOR (AT53919)

Мягкий и удобный межпальцевой клин, изготовленный из гелевого материала, оснащен двумя кольцами, благодаря которому не сдвигается. Предотвращает деформацию пальцев стопы, разделяет искривленные, молоткообразные пальцы стопы, восстанавливает их правильное положение, уменьшает болезненное трение и давление. Рекомендуются в профилактике и лечении вальгусной деформации большого пальца стопы.

Показания к применению: коррекция вальгусной деформации большого пальца стопы.

Способ применения: помойте клин в тёплой воде с мылом, хорошо прополощите и вытрите. Присыпьте тальком, поместите между соответствующими пальцами.

Уход за изделием: при необходимости можно протереть изделие влажной салфеткой с добавлением мягкого мыла или пищевой соды, которая убирает запах. Сушка в естественных условиях, избегать нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При попадании влаги просушите изделие при комнатной температуре.

Размер: универсальный.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.



Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Бурсопротектор 1 пальца стопы с клином и кольцом гелевый

MEK DUO HALLUX (AT53940)

Гелевый бурсопротектор с межпальцевым клином и кольцом для коррекции большого пальца при вальгусной деформации стопы. Разделяет заходящие друг на друга, молоткообразные пальцы стопы. Оснащен кольцом, благодаря которому не сдвигается во время ходьбы. Уменьшает болезненное трение и давление, амортизирует ударные нагрузки при ходьбе. Предназначен как в профилактике, так и в реабилитационных периодах.

Показания к применению: вальгусное отклонение 1 пальца стопы, болезненные ощущения, оmozолелости в области 1-го плюснефалангового сустава, вызванные вальгусным отклонением 1 пальца стопы.

Способ применения: оденьте протектор на большой палец стопы. Не используйте, когда кожа повреждена или раздражена.

Уход за изделием: помойте бурсопротектор в тёплой воде с мылом. Сухой бурсопротектор присыпьте тальком.

Размер: универсальный.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьяньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.



Силиконовый межпальцевый разделитель MEK GEL CORECTOR (AT53926)

Мягкий и удобный межпальцевый корректор, изготовленный из литого формованного силикона, предназначен для лечения искривления пальцев стопы. Разделяет больные пальцы стоп, снимает болевые ощущения в суставе большого пальца и предотвращает образование мозолей и натертостей. Рекомендуется для профилактики против образования «косточки».

Показания к применению: коррекция вальгусной деформации большого пальца стопы, установка пальцев стопы в анатомически правильное положение, защита 1-го плюснефалангового сустава стопы.

Способ применения: помойте корректор в теплой воде с мылом, хорошо прополощите и высушите досуха. Корректор посыпьте тальком, и поместите между скрещивающимися пальцами ног. Не используйте, если кожа между пальцев воспалена или повреждена.

Уход за изделием: при необходимости можно протереть изделие влажной салфеткой с добавлением мягкого мыла или пищевой соды, которая убирает запах. Сушка в естественных условиях, избегать нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При попадании влаги просушите изделие при комнатной температуре.

Размер: 1 (35-38 размер обуви), 2 (39-42 размер обуви), 3 (43-46 размер обуви).

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Состав: литой формованный силиконовый материал.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.



Гелевый протектор на 5 палец стопы MEK GEL COVER (AT53935)

Анатомически подогнанный гелевый протектор защищает сустав малого пальца стопы (мизинец) от давления, трения, образования потёртостей и мозолей. Предохраняет мизинец, амортизирует ударные нагрузки, а также уменьшает болезненные ощущения, возникающие при ходьбе, особенно в узкой обуви. Рекомендуются для всех видов обуви.

Показания к применению: травмирование 5 пальца стопы и 5-го плюснефалангового сустава об обувь, омололелости в указанных зонах.

Способ применения: оденьте протектор фиксирующим кольцом на 5 палец стопы таким образом, чтобы его широкая часть располагалась по наружной стороне 5-го плюсне-фалангового сустава.

Уход за изделием: помойте протектор в теплой воде с мылом, хорошо прополощите и высушите досуха. Посыпьте тальком и оденьте на мизинец.

Размер: универсальный.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.



Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Бурсопротектор 1 пальца стопы с межпальцевой перегородкой гелевый

MEK HALLUX GEL CORECTOR (AT53933)

Анатомически подходящая, гелевая защита на халлюкс вальгус, соединённая с межпальцевым клином. Уменьшает боль в случае вальгусной деформацией кости кривого пальца, одновременно разделяет наболевшие, заходящие друг на друга пальцы стопы. Предотвращает неприятное трение сустава об обувь и амортизирует боковые удары, защищает от микротравм. Для применения как в профилактике, так и в послеоперационных состояниях.

Назначение: коррекция вальгусной деформации большого пальца стопы, защита от натертостей для 1-го плюснефалангового сустава.

Способ применения: помойте изделие в тёплой воде с добавлением мыла, хорошо прополоскайте и вытерите. Присыпьте тальком, а затем положите ее на большой палец стопы закрывая халлюкс вальгус. Не употребляйте, когда кожа повреждена или раздраженная.

Уход за изделием: при необходимости можно протереть изделие влажной салфеткой с добавлением мягкого мыла или пищевой соды, которая убирает запах. Сушка в естественных условиях, избегать нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При попадании влаги просушите изделие при комнатной температуре.

Размер: универсальный.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.



Силиконовый бурсопротектор MEK HALLUX SLIM (AT53931)

Эластичный и мягкий бурсопротектор, изготовленный из литого геля, защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потёртостей, а также после операций на суставах. Снижает болевые ощущения в области большого пальца, облегчая ходьбу. Применяется как для профилактики заболевания, так и в послеоперационный период.

Показания к применению: защита 1-го плюснефалангового сустава стопы.

Способ применения: оденьте на большой палец, прикрывая «косточку». Не используйте, если кожа пальцев воспалена или повреждена.

Уход за изделием: помойте бандаж в тёплой воде с мылом. Сухой бандаж наденьте на стопу.

Размер: универсальный.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.



Состав: литой формованный гель.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Гелевая межпальцевая перегородка с фиксирующим кольцом

MEK RING GEL CORECTOR (AT53925)

Мягкий и удобный межпальцевой клин, изготовленный из гелевого материала, оснащен кольцом, благодаря которому не сдвигается. Предотвращает деформацию пальцев стопы, разделяет наболевшие, заходящие друг на друга пальцы стопы, восстанавливает их правильное положение, уменьшает болезненное трение и давление. Рекомендуются в профилактике и лечении вальгусной деформации большого пальца стопы.

Показания к применению: коррекция вальгусной деформации большого пальца стопы.

Способ применения: помойте клин в тёплой воде с мылом, хорошо прополощите и вытрите. Присыпьте тальком, поместите между соответствующими пальцами.

Уход за изделием: при необходимости можно протереть изделие влажной салфеткой с добавлением мягкого мыла или пищевой соды, которая убирает запах. Сушка в естественных условиях, избегать нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При попадании влаги просушите изделие при комнатной температуре.

Размер: 1 (35-38 размер обуви), 2 (39-42 размер обуви), 3 (43-46 размер обуви).

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.
О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.
Состав: литой формованный гель.



Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.

Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.

Силиконовое защитное кольцо для пальца MEK TUBE GEL (AT53928)

Мягкое и удобное защитное кольцо для деформированных пальцев стопы. Изготовлено из эластичного силикона, смягчает нагрузку на воспаленные участки, уменьшает боль. Предотвращает образование мозолей и травмирование пальцев об обувь. Используется также для локальной фиксации перевязочных средств. Рекомендуется при молоткообразных, перекрещивающихся пальцах.

Показания к применению: оомозолелости пальцев стопы, травмирование пальцев об обувь.

Способ применения: оденьте кольцо на сухой, чистый палец. Не используйте, если кожа между пальцев воспалена и повреждена.

Уход за изделием: помойте кольцо в теплой воде с мылом, хорошо прополощите и высушите. Высушенное кольцо посыпьте тальком и оденьте на сухой, чистый палец

Размер: 1, 2.

Противопоказания: не использовать при раздражении и повреждении кожи.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Состав: литой формованный силикон.

Срок хранения: 5 (пять) лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Срок годности: полгода без потери медицинских свойств.



Импортер в Республику Беларусь – ООО «МедЕвроКомпани», 224007, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Стафеева, д.1, оф. 86. тел.: +375 33 689 07 70, www.medeurocompany.by

Производитель - Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski, ПОЛЬША, Варшава, ул. Зависьляньска, 43; 03-068, www.antar.net тел.: 0 22 5183600.