

 PRESSPART	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Версия	Дата	Стр.
		0	17/12/2019 г.	1 из 1

1. Объекты:

- 14 мл алюминиевый баллончик (C0842-P03)
- 14 мл анодированный серебром аэрозольный баллончик (C0842-702)
- 19 мл алюминиевый баллончик (C0128-P03)
- 19 мл анодированный серебром аэрозольный баллончик (CO 128-702)

2. Описание:

Баллончики из алюминиевого сплава и анодированные баллончики используются в качестве первичных упаковочных контейнеров в дозируемых ингаляторах (MDI).

Анодированные баллончики должны быть однородного серебристого цвета и не должны содержать видимых остатков любых химических реагентов, используемых в процессе анодирования.

Примечание: анодированные баллончики имеют следы контакта на внешней поверхности корпуса или горловине, в местах электрического соединения с фиксирующими приспособлениями процесса анодирования. Такие контактные метки присущи процессу анодирования и не являются дефектами.

Баллончики из алюминиевого сплава не должны иметь видимых внутренних загрязнений. Другие визуальные дефекты, например незначительные вмятины, царапины и точечные пятна не должны превышать допустимых пределов изменения качества.

3. Используемые методы:

Аэрозольные баллончики для дозируемых ингаляторов MDI предназначены для заполнения лекарственными препаратами. Их дизайн разработан таким образом, чтобы обеспечить пациентам поступление лекарственного вещества в легкие при вдохе.



PRESSPART MANUFACTURING LTD
WHITEBIRK INDUSTRIAL ESTATE
BLACKBURN, LANCASHIRE
BB15RF

ПРЕССПАРТ МЭНЮФЕКЧУРИН ЛТД.
УАЙТБЕРК ИНДАСТРИЭЛ ЭСТЕЙТ
БЛЭКБЁРН ЛАНКАШИР
BB15RF

Майк Делдерфилд
Менеджер по качеству
17 декабрь 2019 г.