

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тележка больничная ТБ-1
Паспорт

1 Назначение

Тележка больничная ТБ-1 (далее - тележка) предназначена для внутрибольничных перевозок грузов (пищи, столовых приборов, белья, лекарственных препаратов и т. п.).

В связи с постоянной работой по совершенствованию тележки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тележки: длина - 825 мм, ширина - 450 мм, высота - 880 мм.
Габаритные размеры поддона: длина - 610 мм, ширина - 420 мм, глубина - 45 мм.
Расстояние между поддонами - 500 мм.

Масса тележки не более 16 кг.

Максимальная нагрузка на поддон - 20 кг

Тележка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Тележка - 1 шт., в том числе:

- каркас - 1 шт.,
- поддон - 2 шт.
- Паспорт - 1 шт.

4 Устройство и подготовка тележки к работе

Подготовка тележки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя производителя.

Тележка представляет собой жесткую металлическую конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса с двумя съемными поддонами. Каркас тележки имеет порошковое полимерное покрытие, поддоны изготовлены из нержавеющей стали. Поверхности тележки устойчивы к механическим и химическим воздействиям. Тележка установлена на четыре колесные опоры, одна из которых оборудована тормозным устройством.

Освободите тележку от упаковки.

Произведите санитарную обработку тележки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого тележка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Тележка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;
относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тележки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тележки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федонинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приписке

Тележка больничная ТБ-1 соответствует техническим условиям
ТУ РБ 400416396.003-2004 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон издать
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА


Изделие медицинской техники: _____ Тележка больничная
(наименование)

ТБ-1 _____ ТУ РБ 400416396.003-2004
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТГН, заполняется потребителем)


----- Линия отреза -----



Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тележка больничная ТБ-1-01

Паспорт



1 Назначение

Тележка больничная ТБ-1-01 (далее - тележка) предназначена для внутрибольничных перевозок грузов (пищи, столовых приборов, белья, лекарственных препаратов и т. п.).

В связи с постоянной работой по совершенствованию тележки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тележки: длина - 1140 мм, ширина - 550 мм, высота - 1040 мм.

Габаритные размеры поддона: длина - 820 мм, ширина - 520 мм, глубина - 45 мм.

Расстояние между поддонами - 760 мм.

Масса тележки не более 26 кг.

Максимальная нагрузка на поддон - 20 кг

Тележка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Тележка - 1 шт., в том числе:

каркас - 1 шт.,

поддон - 2 шт.

Паспорт - 1 шт.

4 Устройство и подготовка тележки к работе

Подготовка тележки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тележка представляет собой жесткую металлическую конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса с двумя легкоъемными поддонами. Каркас тележки имеет порошковое полимерное покрытие, поддоны изготовлены из нержавеющей стали. Поверхности тележки устойчивы к механическим воздействиям и дезинфекции. Тележка установлена на четыре колесные опоры, одна из которых оборудована тормозным устройством.

Освободите тележку от упаковки, снимите с поддонов защитную пленку (при наличии).

Произведите санитарную обработку тележки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого тележка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Тележка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тележки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тележки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Тележка больничная ТБ-1-01 соответствует техническим условиям

ТУ РБ 400416396.003-2004 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон издать (дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Тележка больничная
(наименование)

ТБ-1-01 ТУ РБ 400416396.003-2004
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТПН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тележка больничная ТБ-1-01

Паспорт

1 Назначение

Тележка больничная ТБ-1-01 (далее - тележка) предназначена для внутрибольничных перевозок грузов (пищи, столовых приборов, белья, лекарственных препаратов и т. п.).

В связи с постоянной работой по совершенствованию тележки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тележки: длина - 1140 мм, ширина - 550 мм, высота - 1040 мм.

Габаритные размеры поддона: длина - 820 мм, ширина - 520 мм, глубина - 45 мм.

Расстояние между поддонами - 380 мм.

Масса тележки не более 33 кг.

Максимальная нагрузка на поддон - 20 кг

Тележка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Тележка - 1 шт., в том числе:

каркас - 1 шт.,

поддон - 3 шт.

Паспорт - 1 шт.

4 Устройство и подготовка тележки к работе

Подготовка тележки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тележка представляет собой жесткую металлическую конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса с тремя легкоъемными поддонами. Каркас тележки имеет порошковое полимерное покрытие, поддоны изготовлены из нержавеющей стали. Поверхности тележки устойчивы к механическим воздействиям и дезинфекции. Тележка установлена на четыре колесные опоры, одна из которых оборудована тормозным устройством.

Освободите тележку от упаковки, снимите с поддонов защитную пленку (при наличии).

Произведите санитарную обработку тележки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого тележка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Тележка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тележки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тележки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Тележка больничная ТБ-1-01 соответствует техническим условиям

ТУ РБ 400416396.003-2004 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: _____ Тележка больничная
(наименование)

ТБ-1-01 _____ ТУ РБ 400416396.003-2004
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

