

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструменты медицинские гинекологические, ТУ ВУ 291235525.008-2015 (далее - *инструменты*) предназначены для использования в гинекологической практике.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ.

1.1. Зеркала:

- зеркала влагалищные двухстворчатые по Куско (№1 МП арт.900-1, №2 МП арт.900-2, №3 МП арт.900-3);

- зеркала влагалищные по Симсу (№1 МП арт.900-4, №2 МП арт.900-5, №3 МП арт.900-6, №4 МП арт.900-7, №5 МП арт.900-8).

1.2. Ложки:

- ложка гинекологическая двухсторонняя по Фолькману МП арт.920-1;

- ложка гинекологическая двухсторонняя Л-54 ВП арт.920-2.

1.3. Щипцы однозубые для оттягивания тела матки 250мм (пулевые) Щ-24 ТП арт.940-1.

1.4. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые 150мм Н-11 ТП арт.960-1.

2. ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ.

Инструменты изготавливаются из нерж. стали.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Инструменты поставляются отдельно или комплектно. Состав комплекта по номенклатуре и количеству определяет потребитель при заказе.

3.2. В комплект поставки входит:

- инструмент,
- паспорт или этикетка.

4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инструменты проходят дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию (**исключительно паровой метод**) последовательно согласно Инструкции «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (приложение №3), утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 165 от 25.11.2002г.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТИРОВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Инструменты предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 65% при температуре +25°C.

5.2. Инструменты транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от +10°C до +40°C и относительной влажности воздуха 65% при температуре +25°C.

5.3. Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие инструментов медицинских гинекологических требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 291235525.008-2015, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Срок службы – 5 лет со дня изготовления.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня изготовления.

Директор ЗАО «Завод Белмединструменты» _____ Мемех А.К.