

ИНСТРУКЦИЯ

по применению – пробирка; микропробирка; криопробирка стерильная

Назначение:

Пробирка(с крышкой или без) лабораторная предназначена для хранения химических веществ и биоматериалов, используется в процессе отбора проб, выращивания клеточных культур с целью проведения лабораторных исследований и анализов.

Описание:

Пробирки лабораторные представляют собой цилиндрические либо конические ёмкости разной высоты и диаметра, с полукруглым, плоским или суживающимся дном, объемами от 0,1 до 50 мл, из полипропилена (ПП) или полистирола (ПС).

Разнообразие конфигурации позволяет подобрать пробирку для подходящего лабораторного исследования или анализа, совместимую с любым типом креплений штативов, нагревательными плитками, центрифугами, планшетами для пробирок и другими приспособлениями для удобного позиционирования лабораторной посуды.

Градуированные пробирки применяют для точного дозирования веществ, растворов, жидких индикаторов, реагентов. Пробирки с плотно закрываемыми крышками обеспечивают благоприятную среду для хранения и перевозки чувствительных, лабильных препаратов, помогают избежать контакта персонала с опасными веществами.

Поставляются в пакетах от 25 шт до 1000шт.

Противопоказания к применению:

При использовании по назначению и в соответствии с настоящей инструкцией противопоказаний и побочных действий к применению изделия нет.

При соблюдении требований утилизации медицинских изделий, пробирки полностью безопасны для человека, животных, окружающей среды; не содержат потенциально инфекционный материал.

Подготовка к работе изделия:

Пробирки готовы к использованию.

Порядок работы изделия:

Перед использованием стерильных пробирок необходимо убедиться, что срок годности не превышает дату, указанную на этикетке. Срок годности и метод стерилизации смотри на этикетке.

Изменение внешнего вида медицинского изделия исключает возможность его применения.

Гарантийные обязательства производителя и/или его представителя в РБ не распространяются на медицинское изделие в случае ненадлежащего хранения, транспортировки и использования медицинского изделия.

При работе с пробирками с биоматериалами следует надевать одноразовые резиновые перчатки

во избежание риска инфицирования персонала биоматериалом.

Правила хранения и использования:

Пробирки хранят и транспортируют согласно техническим характеристикам в закрытой упаковке, сухом и защищенном от света месте при температуре от -40°C до +60°C.

Производитель: SARSTEDT AG&CO.KG, ул. Зарштедтштрассе 1, 51588 Нюмбрехт, Германия

Уполномоченный представитель в РБ: ЧП РЕНЕКС РТ, ул. Железнодорожная 27В-208, Минск, Беларусь