



ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАБОР ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

СТЕРИЛЬНЫЙ «ЕваПро»

ТУ 9437-068-44942795-2012



Регистрационное удостоверение

на медицинское изделие

от 23.11.2016г № РЗН 2013/917

Этикетка 3872.3.711.085 ЭТ

Набор проктологический одноразовый стерильный «ЕваПро» (в дальнейшем – набор), предназначен для диагностического обследования и проведения лечебных манипуляций в проктологии.

Область применения – проктология.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность и назначение комплектующих изделий набора приведены в таблице.

Обозначение символов, нанесенных на потребительскую упаковку

стерилизация оксидом этилена


одноразовое использование

не использовать при повреждении упаковки

Таблица

Наименование изделия входящего в набор	Кол-во, шт/пара	Назначение
Аноскоп с прямым срезом полимерный, диаметр:22 мм.	1	Для визуального осмотра внутренней поверхности прямой кишки, выполнения биопсии с целью диагностирования заболевания, проведения лечебных манипуляций (введение лекарственных веществ, инфракрасная коагуляция и склеротерапия геморроидальных узлов, электрокоагуляция полипов).
Аноскоп с П-образным вырезом полимерный, диаметр:22 мм.	1	
Аноскоп с косым срезом полимерный, диаметр:22 мм.	1	

Копия верна
Главный бухгалтер
Мухаммедов Ш.М.



Продолжение таблицы:

Наименование изделия, входящего в набор	Кол-во, шт/пара	Назначение
Салфетка из нетканого материала	1	Подкладная салфетка для пациента с целью соблюдения гигиены
Брюки (шорты) из нетканого материала	1	Для удобства пациента во время обследования и проведения лечебных манипуляций
Перчатки латексные смотровые	1	Для защиты рук медицинского работника

Примечание- допускается по требованию заказчика поставка набора в любой комплектности, а также отдельная поставка изделий, входящих в набор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наборы поставляют стерильными в герметичной индивидуальной потребительской упаковке.

Изделия (детали изделий), входящие в набор, а также потребительская упаковка изготовлены из нетоксичных материалов, разрешенных к применению в медицинской практике Минздравом РФ.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация наборов осуществляется газовым (оксидом этилена) способом.

ХРАНЕНИЕ

Наборы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С.

Условия транспортирования-5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Наборы соответствуют ТУ 9437-068-44942795-2012 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности набора - 5 лет со дня стерилизации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Наборы не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Наименование и адрес производителя/
организация, принимающая претензии
ООО «Полимерные изделия» Россия, 420021,
Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Салиха Сайдашева, 12
телефон/факс (843) 293-25-03, 278-23-05,
телефон 278-22-77
E-mail:info@polimizd.ru www.polimizd.ru

ХРАНИЕНИЕ

Аноскоп в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40° С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25° С.

Условия транспортирования-5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Аноскоп соответствует ТУ 9437-068-44942795-2012 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности аноскопа - 5 лет со дня стерилизации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Аноскоп не токсичен.

Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии

ООО «Полимерные изделия» Россия,
420021, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Салиха Сайдашева, 12
телефон/факс (843) 293-25-03, 278-23-05,
278-22-77

E-mail: info@polimizd.ru www.polimizd.ru

Обозначение символов, нанесенных на потребительскую упаковку



стерилизация оксидом этилена



запрет на повторное применение



не использовать при повреждении упаковки

Копия верна

Главный бухгалтер

Мухаммедов Ш.М. ХРАНИЕНИЕ

Аноскоп в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40° С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25° С.

Условия транспортирования-5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Аноскоп соответствует ТУ 9437-068-44942795-2012 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности аноскопа - 5 лет со дня стерилизации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Аноскоп не токсичен.

Утилизация должна проводиться по правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии

ООО «Полимерные изделия» Россия,
420021, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Салиха Сайдашева, 12
телефон/факс (843) 293-25-03, 278-23-05,
278-22-77

E-mail: info@polimizd.ru www.polimizd.ru

Обозначение символов, нанесенных на потребительскую упаковку



стерилизация оксидом этилена



запрет на повторное применение



не использовать при повреждении упаковки

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ®



АНОСКОП С ПРЯМЫМ СРЕЗОМ
ПОЛИМЕРНЫЙ, диаметр 22 мм,
АНОСКОП С КОСЫМ СРЕЗОМ
ПОЛИМЕРНЫЙ, диаметр 22 мм,
АНОСКОП С П-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ
ПОЛИМЕРНЫЙ, диаметр 22 мм.
ТУ 9437-068-44942795-2012

Регистрационное удостоверение
на медицинское изделие

от 23.11.2016г № РЗН 2013/917

Этикетка 3872.3.711.085 ЭТ

Аноскоп с прямым срезом полимерный, аноскоп с косым срезом полимерный, аноскоп с П-образным вырезом (в дальнейшем - аноскоп), предназначен для диагностического обследования и проведения лечебных манипуляций в проктологии, для визуального осмотра внутренней поверхности прямой кишки, выполнения биопсии с целью диагностирования заболевания, проведения лечебных манипуляций (введение лекарственных веществ, инфракрасная коагуляция и склеротерапия геморроидальных узлов, электрокоагуляция полипов).

Область применения - проктология.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аноскоп поставляют стерильным в герметичной индивидуальной потребительской упаковке.

Аноскоп, а также потребительская упаковка изготовлены из нетоксичных материалов, разрешенных к применению в медицинской практике Минздравом РФ.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация аноскопа осуществляется газовым (оксидом этилена) способом.



ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ®



АНОСКОП С ПРЯМЫМ СРЕЗОМ
ПОЛИМЕРНЫЙ, диаметр 22 мм,
АНОСКОП С КОСЫМ СРЕЗОМ
ПОЛИМЕРНЫЙ, диаметр 22 мм,
АНОСКОП С П-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ
ПОЛИМЕРНЫЙ, диаметр 22 мм.
ТУ 9437-068-44942795-2012

Регистрационное удостоверение
на медицинское изделие

от 23.11.2016г № РЗН 2013/917

Этикетка 3872.3.711.085 ЭТ

Аноскоп с прямым срезом полимерный, аноскоп с косым срезом полимерный, аноскоп с П-образным вырезом (в дальнейшем - аноскоп), предназначен для диагностического обследования и проведения лечебных манипуляций в проктологии, для визуального осмотра внутренней поверхности прямой кишки, выполнения биопсии с целью диагностирования заболевания, проведения лечебных манипуляций (введение лекарственных веществ, инфракрасная коагуляция и склеротерапия геморроидальных узлов, электрокоагуляция полипов).

Область применения - проктология.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аноскоп поставляют стерильным в герметичной индивидуальной потребительской упаковке.

Аноскоп, а также потребительская упаковка изготовлены из нетоксичных материалов, разрешенных к применению в медицинской практике Минздравом РФ.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация аноскопа осуществляется газовым (оксидом этилена) способом.