

Инструкция по применению, наносится на картонную пачку.

Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт»

ВОЗДЕЙСТВИЕ. Легкая фиксация и стабилизация лучезапястного сустава.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Период реабилитации после травм и операций, дегенеративные и воспалительные заболевания области лучезапястного сустава.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Заболевания кожи. Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Наденьте на лучезапястный сустав, отрегулируйте степень компрессии при помощи застежки Velcro.

Степень фиксации и режим использования определяются лечащим врачом.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Перед первым применением рекомендуется ручная стирка до $t\ 40^{\circ}$. Не тереть и не выжимать изделие. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов. Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку. Транспортировка и хранения при температуре от -40° до $+40^{\circ}$. После транспортировки в условиях отрицательных температур изделие в упаковке должно быть выдержано при комнатной температуре не менее 4 часов.



Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790. Срок хранения – 5 лет. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи. Состав: полиамид – 40%, латекс – 40%, полипропилен – 20%.

Дата изготовления _____ 20 __ г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп.4, литер А, пом. 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: torg@kreitspb.ru.

Место производства медицинского изделия: Россия, 194223, Санкт Петербург, ул. Курчатова, д.10, лит. И.

www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Генеральный директор ООО «Крейт» / _____ / Кривицкий А.К.



Инструкция по применению, наносится на картонную пачку.

БАНДАЖ ДЛЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА – «Крейт»

ВОЗДЕЙСТВИЕ. Оказывает легкое фиксирующее и стабилизирующее действие на мягкие ткани и поверхностные сосуды, улучшая кровообращение и уменьшая отечность тканей. Снижает болевые ощущения, сокращает сроки восстановительного лечения.


ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Период реабилитации после гипсовой повязки, ушибов, травм и операций. Артриты, артрозы, миозиты. Избыточная или форсированная нагрузка на локтевой сустав.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Выполнен из эластичного материала с шерстью и хлопком. Имеет неразъемную конструкцию.

Степень фиксации и режим использования определяются лечащим врачом.

Перед первым применением рекомендуется ручная стирка до $t\ 40^{\circ}$. Не тереть и не выжимать изделие. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов. Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку. Транспортировка и хранения при температуре от -40° до $+40^{\circ}$. После транспортировки в условиях отрицательных температур изделие в упаковке должно быть выдержано при комнатной температуре не менее 4 часов.



Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790. Срок хранения – 5 лет. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи. Состав: хлопок – 42%, шерсть – 42%, латекс – 14%, полиэфир – 2%.

Дата изготовления _____ 20__ г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп.4, литер А, пом. 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: torg@kreitspb.ru.

Место производства медицинского изделия: Россия, 194223, Санкт Петербург, ул. Курчатова, д.10, лит. И.

www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Генеральный директор ООО «Крейт» /

Кривицкий А.К.



Инструкция по применению, наносится на картонную пачку.

БАНДАЖ ДЛЯ ПЛЕЧА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ – «Крейт»

ВОЗДЕЙСТВИЕ. Обеспечивает умеренную фиксацию и поддержку плеча и плечевого сустава, разгрузку связочного аппарата, снижение напряжения мышц, уменьшение отека в области плечевого сустава. Способствует уменьшению и устранению болевых ощущений в плечевом суставе.


ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Заболевания области плечевого сустава. Повреждение мышечно-связочного аппарата плечевого сустава. Реабилитация после травм и операций в области плечевого сустава. Гипермобильность плечевого сустава, привычный вывих плеча. Острые и хронические воспалительные заболевания плечевого сустава.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Воспалительные заболевания кожи. Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Надеть бандаж на плечо, разместив плечевой сустав в отверстие и зафиксировать лентой Velcro на грудной клетке. Обернуть бандаж вокруг руки и зафиксировать лентой Velcro. Отрегулировать фиксацию плечевого сустава с помощью дополнительных стяжек.

Степень фиксации и режим использования определяются лечащим врачом.

Перед первым применением рекомендуется ручная стирка до $t\ 40^{\circ}$. Не тереть и не выжимать изделие. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов. Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку. Транспортировка и хранения при температуре от -40° до $+40^{\circ}$. После транспортировки в условиях отрицательных температур изделие в упаковке должно быть выдержано при комнатной температуре не менее 4 часов.



Использованные изделия складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790. Срок хранения – 5 лет. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи. Состав: 43% эластон, 42% полиамид, 15% полипропилен.


Дата изготовления _____ 20 __ г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп.4, литер А, пом. 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: torg@kreitspb.ru.

ген. дир. ООО «Крейт» Кривошеин А.К.



Место производства медицинского изделия: Россия, 194223, Санкт Петербург, ул.
Курчатова, д.10, лит. И.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Генеральный директор ООО «Крейт» /  / Кривицкий А.К.

