

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Ассомедика»

Белый В.В.



20 20 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
заглушек «Луер» однократного применения
ТУ ВУ 190682947.015-2017 изм.1

ЗАГЛУШКИ «ЛУЕР» ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


Инструкция по применению

Описание:

Заглушки «Луер» однократного применения (далее - заглушки) могут закрывать порты изделий медицинского назначения различными вариантами: присоединение резьбовым соединением (заглушки типа «Male», заглушки типа «Female») и путем укупорки/насадки (заглушки универсальные).

Заглушки могут быть различной цветовой гаммы по согласованию с заказчиком.

Применяются заглушки в различных областях медицины.



Назначение:

Предназначены для закрытия портов и обеспечения герметичности различных изделий медицинского назначения.

Инструкция по применению:

- внимательно осмотреть упаковку и убедиться в том, что она не повреждена;
- вскрыть индивидуальную упаковку;
- присоединить соответствующую заглушку к изделию медицинского назначения путем накручивания или укупорки в зависимости от типа порта.

Примечания:

- стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку;
- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке;
- изделия однократного применения;
- не использовать после окончания срока годности;
- обработка и утилизация изделия в установленном порядке;
- защита от влаги при хранении;
- апиrogenно, нетоксично, не содержит фталатов;
- нестерильные заглушки по согласованию с заказчиком могут быть упакованы в индивидуальную упаковку в количестве кратном 5.

Стерильность:

- стерилизованы оксидом этилена.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Информация о производителе: ООО «Ассомедика», Республика Беларусь.

Изготовитель гарантирует соответствие медицинских изделий техническим характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

Символы, применяемые на этикетке:

	номер партии		стерилизовано оксидом этилена (для стерильных изделий)
	дата изготовления		не использовать повторно (для изделий однократного применения)
	использовать до		не применять при повреждении упаковки
	нестерильно (для нестерильных изделий)		апирогенно
	изготовитель		температурный диапазон
			диапазон влажности