



Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Кухетка массажная КМ-1-1-01

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.2914/1707 от 05.07.2017 г.



1 Назначение

Кухетка массажная KM-1-01 (далее - кухетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента при проведении разностороннего массажа в лечебных, физкультурно-оздоровительных, санаторно-курортных и других медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кухетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кухетки (длина х ширина х высота), мм - 1840 х 650 х 810 (не более 2000 х 660 х 820).

Угол регулировки изголовья - от -90 до +45° к горизонту.

Масса кухетки не более 40 кг.

Максимальная нагрузка на кухетку - 125 кг.

Кухетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Кухетка массажная KM-1-01

валики - 2 шт,

ступень - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

4 Устройство и подготовка кухетки к эксплуатации

Подготовка кухетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Кухетка представляет собой конструкцию повышенной устойчивости, выполненная из усиленного каркаса, изготовленного из стального профиля с нанесением эпоксидно-полимерного покрытия, и мягкого ложа с обивкой винилскожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Изголовье кухетки регулируется по углу наклона.

Освободите кухетку, ступень и валики от упаковки.

Произведите санитарную обработку кухетки, ступени и валиков протираанием поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ. После этого кухетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение


Кухетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.



Копия верна

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кухетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи кухетки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении кухетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Фелюнинского, 19

УП «Район-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Кухетка массажная KM-1-01 соответствует техническим условиям
ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Исполнения _____

Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____

(подпись)

(штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Кухетка массажная
(наименование)

KM-1-01 ТУ РБ 14440234.001-94
(обозначение) (номер ТУ)


Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТПН заполняется потребителем)


Производственное унитарное предприятие
«Рагон-МедТех»

Кушетка массажная КМ-1

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Кушетка массажная КМ-1 (далее - кушетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента при проведении разностороннего массажа в лечебных, физкультурно-оздоровительных, санаторно-курортных и других медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки (длина x ширина x высота), мм - 1830 x 650 x 803.

Габаритные размеры ступени (длина x ширина x высота), мм - 440 x 300 x 345.

Габаритные размеры валиков: длина - 500 мм, диаметр - 100 мм и 150 мм.

Масса кушетки не более 52 кг, масса ступени не более 2,5 кг.

Максимальная нагрузка на кушетку и ступень 125 кг.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Кушетка массажная КМ-1 - 1 шт., в том числе: ступень - 1 шт, валики - 2 шт.

Паспорт - 1 шт.

4 Устройство и подготовка кушетки к эксплуатации

Подготовка кушетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Кушетка представляет собой конструкцию повышенной устойчивости, выполненная из усиленного каркаса, изготовленного из стального профиля с нанесением эпоксидно-полимерного покрытия, и мягкого ложа с обивкой винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. В ложе предусмотрено отверстие для лица (по согласованию с заказчиком отверстие может не выполняться). Для удобства пользования кушетка укомплектована двумя валиками различного диаметра и ступенью для поддона пациента на кушетку. Освободите кушетку, ступень и валики от упаковки.

Произведите санитарную обработку кушетки, ступени и валиков протиранием поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ. После этого кушетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Кушетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи кушетки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Фелюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Кушетка массажная КМ-1 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____

(подпись)

(штамп ОТК)

-----Линия отреза-----

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: _____ Кушетка массажная
(наименование)

КМ-1 _____ ТУ РБ 14440234.001-94
(обозначение) (номер ТУ)


Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТГН заполняется потребителем)


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Кухетка массажная КМ-2

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Купшетка массажная КМ-2 (далее - купшетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента при проведении разностороннего массажа в лечебных, физкультурно-оздоровительных, санаторно-курортных и других медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию купшетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры купшетки (длина х ширина х высота), мм - 1840 х 630 х 730 мм. Масса купшетки не более 50 кг.

Угол подъема изголовья и ножных секций - от 0 до 30° к горизонту. Максимальная нагрузка на купшетку и ступень 125 кг.

Купшетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входит: Купшетка массажная КМ-2 - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

4 Устройство и подготовка купшетки к эксплуатации

Подготовка купшетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Купшетка представляет собой конструктивно выполненную из каркаса, изготовленного из стального профиля с нанесением эпоксидно-полимерного покрытия, и матового ложа с обивкой винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Купшетка оборудована регулирующими по углу наклона изголовьем и двумя раздельными ножными секциями. В изголовье выполнено отверстие для лица.

Освободите купшетку от упаковки.

Произведите санитарную обработку купшетки протиранием поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ. После этого купшетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение


Купшетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.



6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие купшетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи купшетки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении купшетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Фелонинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Купшетка массажная КМ-2 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления

Упаковку произвел

Копия документа

Подпись за приемку

(подпись)

(штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Купшетка массажная

(наименование)

КМ-2 ТУ РБ 14440234.001-94

(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена


(дата, № ТПН заполняется потребителем)

-----Линия отреза-----


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Кушетка смотровая КС-1

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Кушетка смотровая (далее - кушетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента во время проведения медицинского осмотра и процедур медицинских учреждений.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки, не более:

длина - 1905 мм,

ширина - 650 мм,

высота - 500 мм до поверхности ложа,

875 мм - при макс. поднятом изголовье.

Масса кушетки не более 35 кг.

Максимальная нагрузка на кушетку 145 кг с распределением: 20 % на поднимающуюся изголовье, 80 % на неподвижную часть сиденья.

Кушетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Кушетка смотровая КС-1 - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.


4 Устройство и подготовка кушетки к работе

Подготовка кушетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Кушетка представляет собой конструкцию, выполненную из сварного каркаса и мягкого сиденья с обивкой из материала, выдерживающего многократную влажную обработку и дезинфекцию. Изголовье кушетки регулируется по высоте и надежно фиксируется в различных положениях. Регулировка и фиксация угла наклона изголовья осуществляется с помощью механизма «Распашка» (следующим образом: поднимите изголовье вверх до упора (при этом фиксатор отключается), затем опустите до упора вниз; приведите изголовье в требуемое положение, для чего из крайнего нижнего положения плавно поднимите изголовье до необходимого положения, при этом происходит срабатывание механизма фиксатора, сопровождаемое характерным щелчком. Нажатием на изголовье убедитесь в надежности фиксации.

Освободите кушетку от упаковки.

Произведите санитарную обработку кушетки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором хлорамина или другим дезинфицирующим раствором. После этого кушетка готова к эксплуатации.



Копия верна

изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Рапон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приеме

Кушетка смотровая КС-1 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: **Кушетка смотровая** (наименование)

КС-1 **ТУ РБ 14440234.001-94**
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)


КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Кушетка смотровая КС-2

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Кушетка смотровая (далее - кушетка) предназначена для удобного размещения на ней пациента во время проведения медицинского осмотра и процедур в медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию кушетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры кушетки:

длина - 1905 мм,

ширина - 650 мм,

высота - 800 мм до поверхности ложа.

Масса кушетки не более 35 кг.

Максимальная нагрузка на кушетку 145 кг с распределением:

20 % на поднимающиеся изголовье, 80 % на неподвижную часть сиденья.

Кушетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входит: Кушетка смотровая КС-2 - 1 шт.

Паспорт

- 1 шт.


4 Устройство и подготовка кушетки к работе

Подготовка кушетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Кушетка представляет собой конструкцию, выполненную из сварного металлического каркаса с полимерным покрытием и мягкого сиденья с обивкой из материала, поддерживающего многократную влажную обработку и дезинфекцию. Изголовье кушетки регулируется по высоте и надежно фиксируется в различных положениях. Регулировка и фиксация угла наклона изголовья осуществляется с помощью механизма «Растопка» следующим образом: поднимите изголовье вверх до упора (при этом фиксатор отключается), затем опустите до упора вниз; приведите изголовье в требуемое положение, для чего из крайнего нижнего положения плавно поднимите изголовье до необходимого положения, при этом происходит срабатывание механизма фиксатора, сопровождаемое характерным щелчком. Нажатием на изголовье убедитесь в надежности фиксации.

Освободите кушетку от упаковки.

Произведите санитарную обработку кушетки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого кушетка готова к эксплуатации.



5 Транспортирование и хранение

Кушетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи кушетки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Копия верна

7 Свидетельство о приеме

Кушетка смотровая КС-2 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____

(подпись)

(штамп ОТК)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Кушетка смотровая

(наименование)

КС-2

ТУ РБ 14440234.001-94

(обозначение)

(номер ТУ)

Дата изготовления _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____


(дата, № ТПН заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА


Гарантийный талон изъят _____
(подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Банкетка КБ-1 (далее - банкетка) предназначена для удобного размещения на ней пациентов в медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию банкетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры банкетки, не более:

длина — 440 мм,
ширина — 440 мм,
высота — 475 мм.

Масса банкетки не более 6 кг.

Максимальная нагрузка на банкетку — 125 кг.

Банкетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входит: банкетка КБ-1 — 1 шт.,
паспорт — 1 шт.

4 Устройство и подготовка банкетки к эксплуатации

Подготовка банкетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Банкетка представляет собой конструкцию, выполненную в виде сварного металлического каркаса и мягкого сиденья. Каркас банкетки имеет порошковое полимерное покрытие, сиденье изготовлено с обивкой винилскожей. Материалы устойчивы к многократной влажной обработке и дезинфекции.

После освобождения от упаковки и проведения санитарной обработки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ, банкетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение


Банкетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;
относительная влажность 98 % при 25 °С.



Копия
Водна

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____
Подписан за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

7 Свидетельство о приемке

Банкетка КБ-1 соответствует техническим условиям
ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банкетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи банкетки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении банкетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Фелюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: _____ Банкетка
(наименование)


КБ-1 _____ ТУ РБ 14440234.001-94
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТПН заполняется потребителем)


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт



Копия верна

Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РФ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Банкетка KB-2 (далее - банкетка) предназначена для удобного размещения на ней пациентов в медпунктах учреждений.

В связи с постоянной работой по совершенствованию банкетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры банкетки:

длина - 1000 мм,

ширина - 435 мм,

высота - 490 мм.

Масса банкетки не более 11 кг.


Максимальная нагрузка на банкетку - 125 кг.

Банкетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: банкетка KB-2 - 1 шт.,

паспорт - 1 шт.



Копия верна

4 Устройство и подготовка банкетки к эксплуатации

Подготовка банкетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Банкетка представляет собой конструкцию, выполненную в виде сварного металлического каркаса и мягкого сиденья. Каркас банкетки имеет порошковое полимерное покрытие, сиденье изготовлено с обивкой винилскожей. Материалы устойчивы к многократной влажной обработке и дезинфекции.

После освобождения от упаковки и проведения санитарной обработки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ, банкетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Банкетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С.

6 Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банкетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи банкетки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении банкетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Фелюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Банкетка KB-2 соответствует техническим условиям

ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____

(подпись)

(штамп ОТК)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Банкетка

(наименование)

KB-2 ТУ РБ 14440234.001-94

(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____

(дата, № ТТН заполняется потребителем)


КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)


Производственное унитарное предприятие
«Рагон-МедТех»

Банкетка КБ-3

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Банкетка KB-3 (далее - банкетка) предназначена для удобного размещения на ней пациентов в медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию банкетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры банкетки:

длина — 1500 мм,

ширина — 435 мм,

высота — 490 мм.

Масса банкетки не более 15 кг.

Максимальная нагрузка на банкетку — 125 кг.

Банкетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: банкетка KB-3 — 1 шт., паспорт — 1 шт.

4 Устройство и подготовка банкетки к эксплуатации

Подготовка банкетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Банкетка представляет собой конструкцию, выполненную в виде сварного металлического каркаса и мягкого сиденья. Каркас банкетки имеет порошковое полимерное покрытие, сиденье изготовлено с обивкой винилскожей. Материалы устойчивы к многократной влажной обработке и дезинфекции.

После освобождения от упаковки и проведения санитарной обработки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ, банкетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Банкетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:


температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С.



Копия верна

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банкетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи банкетки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении банкетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Банкетка KB-3 соответствует техническим условиям
ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: _____ Банкетка
(наименование)

KB-3 _____ ТУ РБ 14440234.001-94
(обозначение) (номер ТУ)


Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТПН заполняется потребителем)


Производственное унитарное предприятие
«Рагон-МедТех»

Банкетка КБМ-1

Паспорт



Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.5902/1511 от 16.11.2015 г.



1 Назначение

Банкетка KBM-1 (далее - банкетка) предназначена для удобного размещения на ней пациентов в медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию банкетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры банкетки:

длина — 1500 мм,

ширина — 525 мм, ширина сиденья — 430 мм,

высота — 845 мм, высота сиденья 490 мм.

Масса банкетки не более 20 кг.

Максимальная нагрузка на банкетку — 125 кг.

Банкетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: банкетка KBM-1 — 1 шт., паспорт — 1 шт.

4 Устройство и подготовка банкетки к эксплуатации

Подготовка банкетки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Банкетка представляет собой конструкцию, выполненную в виде сварного металлического каркаса и мягких сиденья и спинки. Каркас банкетки имеет порошковое полимерное покрытие, мягкие элементы изготовлены с обивкой винилискожей. Материалы устойчивы к многократной влажной обработке и дезинфекции.


После освобождения от упаковки и проведения санитарной обработки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, разрешенным к применению Минздравом РБ, банкетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Банкетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.



Копия верна

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банкетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи банкетки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении банкетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приеме

Банкетка KBM-1 соответствует техническим условиям

ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники: Банкетка _____
(наименование)

КБМ-1 _____ ТУ РБ 14440234.001-94
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)