

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала СТБ 757-2001

1 Общие сведения

1.1 Настоящая инструкция распространяется на следующие изделия санитарно-гигиенические производства ОДО «Делла» (Республика Беларусь), выпускаемые в соответствии с СТБ 757-2001: халаты, костюмы, брюки, блузоны (куртки) – мужские и женские, колпаки (шапочки), фартуки для медицинского персонала, а также на халаты-накидки для посетителей.

1.2 Изделия поставляются упакованными в индивидуальную или групповую упаковку – мешки или пакеты из полиэтиленовой пленки или других полимерных материалов.

2 Назначение и область применения

2.1 Изделия предназначены для защиты медицинского персонала и посетителей от контакта с биологическими средами организма больного и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях здравоохранения

3 Указания по применению

3.1 Изделия следует применять в учреждениях здравоохранения в соответствии с их назначением.

3.2 Хранить изделия по окончании рабочего дня (смены) следует в подвешенном состоянии (на плечиках, вешалках и т.п.) в индивидуальных шкафах для хранения одежды медперсонала.

Накидки для посетителей хранят в специально отведенном месте в приемном покое или аналогичном помещении для приема посетителей.

3.3 Стирку и дезинфекцию изделий необходимо производить по мере загрязнения или с установленной периодичностью, разрешенными для применения дезинфицирующими моющими средствами.

3.4 После стирки и дезинфекции изделия подлежат сушке и глажению.

3.5 Стирка и дезинфекция, сушка и глажение изделий должны производиться централизованно, в прачечных учреждений здравоохранения, и отдельно от постельного белья, одежды, других текстильных изделий, предназначенных для больных.

3.6 Изделия, поврежденные в процессе стирки или изношенные, подлежат ремонту или списанию. Ремонт изделий производится в отдельном, специально отведенном месте (помещении).

3.7 Чистые изделия (после стирки, дезинфекции, сушки и глажения) складывают отдельно по видам и упаковывают в холщовые мешки или аналогичную тару, во избежание возможных загрязнений при переноске в места хранения и при хранении.

3.8 Хранить чистые изделия до передачи медперсоналу необходимо в специально отведенных чистых, сухих, проветриваемых помещениях.

3.9 Применяемые для перемещения чистых изделий транспортные средства, тележки либо другое оборудование должны подвергаться предварительной санитарной обработке (дезинфекции).

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТБ 757-2001 при условии соблюдении требований к их хранению и применению.

4.2 Срок годности изделий - не ограничен.

5 Изготовитель: ОДО «Делла», Республика Беларусь, 210024, г. Витебск, ул. Димитрова, д. 36/7; тел/факс (0212) 62-07-08.

Директор ОДО «Делла»



А.С. Пономаренко