

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за ортопедическими стельками и полустельками

1 Стельки ОС-000, ОС-001, ОС-010, ОС-011, ОС-100, ОС-101, ОС-110, ОС-111, ОС1-000, ОС1-001, ОС1-010, ОС1-011, ОС1-100, ОС1-101, ОС1-110, ОС1-111 и полустельки ОПС

предназначены для профилактики и лечения различных деформаций стоп и должны использоваться строго по назначению врача.

2. Стельки и полустельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки и полустельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- в случае загрязнения очищать влажной, смоченной в мыльном растворе, а затем сухой тряпкой;
- сушить стельки и полустельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов.

Инструкция-памятка **по уходу и эксплуатации за стельками ортопедическими**

1 Стельки ортопедические ОС-2, ОС-4, ОС-4-01, ОС-5, ОС-5-01, ОС-6 и полустельки ОПС, ОПС-01 предназначены для профилактики и лечения различных деформаций стоп и должны использоваться строго по назначению врача.

2. Стельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой тряпкой;
- запрещается мыть стельки в воде;
- сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;
- избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.

Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за стельками ортопедическими
ОС-11М, ОС-12Ж, ОС-13Д, ОС-11М-01, ОС-12Ж-01, ОС-13Д-01

1 Стельки ортопедические ОС-11М, ОС-12Ж, ОС-13Д, ОС-11М-01, ОС-12Ж-01, ОС-13Д-01 предназначены:

- для профилактики статического плоскостопия;
- для коррекции свода стоп при плоскостопии 1 и 2 степени.

2. Стельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой тряпкой;
- запрещается мыть стельки в воде;
- сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;
- избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.