

Инструкция

по применению ваты медицинской фасованной

(стерильной и нестерильной, всех типов и фасовки)

1. Соответствие

Вата медицинская фасованная изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ ВУ 100104010.002-2013 изм.2.

2. Изготавливаемый ассортимент

- вата хирургическая нестерильная номинальной массы 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1500, 3000, 10000, 15000, 20000, 30000 г;
- вата хирургическая стерильная номинальной массы 25, 50, 100, г.

3. Назначение

Вата, предназначена для применения в медицинской практике, как в чистом виде, так и в составе различных ватно-марлевых изделий: повязок, подушечек, тампонов и пр.

4. Описание

Для изготовления фасованной ваты используется вата, соответствующая по своим физико-механическим и химическим показателям требованиям и нормам ГОСТ 5556 производства ООО «Гигровата-Санкт-Петербург», РФ, г. Всеволожск.

Стерилизация ваты осуществляется радиационным методом при дозе облучения (25^{+10}_{-10}) кГр в соответствии с СТБ ЕН 552 или газовым методом с использованием оксида этилена в соответствии с СТБ ЕН 550.

5. Противопоказаний нет

6. Условия хранения

Хранение ваты на складах поставщика (потребителя) на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков при температуре от плюс 1 до плюс 45 °С с относительной влажностью воздуха не более 80 %, в удаленном от света и обогревателей месте не менее чем на 1 м.

7. Срок годности

Срок годности стерильной ваты – 5 лет с даты стерилизации, нестерильной ваты – 10 лет с даты изготовления.

8. Условие отпуска из аптек.

Без рецепта врача.

9. Изготовитель и юридический адрес

Научно-производственное унитарное предприятие «СИРИНГА» Общественного Объединения «Белорусское общество инвалидов» (УП «Сиринга» ОО «БелОИ»)

Республика Беларусь, 220016, г. Минск, Пр-т партизанский, 91-3.

Тел.: (017) 385-91-77. E-mail: siringaby@tut.by