

Инструкция по применению.
Бахилы одноразовые CPE Medrull.
(предоставляется по требованию)

Размеры: 15 x 36см, 15 x 41см

- Расправить аккуратно бахилы.
- Надеть на обувь начиная с носка, затем расправить по всей ширине и закрепить на пяточной части обуви.
- Использовать по назначению.
- Рекомендовано для одноразового применения.
- Заменять бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений бахил.
- После применения, бахилы утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Срок годности для не стерильной продукции: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке

Условия хранения: хранить в сухом и чистом месте, где влажность не превышает 80%.
Температура хранения от -5°C до +35°C.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления

Таллин

04 марта 2021 г.



Инструкция по применению. Medrull Маска для лица.

Размеры: Длина: +/- 0.5 см, Ширина: +/- 0.5 см

- Вымойте и/или продезинфицируйте руки.
- Наденьте маску на лицо цветной стороной наружу, зажимом для носа вверх, закрепив эластичными петлями за уши.
- Закройте нос и подбородок, потянув маску вверх и вниз.
- Отрегулируйте зажим для носа по форме переносицы.
- После использования осторожно снимите маску за ушные петли.
- Выбрасывайте использованную маску, желательно в закрытую корзину.
- Вымойте и/или продезинфицируйте руки.

Меры предосторожности

- В случае затруднения дыхания снимите маску.
- Не для длительного использования.
- Замените маску, как только она станет влажной или использовалась более 4 часов.
- Избегайте излишних прикосновений к маске руками во время её ношения и при её снятии.

Срок годности для не стерильной продукции: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке

Условия хранения: хранить в сухом и чистом месте, где влажность не превышает 80%.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления

Таллин

01 марта 2021 г.



Инструкция по применению.
Халат защитный с рукавами на резинке Medrull
(предоставляется по требованию)

Описание

Халат изготавливается из нетканого материала. Свойства: защищает от частиц мелкодисперсной пыли, материал "дышит", не образует ворса, свободный крой и не стесняет движения, не требует стирки, глажки и дезинфекции, нетоксичны

Область применения: используется в приемных отделениях, дез. блоках, в перевязочных и в косметологических кабинетах, массажных салонах, салонах красоты

Срок годности для не стерильной продукции: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке


Условия хранения: хранить в сухом и чистом месте, где влажность не превышает 80%.
Температура хранения от -5°C до +35°C.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления

Таллин

16 февраля 2021г.



Инструкция по применению.
Береты(шапочки) для медсестер Medrull
(предоставляется по требованию)

Одноразовая шапочка это нетканое изделия в виде головного убора, предназначенное для покрытия головы и защиты от попадания волос, пыли, влаги, бактерий и других внешних раздражителей на рабочую зону. Обеспечивает необходимую защиту и гигиену во время выполнения работ.

Применяются в стационарах лечебных учреждениях и поликлиниках, как головной убор для пациентов и медицинского персонала.

Срок годности для продукции: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке


Условия хранения: хранить в сухом и чистом месте, где влажность не превышает 80%.

Подпись:

Алексей Козлов / Член правления

Таллин

01 марта 2021 г.



Инструкция по применению.
Шапочки для хирургов Medrull.
(предоставляется по требованию)

Одноразовая шапочка это нетканое изделия в виде головного убора, предназначенное для покрытия головы и защиты от попадания волос, пыли, влаги, бактерий и других внешних раздражителей на рабочую зону. Обеспечивает необходимую защиту и гигиену во время выполнения работ.

Применяются в стационарах лечебных учреждениях и поликлиниках, как головной убор для пациентов и медицинского персонала.

Срок годности для продукции: 5 лет от даты производства.

Дата производства: см на упаковке

Условия хранения: хранить в сухом и чистом месте, где влажность не превышает 80%.

Подпись: _____

Алексей Козлов / Член правления



Таллин

01 марта 2021 г.