

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ

Рациональное использование с минимальными усилиями

Все инструменты проверяются вручную на точность разработки и бескомпромиссность качества. Инструменты LM доступны с разными типами ручек. Все ручки исключительно эргономичны благодаря эластичному силиконовому покрытию и оптимальной форме.

Новая серия инструментов LM для люксации и элевации с силиконовыми ручками.

- Эргономичный дизайн – удобно держать в руке и легко поворачивать
- Безопасная поверхность LM-ErgoTouch – мягкая, не скользит, легко удерживается в руке
- Хорошая сбалансированность – облегчает работу
- Легкость – меньше нагрузки на руку врача
- Цветовая кодировка – легко отличать инструменты друг от друга
- Сталь LM-DuraGradeMAX – прочные и острые лезвия
- Герметичный стык в месте присоединения лезвия – улучшенная гигиена

LM 814230 LM-TwistOut S3 \ Элеватор прямой LM-TwistOut S3

Инструменты LM-TwistOut предназначены для использования в ситуациях, когда требуется приложить усилие при извлечении зуба и манипуляции проводятся только прокручивающимися движениями.

Элеватор LM-TwistOut S3

- прямой, 3мм

LM 814240 LM-TwistOut S4 \ Элеватор прямой LM-TwistOut S4

Инструменты LM-TwistOut предназначены для использования в ситуациях, когда требуется приложить усилие при извлечении зуба и манипуляции проводятся только прокручивающимися движениями.

Элеватор LM-TwistOut S4

- прямой, 4мм

LM 814250 LM-TwistOut S5 \ Элеватор прямой LM-TwistOut S5

Инструменты LM-TwistOut предназначены для использования в ситуациях, когда требуется приложить усилие при извлечении зуба и манипуляции проводятся только прокручивающимися движениями.

Элеватор LM-TwistOut S5

- прямой, 5мм

LM 814430 LM-TwistOut C3 \ Элеватор изогнутый LM-TwistOut C3

Инструменты LM-TwistOut предназначены для использования в ситуациях, когда требуется приложить усилие при извлечении зуба и манипуляции проводятся только

прокручивающимися движениями.

Элеватор LM-TwistOut C3

- изогнутый, 3мм

LM 814440 LM-TwistOut C4 \ Элеватор изогнутый LM-TwistOut C4

Инструменты LM-TwistOut предназначены для использования в ситуациях, когда требуется приложить усилие при извлечении зуба и манипуляции проводятся только прокручивающимися движениями.

Элеватор LM-TwistOut C4

- изогнутый, 4мм

LM 814450 LM-TwistOut C5 \ Элеватор изогнутый LM-TwistOut C5

Инструменты LM-TwistOut предназначены для использования в ситуациях, когда требуется приложить усилие при извлечении зуба и манипуляции проводятся только прокручивающимися движениями.

Элеватор LM-TwistOut C5

- изогнутый, 5мм

Инструмент LM-LiftOut предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности, сохраняя ткани и альвеолярную кость. Это особенно важно для быстрого заживления и возможности последующей имплантации. Тонкое лезвие инструмента вводится в периодонтальную щель к корню. Затем производится движение в сторону апекса, нажимая и одновременно аккуратно поворачивая инструмент назад и вперед. Пластина альвеолы сжимается и зуб может быть удален.

Важно! Использовать только по назначению.

LM-LiftOut невозможно использовать в качестве элеватора.

LM 812220 LM-LiftOut S2 \ Люксатор прямой LM-LiftOut S2

Предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности, позволяет сохранить ткани и альвеолярную кость.

Люксатор LM-LiftOut S2

- прямой, 2,5мм

LM 812230 LM-LiftOut S3 \ Люксатор прямой LM-LiftOut S3

Предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности, позволяет сохранить ткани и альвеолярную кость.

Люксатор LM-LiftOut S2

- прямой, 3мм

LM 812240 LM-LiftOut S4 \ Люксатор прямой LM-LiftOut S4

Предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности,

позволяет сохранить ткани и альвеолярную кость.

Люксатор LM-LiftOut S2

- прямой, 4мм

LM 812250 LM-LiftOut S5 \ Люксатор прямой LM-LiftOut S5

Предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности, позволяет сохранить ткани и альвеолярную кость.

Люксатор LM-LiftOut S2

- прямой, 5мм

LM 812430 LM-LiftOut C3 \ Люксатор изогнутый LM-LiftOut C3

Предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности, позволяет сохранить ткани и альвеолярную кость.

Люксатор LM-LiftOut C3

- изогнутый, 3мм

LM 812440 LM-LiftOut C4 \ Люксатор изогнутый LM-LiftOut C4

Предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности, позволяет сохранить ткани и альвеолярную кость.

Люксатор LM-LiftOut C4

- изогнутый, 4мм

LM 812450 LM-LiftOut C5 \ Люксатор изогнутый LM-LiftOut C5

Предназначен для удаления зубов с минимальным уровнем травматичности, позволяет сохранить ткани и альвеолярную кость.

Люксатор LM-LiftOut C5

- изогнутый, 5мм

Инструменты SlimLift специально разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают максимально атравматичное извлечение зуба. Исключительно тонкий кончик инструмента подходит для работы в очень узких периодонтальных областях.

Инструменты SlimLift нельзя использовать в качестве элеватора.

LM 812630 LM-SlimLift S3 \ Инструмент для атравматического удаления, LM-SlimLift S3

Разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают максимально атравматичное извлечение зуба.

Люксатор LM-SlimLift S3

- прямой, 3мм

LM 812640 LM-SlimLift S4 \ Инструмент для атравматического удаления, LM-SlimLift S4

Разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают

максимально атравматичное извлечение зуба.

Люксатор LM-SlimLift S4

- прямой, 4мм

LM 812650 LM-SlimLift S5 \ Инструмент для атравматического удаления, LM-SlimLift S5

Разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают максимально атравматичное извлечение зуба.

Люксатор LM-SlimLift S5

- прямой, 5мм

LM 812830 LM-SlimLift C3 \ Инструмент для атравматического удаления, LM-SlimLift C3

Разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают максимально атравматичное извлечение зуба.

Люксатор LM-SlimLift C3

- изогнутый, 3мм

LM 812840 LM-SlimLift C4 \ Инструмент для атравматического удаления, LM-SlimLift C4

Разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают максимально атравматичное извлечение зуба.

Люксатор LM-SlimLift C4

- изогнутый, 4мм

LM 812850 LM-SlimLift C5 \ Инструмент для атравматического удаления, LM-SlimLift C5

Разработаны для работы в местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для люксации. Они обеспечивают максимально атравматичное извлечение зуба.

Люксатор LM-SlimLift C5

- изогнутый, 5мм

LM 812210 LM-RootOut \ Инструмент для удаления обломков корней LM-RootOut

Аналогичен инструменту Heidbrink. Эргономичная ручка для удобства врача при работе.

Отлично подходит для всех труднодоступных мест.

Инструменты LM Implant Misura MR помогают в позиционировании первого сверла на правильном расстоянии от соседнего зуба или имплантата сохраняя биологию кости, задают правильное направление при мезиально-дистальной установке имплантата.

В результате такого позиционирования остается достаточное количество кости между имплантатом и зубом, таким образом костный гребень остается стабильным на протяжении долгого времени. Благодаря сохранению биологии кости и достаточного пространства достигается долговременный эстетический результат.

Доступны различные диаметры инструментов.
 Одна сторона инструмента (рабочая часть большего размера) – для позиционирования по отношению к имплантату, вторая (меньшего размера) для позиционирования по отношению к естественному зубу.

LM 400-401 ES Implant Misura MR 3.0-5.0 \ Инструмент для имплантации 3.0-5.0

Помогают в позиционировании первого сверла на правильном расстоянии от соседнего зуба или имплантата сохраняя биологию кости, задают правильное направление при мезиально-дистальной установке имплантата.

Расстояние в мм:

Зуб-Имплантат – 3мм

Имплантат-Имплантат – 5мм

LM 402-403 ES Implant Misura MR 3.1-5.3 \ Инструмент для имплантации 3.1-5.3

Помогают в позиционировании первого сверла на правильном расстоянии от соседнего зуба или имплантата сохраняя биологию кости, задают правильное направление при мезиально-дистальной установке имплантата.

Расстояние в мм:

Зуб-Имплантат – 3,1мм

Имплантат-Имплантат – 5,3мм

LM 404-405 ES Implant Misura MR 3.3-5.6 \ Инструмент для имплантации 3.3-5.6

Помогают в позиционировании первого сверла на правильном расстоянии от соседнего зуба или имплантата сохраняя биологию кости, задают правильное направление при мезиально-дистальной установке имплантата.

Расстояние в мм:

Зуб-Имплантат – 3,3мм

Имплантат-Имплантат – 5,6мм

LM 406-407 ES Implant Misura MR 3.4-5.8 \ Инструмент для имплантации 3.4-5.8

Помогают в позиционировании первого сверла на правильном расстоянии от соседнего зуба или имплантата сохраняя биологию кости, задают правильное направление при мезиально-дистальной установке имплантата.

Расстояние в мм:

Зуб-Имплантат – 3,4мм

Имплантат-Имплантат – 5,8мм

LM 408-409 ES Implant Misura MR 3.7-6.3 \ Инструмент для имплантации 3.7-6.3

Помогают в позиционировании первого сверла на правильном расстоянии от соседнего зуба или имплантата сохраняя биологию кости, задают правильное направление при мезиально-дистальной установке имплантата.

Расстояние в мм:

Зуб-Имплантат – 3,7мм

Имплантат-Имплантат – 6,3мм

LM 9003 LM-ErgoHold 3 \ Ручка для скальпеля LM-ErgoHold 3

Ручка подходит для всех лезвий № 3 (лезвия 10, 10A, 11, 11K, 11P, 12, 12D, 15, 15C и 15S).

Преимущества:

- Отличное сцепление благодаря эластичному силикону
- Точный контроль лезвия
- Контролируемое вращение
- Контролируемое движение при разрезе ткани

LM 767-768 Crown Off \ Инструмент для удаления искусственных коронок Crown Off

Инструмент LM 767-768 Crown Off предназначен для снятия всех типов коронок в ротовой полости. Тело инструмента имеет изгиб в двух местах, рабочая часть наклонена на 45° по отношению к телу инструмента.

Применение: сначала делается прорезь от нижнего края коронки до окклюзионной части. Прорезь должна быть глубокой, до цемента. Рабочая часть инструмента помещается в разрез и раздвигает края коронки. Инструмент поворачивается до тех пор, пока коронка не отсоединится. Рабочая часть не выскальзывает из канавки даже при приложении большой силы, а незаостренная рабочая часть не травмирует пациента.